



2025 CATALOGUE DE PRODUITS

Votre Bureau Adam Equipment



AE Adam GmbH
Instenkamp 4
24242 Felde, Deutschland

Pourquoi Adam?

Depuis plus d'un demi-siècle, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour des produits de pesage fiables qui offrent un fonctionnement intuitif et une performance fiable.

En effet, la fiabilité est l'une des caractéristiques d'Adam Equipment depuis son début. Les clients peuvent le constater avec nos balances, qui sont couvertes par un programme de garantie à la pointe de l'industrie.

Notre réseau de distributeurs agréés en témoigne par leurs interactions avec notre équipe de professionnels qualifiés. Cette année, nous avons trouvé un nouveau moyen de démontrer notre fiabilité avec le lancement de notre Zone Distributeurs, un portail en ligne qui permet aux distributeurs de :

- De passer rapidement et facilement des commandes 24 heures sur 24, 365 jours par an, à leur rythme
- Vérifier la disponibilité des stocks
- D'accéder à des ressources téléchargeables sur les produits pour leurs clients et leurs sites web

Adam opère des bureaux et des centres de distribution en Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, en Chine, en Émirats Arabes Unis et en Allemagne afin de fournir un support technique et des livraisons rapides et efficaces à notre réseau de distribution et à notre base de clients dans le monde entier.

Garantie

Nous avons confiance en la qualité et la fabrication de nos produits. Pour le prouver, nous prolongeons la garantie jusqu'à cinq ans sur presque toutes nos balances - niveaux par ailleurs exceptionnels dans l'industrie du pesage professionnel.

Les nouvelles périodes de garantie Adam ne coûtent pas plus cher, ce qui signifie que les clients obtiennent davantage de valeur et de tranquillité d'esprit pour l'argent investi. Grâce à l'incomparable politique de garantie offerte par Adam et son service après-vente, nous sommes certains que vous aurez autant confiance en nos produits que nous.

Scannez le code QR pour en savoir plus ou visitez :
adamequipment.fr/garantie



Approbations



NSF

NSF International est une société d'essais et d'inspection de produits et organisme de certification créé pour normaliser les exigences en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. NSF développe des normes pour les industries, y compris aliments et boissons, appareils électroménagers et l'eau, ainsi qu'elle effectue des tests analytiques pour les suppléments et les produits pharmaceutiques. Apprenez-en davantage sur www.nsf.org/gb/en



ISO 9001

Adam Equipment est un fabricant certifié ISO 9001:2015.



Marquage Homologué de Type CE

Un certificat est requis pour la vente de marchandises au poids et dans d'autres applications de pesage spécifiées en Europe. Le marquage homologué de Type CE peut être accordé pour la plupart des types d'instruments de pesage non automatiques (NAWI), une fois que la procédure de test correcte a été effectuée par un organisme agréé. Un rapport d'essai et un certificat sont délivrés au fabricant ou à l'importateur du produit soumis à l'homologation de type.

Guide des Pictogrammes

CARACTÉRISTIQUES



Écran Retroéclairé

L'écran à cristaux liquides (LCD) de certaines balances est éclairé par l'arrière pour faciliter la lecture des résultats de pesée.



Fonction Tare

La fonction tare permet de soustraire le poids d'un contenant ou d'un emballage de la lecture d'une balance.



Plusieurs Unités de Pesée

Avoir la possibilité de modifier les unités de pesée affichées rend une balance beaucoup plus utile.



Crochet de Pesée

Des crochets de pesée permettent d'effectuer une pesée suspendue. Les applications typiques incluent la détermination de la densité et les tests de densité spécifique.



Attache de Sécurité

Pour aider à prévenir le vol, l'attache de sécurité permet de sécuriser une balance avec un verrou de sécurité et un câble.



Port RS-232

Un port RS-232 est une sortie couramment utilisée lors de l'envoi de données vers une imprimante ou un PC.



Port Ethernet

Envoyez les données de pesage et d'autres informations via la sortie Ethernet RJ45 de la balance.



Port USB

Deux types de sorties USB peuvent être trouvées sur les balances Adam : celles qui peuvent être utilisées pour envoyer des données de poids vers un PC et les sorties qui permettent de transférer les données vers une clé USB.



Port Ethernet

Envoyez les données de pesage et d'autres informations via la sortie Ethernet RJ45 de la balance.



Étanchéité IP67 et IP68

IP le numéro correspond à un niveau spécifique de protection contre la pénétration d'eau et de poussière. Les modèles IP67 sont considérés comme « lavables », et les modèles IP68 sont « étanches ».



Calibrage Interne

Les balances Adam avec étalonnage interne aident à maintenir la précision sans avoir à vérifier la précision à l'aide de poids externes.



Calibrage Externe

Les balances avec étalonnage externe nécessitent des contrôles d'étalonnage manuels périodiques, à l'aide de poids d'étalonnage.



Batterie Rechargeable

Choisissez une balance avec une batterie rechargeable si vous avez besoin de flexibilité, de portabilité et souhaitez éviter l'achat régulier de piles.



Piles

Adam qui utilisent des piles sont généralement compactes et portables, ce qui facilite encore plus leur déplacement vers les endroits où elles sont nécessaires.



Imprimante Intégrée

Les balances avec imprimante intégrée permettent d'imprimer des étiquettes immédiatement après la pesée.



Date

Conformément aux directives BPL/BPF/ISO, la date améliore la traçabilité et garantit que les informations enregistrées sont complètes.



Heure

Les balances Adam qui fournissent des informations temporelles doivent être prises en compte si vous imprimez ou enregistrez des données de poids à des fins de traçabilité et de conformité aux directives BPL/BPF/ISO.



Impressions BPL/BPF/ISO

Les BPL (bonnes pratiques de laboratoire) et les BPF (bonnes pratiques de fabrication) sont des systèmes d'assurance qualité et leurs directives indiquent comment les informations traçables doivent être enregistrées.



Expédition de Fret Uniquement

Les produits portant cette icône ne peuvent être expédiés que par fret en raison de leur taille et de leur poids.

APPLICATIONS



Accumulation

Une fonction de pesage qui permet à l'appareil de totaliser plusieurs résultats de pesage et de les afficher à l'écran.



Calcul de la moyenne

La fonction de calcul de la moyenne stabilise les relevés en calculant le poids moyen sur une période donnée, ce qui est utile pour peser des objets instables ou en mouvement.



IMC

Les balances qui calculent l'IMC (indice de masse corporelle) mesurent la graisse corporelle en fonction de la taille et du poids d'un adulte.



Vérification du Compte

Compare un total de pièces identiques en fonction de leur poids pour déterminer si elles ont atteint un total prédéfini, calculé à partir du poids d'une pièce connue.



Contrôle de Poids

Comparer un poids pour déterminer s'il se situe dans les limites prédéfinies.



Détermination de Densité

Détermine la densité d'un matériau, solide ou liquide, en comparant son poids dans l'air à son poids en suspension dans un liquide.



Maintien de l'Écran

Maintient la lecture du poids sur l'écran, ce qui facilite la lecture et l'enregistrement du poids.



Opération à Deux Balances

Connectez une balance à une plate-forme secondaire pour bénéficier d'une capacité, d'une lisibilité ou d'une taille de plateau améliorées.



Pesage Dynamique / des Animaux

Calcule un poids moyen sur une durée déterminée pour aider à peser des animaux qui bougent ou des échantillons liquides.



Formulation

Également appelée fonction de calcul de la recette. Enregistre, ajoute et calcule aisément le poids de plusieurs ingrédients afin d'obtenir une valeur de poids totale.



Toise

Les pèse-personnes portant cette icône sont livrés avec une mesure de la taille qui, associée à une mesure du poids, permet également à l'utilisateur de calculer l'IMC.



Détermination du Taux d'Humidité

Calcule le pourcentage d'humidité en comparant le poids d'un échantillon initial au poids du même échantillon après séchage.



Pesage Total Net

Additionne automatiquement les poids individuels de plusieurs composants et affiche le total.



Comptage de Pièces

Calcule le nombre de pièces placées sur la plate-forme en fonction du poids moyen des pièces, qui peut être saisi ou déterminé.



Maintien du Pic

Enregistre la valeur la plus élevée détectée lorsque le poids (ou la force) est appliqué en continu et maintient le résultat sur l'écran.



Pesage en pourcentage

La balance peut afficher le poids d'un article en pourcentage par rapport à un poids de référence.



Calcul du Prix

Les balances poids-prix calculent le poids ainsi que le prix unitaire et le prix total à payer par les clients en fonction du poids connu d'une pièce.



Statistiques

Permet aux utilisateurs de recueillir différentes statistiques dans divers modes, tels que le pesage, le comptage ou le pesage en pourcentage.



Textiles

Détermine le nombre de fils dans un faisceau. On mesure une pelote de fils pour obtenir le titre de la pelote.



Pesage

Déterminer le poids (la masse) inconnu d'un objet par rapport à une masse standard connue.

Remarque : lorsque la durée de vie de la batterie est indiquée, il s'agit de la durée de vie maximale possible de la batterie rechargeable lorsqu'elle est neuve, de pleine charge à vide, avec le rétroéclairage de l'appareil éteint en permanence.

La **NOUVELLE** Zone Revendeur d'Adam



● **Il est désormais plus facile que jamais pour les revendeurs autorisés de commander auprès d'Adam.**

Nous révolutionnons la façon dont nous faisons des affaires avec notre réseau de distributeurs grâce à la nouvelle Zone Revendeur !



Commande et service en ligne 24/7

Votre journée ne se limite pas aux heures de bureau. Grâce à l'accès permanent à la Zone Revendeur, Adam est toujours là, où que vous soyez et quand vous en avez besoin. Connectez vous à la Zone Revendeur pour :

- Commander des balances, des pièces détachées et des accessoires rapidement et facilement, selon votre emploi du temps
- Vérifier la disponibilité du stock
- Accélérer le traitement des Commandes et les expéditions
- Mettre les informations de votre compte à jour et ajouter des utilisateurs



Les ressources d'Adam à portée de mains

Vous recherchez des informations ou des images sur les produits ? La zone Revendeur rassemble des ressources importantes auxquelles vous pouvez accéder, que vous pouvez visualiser et télécharger rapidement et facilement :

- Notices
- Fiches techniques
- Catalogues
- Dépliants
- Images de produits
- Bannières pour votre site web
- Vidéos
- Données sur les produits



Offres Spéciales Exclusives

En prime, les utilisateurs de la Zone Revendeur recevront périodiquement des offres spéciales exclusives, réservées aux membres :

- Des prix réduits, tels que des tarifs spéciaux pour les achats de plusieurs unités
- Remises sur les frais d'expédition d'un achat de produit en ligne
- Des accessoires à prix réduit pour tout achat de produit en ligne

Contactez votre responsable du développement commercial Adam pour demander un compte pour la Zone Revendeur.

Guide de sélection
des produits

6-8
06

Balances Analytiques
et de Précision



9-17
09

Balances
Compactes



18-25
18

Analyseurs
d'Humidité




26-27
26

Balances de
Comptoir et au Sol



28-41
28

Balances
Compteuses



42-49
42

Balances Étanches



50-55
50

Balances Poids-Prix



56-57
56

Balances & Plates-
Formes à Usage-
Intensif



58-67
58

Indicateurs de
Poids



68-75
68

Balances Santé &
Fitness



76-79
76

Poids et
Accessoires



80-91
80

Informations et
Index d'Expédition

92-93
92

NOUVEAU!

Découvrez le **NOUVEL** Indicateur Étiquetteur
à Écran Tactile **AE 505** d'Adam à la page 72



REPÉREZ CETTE ICÔNE
sur les pages des produits !



VOICI ADAM CONNECT



La connectivité sans fil est désormais disponible dans toute notre gamme de produits !

Nous sommes habitués à ce qu'un grand nombre de nos appareils quotidiens soient connectés, que ce soit à l'internet ou entre eux. Nous avons des smartphones, des lampes intelligentes et même des réfrigérateurs intelligents. Mais qu'en est-il des balances intelligentes ? Avec Adam Connect, vos appareils de pesage Adam peuvent facilement se connecter sans fil et transférer les résultats vers :

- Les ordinateurs
- Les imprimantes
- Les systèmes LIMS

Recherchez le symbole **Adam Connect Compatible** dans le catalogue pour savoir quels sont les produits qui offrent les fonctionnalités d'Adam Connect !



1


Connexion à
votre appareil

2

Transmission sans fil des
données de poids à une
imprimante ou à un PC*

3

Sauvegardez vos données,
imprimez-les ou envoyez-les
n'importe où dans le monde



*Jusqu'à 10 à 12 mètres





BEADAM
GREEN
TEAM

ENGAGEMENT — EN FAVEUR DU — DÉVELOPPEMENT DURABLE



5



Adam travaille à un avenir plus **vert**.

Le développement durable est certes l'un des objectifs de l'entreprise Adam Equipment, mais ce sont les employés d'Adam qui sont les moteurs du changement.

Adam s'efforce de rendre ses bureaux plus écologiques, de s'approvisionner en énergie durable (notamment en installant des panneaux solaires sur le toit de notre siège de Milton Keynes) et de réduire l'utilisation de plastiques à usage unique dans l'emballage de nos produits.

Dans le cadre de son initiative en faveur du développement durable, Adam a formé une Adam Green Team, un groupe d'employés dévoués du monde entier chargés de lancer et de diriger des initiatives environnementales et sociales.

Les membres de Green Team jouent un rôle clé dans l'identification des possibilités pour réduire l'empreinte environnementale d'Adam, promouvoir la responsabilité sociale et susciter des changements positifs dans nos activités. Grâce à la collaboration et à l'innovation, l'équipe vise à renforcer le dévouement d'Adam en matière de pratiques durables et de créer un avenir plus vert, un projet écologique à la fois.

Les efforts de l'équipe ne se limitent pas aux employés d'Adam. Ils établissent des liens significatifs avec des groupes et des individus qui partagent notre passion pour le développement durable. Cela signifie s'associer à des organisations locales pour compenser nos émissions de carbone - par exemple

Objectifs de l'équipe verte

- Améliorer l'efficacité des ressources
- Minimiser l'impact environnemental d'Adam
- Favoriser une culture du développement durable dans l'ensemble des installations d'Adam au Royaume-Uni, aux États Unis, en Allemagne, en Australie, en Afrique du Sud et en Chine
- Atteindre les objectifs clés et les KPI pour garantir le succès

Initiatives de l'équipe verte

- Développer des lignes de produits durables et des matériaux d'emballage plus écologiques
- Réduire les déchets et les émissions de carbone
- S'engager auprès des communautés locales pour soutenir les efforts de conservation de l'environnement
- Revoir les processus internes pour créer des impacts environnementaux positifs

en plantant des arbres, comme l'ont fait les employés de plusieurs bureaux d'Adam pour célébrer le 50^e anniversaire d'Adam en 2022 - et tendre la main au réseau de distributeurs d'Adam pour trouver des moyens de travailler ensemble d'une manière plus respectueuse de l'environnement.

Photo : Le siège d'Adam Equipment au Royaume-Uni, fraîchement équipé de panneaux solaires sur son toit pour réduire la facture d'énergie.



Vous recherchez une balance avec une capacité spécifique ?

Utilisez ce guide pour trouver les modèles Adam par capacité, de 50 g à 10 tonnes.

Modèle	Capacité	Précision	Page
PMB 53	50g	0.001g / 0.01%	27
EAB 125i	62g / 120g	0.01mg / 0.1mg	10-11
SAB 125i	62g / 120g	0.01mg / 0.1mg	12-13
EAB 124e	120g	0.0001g	10-11
EAB 124i	120g	0.0001g	10-11
SAB 124e	120g	0.0001g	12-13
SAB 124i	120g	0.0001g	12-13
LAB 124e	120g	0.0001g	14-15
LAB 124i	120g	0.0001g	14-15
HCB 123	120g	0.001g	20-21
HCB 153	150g	0.005g	20-21
PMB 163	160g	0.001g / 0.01%	27
PMB 202	200g	0.01g / 0.05%	27
CQT 202	200g	0.01g	19
DCT 201	200g	0.1g	24
LAB 214e	210g	0.0001g	14-15
LAB 214i	210g	0.0001g	14-15
EAB 225i	82g / 220g	0.01mg / 0.1mg	10-11
SAB 225i	82g / 220g	0.01mg / 0.1mg	12-13
EAB 224e	220g	0.0001g	10-11
EAB 224i	220g	0.0001g	10-11
SAB 224e	220g	0.0001g	12-13
SAB 224i	220g	0.0001g	12-13
LPB 223e	220g	0.001g	14-15
LPB 223i	220g	0.001g	14-15
LAB 254e	250g	0.0001g	14-15
LAB 254i	250g	0.0001g	14-15
CQT 251	250g	0.1g	19
HCB 302	300g	0.01g	20-21
DCT 302	300g	0.01g	24
EAB 314e	310g	0.0001g	10-11
EAB 314i	310g	0.0001g	10-11
SAB 314e	310g	0.0001g	12-13
SAB 314i	310g	0.0001g	12-13
EPB 363e	360g	0.001g	10-11
EPB 363i	360g	0.001g	10-11
SPB 363e	360g	0.001g	12-13
SPB 363i	360g	0.001g	12-13
EAB 414i	410g	0.0001g	10-11
LPB 423e	420g	0.001g	14-15
LPB 423i	420g	0.001g	14-15
CB 501	500g	0.1g	23
SAB 514i	510g	0.0001g	12-13
HCB 602H	600g	0.01g	20-21
HCB 602M	600g	d=0.01g e=0.1g	20-21
HCB 602	600g	0.02g	20-21
CQT 601	600g	0.1g	19
DCT 601	600g	0.1g	24

Modèle	Capacité	Précision	Page
LPB 623e	620g	0.001g	14-15
LPB 623i	620g	0.001g	14-15
EPB 723e	720g	0.001g	10-11
EPB 723i	720g	0.001g	10-11
SPB 723e	720g	0.001g	12-13
SPB 723i	720g	0.001g	12-13
LPB 823e	820g	0.001g	14-15
LPB 823i	820g	0.001g	14-15
HCB 1002M	1000g	d=0.01g e=0.1g	20-21
HCB 1002	1000g	0.01g	20-21
CB 1001	1000g	0.1g	23
EPB 1203i	1200g	0.001g	10-11
SPB 1203i	1200g	0.001g	12-13
CBX 1201	1200g	0.1g	22
HCB 1502	1500g	0.05g	20-21
CQT 1501	1500g	0.1g	19
DCT 2001	2000g	0.1g	24
CQT 2000	2000g	1g	19
DCT 2000	2000g	1g	24
EPB 2103i	2100g	0.001g	10-11
SPB 2103i	2100g	0.001g	12-13
HCB 2202	2200g	0.01g	20-21
LTB 2602e	2600g	0.01g	14-15
LTB 2602i	2600g	0.01g	14-15
CQT 2601	2600g	0.1g	19
TBB 2610S	2610g	0.1g	25
TBB 2610T	2610g	0.1g	25
HCB 3001	3000g	0.1g	20-21
HCB 3001M	3000g	d=0.5g e=0.5g	20-21
CBX 3001	3000g	0.5g	22
SWZ 3D	3000g	0.0005kg / 0.001kg	57
SWZ 3DP	3000g	0.0005kg / 0.001kg	57
LBX 3	3kg	0.5g	29
CB 3000	3000g	1g	23
ETB 3202e	3200g	0.01g	10-11
ETB 3202i	3200g	0.01g	10-11
STB 3202e	3200g	0.01g	12-13
STB 3202i	3200g	0.01g	12-13
LTB 3602e	3600g	0.01g	14-15
LTB 3602i	3600g	0.01g	14-15
CDT 4	4kg	0.1g	43
CCT 4	4kg	0.1g	44-45
CKT 4	4kg	0.1g	30-31
ABW 4S	4kg	0.1g	52-53
ABW 4	4kg	0.5g	51
CCT 4M	4kg	1g	44-45
CKT 4M	4kg	1g	30-31
LTB 4602e	4600g	0.01g	14-15

Modèle	Capacité	Précision	Page
LTB 4602i	4600g	0.01g	14-15
CQT 5000	5000g	1g	19
DCT 5000	5000g	2g	24
LTB 6002e	6000g	0.01g	14-15
LTB 6002i	6000g	0.01g	14-15
LBB 6001e	6000g	0.1g	14-15
HCB 6001	6000g	0.1g	20-21
LBX 6	6kg	1g	29
CBX 6000	6000g	1g	22
SWZ 6D	6000g	0.001kg / 0.002kg	57
SWZ 6DP	6000g	0.001kg / 0.002kg	57
CPWplus 6	6kg	0.002kg	32-33
GBK-Plus 6M	6kg	2g	32-33
GGs 6M	6kg	1g	54-55
ETB 6202e	6200g	0.01g	10-11
STB 6202e	6200g	0.01g	12-13
STB 6202i	6200g	0.01g	12-13
CCT 8UH	8kg	0.05g	44-45
CKT 8UH	8kg	0.05g	30-31
LBB 8001e	8000g	0.1g	14-15
CKT 8H	8kg	0.1g	30-31
GBK-Plus 8	8kg	0.1g	34-35
GBK-S 8	8kg	0.1g	34-35
AGB 8	8kg	0.1g	36-37
BKT 8	8kg	0.1g	38-39
BTT 8	8kg	0.1g	40-41
CCT 8	8 kg	0.2g	44-45
CDT 8	8kg	0.2g	43
CKT 8	8kg	0.2g	30-31
GB 8	8kg	0.1g	67
WS 8	8 kg	0.5g	66
GGs 8	8 kg	0.5g	54-55
CKT 8M	8 kg	2g	28-29
ABW 8S	8 kg	0.5g	52-53
ABW 8	8 kg	0.1g	51
ETB 8202e	8200g	0.01g	10-11
STB 8202e	8200g	0.01g	12-13
LBB 12001e	12000g	0.1g	14-15
LBX 12	12kg	2g	29
LBL 14001e	14000g	0.1g	16-17
LBL 14001P	14000g	0.1g	16-17
SWZ 15D	15kg	0.002kg / 0.005kg	57
SWZ 15DP	15kg	0.002kg / 0.005kg	57
LBB 15001e	15000g	0.1g	14-15
GBK-Plus 15M	15kg	2g	32-33
GGs 15M	15kg	5g	54-55
CPWplus 15	15kg	0.005kg	32-33
AGB 15M	15kg	5g	36-37
CCT 16UH	16kg	0.1g	44-45
CKT 16UH	16kg	0.1g	30-31
GBC 16	16kg	0.5g	46-47
AGB 16	16kg	0.5g	36-37
BCT 16	16kg	0.5g	48-49

Modèle	Capacité	Précision	Page
CDT 16	16kg	0.5g	43
GB 16	16kg	0.2g	67
BKT 16	16kg	0.5g	38-39
BTT 16	16kg	0.5g	40-41
CCT 16	16kg	0.5g	44-45
CKT 16	16kg	0.5g	30-31
GBK-Plus 16	16kg	0.5g	34-35
GBK-S 16	16kg	0.5g	34-35
ABW 16S	16kg	1g	52-53
ABW 16	16kg	2g	51
GGs 16	16kg	0.5g	54-55
WS 16	16kg	1g	66
MTB 20	20kg	0.005kg	77
CCT 20M	20kg	5g	44-45
CKT 20M	20kg	5g	30-31
LBL 24001e	24000g	0.1g	16-17
LBL 24001P	24000g	0.1g	16-17
GBK-Plus 30M	30kg	10g	32-33
GGs 30M	30kg	10g	54-55
GGB 30M	30kg	10g	54-55
AGB 30M	30kg	1g	36-37
SWZ 30D	30kg	0.005kg / 0.01kg	57
SWZ 30DP	30kg	0.005kg / 0.01kg	57
LBX 30	30kg	5g	29
CCT 32UH	32kg	0.2g	44-45
CKT 32UH	32kg	0.2g	30-31
CDT 32	32kg	1g	43
BCT 32	32kg	1g	48-49
CCT 32	32kg	1g	44-45
CKT 32	32kg	1g	30-31
BKT 32	32kg	1g	38-39
BTT 32	32kg	1g	40-41
GB 32	32kg	1g	67
GBK-Plus 32	32kg	1g	34-35
GBK-S 32	32kg	1g	34-35
GBC 32	32kg	1g	46-47
ABW 32S	32kg	2g	52-53
ABW 32	32kg	5g	51
WS 32	32kg	2g	66
LBL 34001e	34000g	0.1g	16-17
LBL 34001P	34000g	0.1g	16-17
AGB 35	35kg	1g	36-37
WB 35	35kg	2g	66
CPWplus 35	35kg	0.01kg	32-33
CPWplus 35M	35kg	0.01kg	32-33
CPWplus 35L	35kg	0.01kg	32-33
GGs 35	35kg	1g	54-55
GGB 35	35kg	1g	54-55
CCT 40M	40kg	10g	44-45
CKT 40M	40kg	10g	30-31
CCT 48UH	48kg	0.5g	44-45
CKT 48UH	48kg	0.5g	30-31
CDT 48	48kg	2g	43

Modèle	Capacité	Précision	Page
CCT 48	48kg	2g	44-45
CKT 48	48kg	2g	30-31
SHS 50	50kg	0.01kg	62
GBC 60	60kg	2g	46-47
GBK-Plus 60	60kg	2g	34-35
GBK-S 60	60kg	2g	34-35
GB 60	60kg	2g	67
BCT 60	60kg	2g	48-49
BKT 60	60kg	2g	38-39
BTT 60	60kg	2g	40-41
AGB 60M	60kg	20g	36-37
AGF 60M	60kg	20g	36-37
GBK-Plus 60M	60kg	20g	34-35
GFK-Plus 60M	60kg	20g	34-35
GGB 60M	60kg	20g	54-55
GGF 60M	60kg	20g	54-55
AGB 70	70kg	2g	36-37
GFK-Plus 75H	75kg	1g	34-35
GFK-S 75H	75kg	1g	34-35
GGB 75	75kg	2g	54-55
GGF 75	75kg	2g	54-55
GGF 75H	75kg	1g	54-55
GFC 75	7kg	5g	46-47
GFK-Plus 75	75kg	5g	34-35
GFK-S 75	75kg	5g	34-35
BCT 75	75kg	5g	48-49
BKT 75	75kg	5g	38-39
BTT 75	75kg	5g	40-41
WB 75	75kg	5g	66
WF 75	75kg	5g	66
GF 75	75kg	5g	67
CPWplus 75	75kg	0.02kg	32-33
CPWplus 75M	75kg	0.02kg	32-33
CPWplus 75L	75kg	0.02kg	32-33
GB 120	120kg	5g	67
GBK-Plus 120	120kg	5g	34-35
GBK-S 120	120kg	5g	34-35
BKT 120	120kg	5g	38-39
AGF 150	150kg	5g	36-37
GGF 150	150kg	5g	54-55
GGL 150	150kg	5g	54-55
WF 150	150kg	10g	66
WL 150	150kg	10g	66
GFC 150	150kg	10g	46-47
GFK-Plus 150	150kg	10g	34-35
GFK-S 150	150kg	10g	34-35
BCT 150	150kg	10g	48-49
BKT 150	150kg	10g	38-39
BTT 150	150kg	10g	40-41
GF 150	150kg	10g	67
SHS 150	150kg	0.02kg	62
GFK-Plus 150H	150kg	2g	34-35

Modèle	Capacité	Précision	Page
GFK-S 150H	150kg	2g	34-35
GBK-Plus 150M	150kg	50g	34-35
GFK-Plus 150M	150kg	50g	34-35
GGF 150M	150kg	50g	54-55
GGL 150M	150kg	50g	54-55
CPWplus 150	150kg	0.05kg	32-33
CPWplus 150M	150kg	0.05kg	32-33
CPWplus 150L	150kg	0.05kg	32-33
AGF 150M	150kg	50g	36-37
CPWplus 200	200kg	0.05kg	32-33
CPWplus 200M	200kg	0.05kg	32-33
CPWplus 200L	200kg	0.05kg	32-33
GGL 300	300kg	10g	54-55
WL 300	300kg	20g	66
AGF 300	300kg	10g	36-37
GFC 300	300kg	20g	46-47
GFK-Plus 300	300kg	20g	34-35
GFK-S 300	300kg	20g	34-35
BCT 300	300kg	20g	48-49
BKT 300	300kg	20g	38-39
BTT 300	300kg	20g	40-41
GF 300	300kg	20g	67
SHS 300	300kg	0.05kg	62
MDW 300L	300kg	0.05kg	78-79
GFK-Plus 300M	300kg	100g	34-35
CPWplus 300L	300kg	0.1kg	32-33
AGF 300M	300kg	300g	36-37
LHS 500	500kg	0.1kg	62
PTM 500	500kg	0.1kg	63
AGF 600	600kg	20g	36-37
BKT 600	600kg	50g	38-39
GFK-Plus 600	600kg	50g	34-35
GFK-S 600	600kg	50g	34-35
GF 600	600kg	50g	67
IHS 1	1000kg	0.2kg	62
AELP 1000	1000kg	0.02kg	59
PT 110	1000kg	0.02kg	64-65
PT 112	1000kg	0.02kg	64-65
PT 115	1000kg	0.02kg	64-65
LHS 1500	1500kg	0.2kg	62
LHS 2000	2000kg	0.5kg	62
AELP 2000	2000kg	0.5kg	59
PTSplus 2000	2000kg	0.5kg	60
PTT 2000	2000kg	0.5kg	61
PT 310	3000kg	0.5kg	64-65
PT 312	3000kg	0.5kg	64-65
PT 315	3000kg	0.5kg	64-65
IHS 3	3000kg	0.5kg	62
AELP 3000	3000kg	1kg	59
IHS 5	5000kg	1kg	62
IHS 10	10000kg	2kg	62

09

BALANCES ANALYTIQUES ET DE PRÉCISION

Les balances analytiques d'Adam Equipment offrent des solutions aux tâches de pesage les plus complexes et les plus précises, depuis la formulation, l'analyse statistique, la détermination de la densité, l'analyse de la pureté jusqu'aux tests de conformité. Non seulement la gamme de balances analytiques faciles à utiliser d'Adam simplifie les tâches de pesage, mais elles produisent également des résultats fiables, idéales pour le traitement des données, avec de multiples options de connectivité et des capacités de suivi conformes aux BPL (bonnes pratiques de laboratoire).

Nos balances de précision offrent systématiquement une efficacité accrue et des résultats précis, même dans les environnements de laboratoire d'essais. Équipées d'une multitude de caractéristiques et de fonctions intuitives, les balances de précision Adam sont bien adaptées à une utilisation en laboratoire, aux tests de contrôle qualité, aux opérations de fabrication et aux applications de production.



Plateau en acier inoxydable
Plateau en acier inoxydable de qualité 304 pour un nettoyage rapide



Connexions multiples
Interfaces Ethernet RJ45, USB et RS-232



Affichage lumineux
Facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage

LUNA
LBL **pg. 16**

Les balances Equinox fournissent une précision remarquable aux laboratoires qui effectuent des tests extrêmement détaillés. L'Equinox est idéale pour les installations de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Un écran tactile en couleur fournit une opération intuitive, avec des menus basés sur des icônes et des fonctions et des applications facilement accessibles.

**EPB****ETB**

Grand écran réactif tactile
5" 800x480 pixels



Port USB pour
carte mémoire



Mémoire intégrée pour enregistrer
des produits et des réglages


Caractéristiques



- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Fente de sécurité pour câble et cadenas empêcher le vol de balance
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La mémoire accumule le total des résultats

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : g, mg*, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tL.H, tL.S, tL.T, unité personnalisable
- Interface : RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 24VDC 1A*
- Affichage : Écran tactile avec chiffres de 13mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 10° à 30°C

* les modèles 363 e/i and 3202 e/i utilisent un adaptateur 9VDC 1A





EPB Balances de Précision



EAB Balances Analytiques

ETB Balances de Précision

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
EAB 125i	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	7kg
EAB 225i	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	7kg
EAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
EAB 224i	220g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
EAB 314i	310g	0.0001g	80mm ø	7kg
EAB 414i	410g	0.0001g	80mm ø	7kg
EAB 514i	510g	0.0001g	80mm ø	7kg
EAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
EAB 224e	220g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
EAB 314e	310g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
EPB 363i	360g	0.001g	110mm ø	5kg
EPB 723i	720g	0.001g	110mm ø	5kg
EPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø	6kg
EPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø	6kg
EPB 363e	360g	0.001g	110mm ø	5kg
EPB 723e	720g	0.001g	110mm ø	5kg
ETB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm	5kg
ETB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm	5kg
ETB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm	4.5kg
ETB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm	4.5kg
ETB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm	4.5kg

Note : Cage de pesée non incluse pour les modèles ETB (pesée sur le dessus)

Modèles se terminant par :

i : Calibrage Interne

e : Calibrage Externe



Table Anti-Vibration

Voir pg. 88

Avec un écran graphique haute résolution et des fonctions intuitives, les balances analytiques Solis fournissent une excellente solution pour les laboratoires du monde entier. La Solis est idéale pour les laboratoires de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis.



SAB



SPB




STB



L'écran haute-résolution est large pour une visibilité claire



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes



Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations

Caractéristiques



- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Fente de sécurité pour câble et cadenas empêcher le vol de balance
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire interne enregistre jusqu'à 99 résultats

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 24VDC 1A*
- Affichage : Affichage graphique avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 10° à 30°C

* les modèles 363 e/i and 3202 e/i utilisent un adaptateur 9VDC 1A





SPB Balances de Précision



SAB Balances Analytiques

STB Balances de Précision

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
SAB 125i	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	6.5kg
SAB 225i	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	6.5kg
SAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø	6.5 g
SAB 224i	220g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
SAB 314i	310g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
SAB 414i	410g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
SAB 514i	510g	0.0001g	80mm ø	7kg
SAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
SAB 224e	220g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
SAB 314e	310g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
SPB 363i	360g	0.001g	110mm ø	5kg
SPB 723i	720g	0.001g	110mm ø	6.5kg
SPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø	6kg
SPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø	6kg
SPB 363e	360g	0.001g	110mm ø	4.5kg
SPB 723e	720g	0.001g	110mm ø	6kg
STB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm	5kg
STB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm	6.5kg
STB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm	4.5kg
STB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm	5.5kg
STB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm	6kg

Note : Cage de pesée non incluse pour les modèles STB (pesée sur le dessus)

Modèles se terminant par :

i : Calibrage Interne

e : Calibrage Externe



Imprimante ATP2
Voir pg. 89



Ioniseur ABI-1
Voir pg. 88

Les balances Luna sont conçues avec un éventail de fonctions et de caractéristiques pour accommoder la plupart des applications de laboratoire. La gamme Luna offre une performance améliorée pour des lectures plus rapides et plus précises. Avec un rétroéclairage élégant et moderne, l'écran impressionnant de la Luna lui donne une aura de sophistication raffinée.



LAB



LPB



LTB/LBB



Écran LCD lumineux clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Interface RS-232/USB pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes avec les ordinateurs et les imprimant




Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Caractéristiques

- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Fente de sécurité pour câble et cadenas empêcher le vol de balance
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Crochet inclus pour peser sous la balance


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, t.l.H, t.l.S, t.l.T, unité personnalisable
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 24VDC 1A (adaptateur 9VDC 1A pour modèles 363i / e and 3202i / e)
- Affichage : Affichage graphique avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 15° à 30°C





LPB Balances de Précision



LAB Balances Analytiques

LTB/LBB Balances de Précision

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
LAB 84i	80g	0.0001g	80mm ø	7kg
LAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø	7kg
LAB 214i	210g	0.0001g	80mm ø	7kg
LAB 254i	250g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
LAB 84e	80g	0.0001g	80mm ø	7kg
LAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
LAB 214e	210g	0.0001g	80mm ø	6.5kg
LAB 254e	250g	0.0001g	80mm ø	7kg
LPB 223i	220g	0.001g	120mm ø	5kg
LPB 423i	420g	0.001g	120mm ø	5kg
LPB 623i	620g	0.001g	120mm ø	6kg
LPB 823i	820g	0.001g	120mm ø	6.5kg
LPB 223e	220g	0.001g	120mm ø	5kg
LPB 423e	420g	0.001g	120mm ø	5kg
LPB 623e	620g	0.001g	120mm ø	6kg
LPB 823e	820g	0.001g	120mm ø	6kg
LTB 2602i	2600g	0.01g	185x185mm	5kg
LTB 3602i	3600g	0.01g	185x185mm	5.5kg
LTB 4602i	4600g	0.01g	185x185mm	5.5kg
LTB 6002i	6000g	0.01g	185x185mm	5.5kg
LTB 2602e	2600g	0.01g	185x185mm	4kg
LTB 3602e	3600g	0.01g	185x185mm	4kg
LTB 4602e	4600g	0.01g	185x185mm	4kg
LTB 6002e	6000g	0.01g	185x185mm	4kg
LBB 6001e	6000g	0.1g	185x185mm	5kg
LBB 8001e	8000g	0.1g	185x185mm	5kg
LBB 12001e	12000g	0.1g	185x185mm	5.5kg
LBB 15001e	15000g	0.1g	185x185mm	5.5kg

Note : Cage de pesée non incluse pour les modèles LTB/LBB (pesée sur le dessus)

Modèles se terminant par :


i : Calibrage Interne

e : Calibrage Externe



Table Anti-Vibration


Voir pg. 88



La Luna LBL combine la haute durabilité d'une plateforme robuste avec la clarté vive et incomparable du grand affichage de la gamme Luna. Les LBL sont disponibles dans des hautes capacités en conservant une lecture fine de 0.1g.



Écran LCD lumineux clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Boîtier métallique robuste protège les composants internes dans des environnements difficiles




Envoyez les données de poids aux imprimantes/PC via RS-232, USB ou sortie Bluetooth en option


Caractéristiques

- Plate-forme de pesage robuste et grand affichage du poids parfaitement clair
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Connectez-vous à un réseau informatique avec le connecteur Ethernet RJ45
- Crochet de pesée en option pour pesée suspendue
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnel pour empêcher le vol de balance
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, mg, ct, GN, N, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, T, unité personnalisable
- Interface : RS-232, USB, Ethernet RJ45
- Alimentation : Adaptateur 18VDC 830mA, batterie interne rechargeable (en option)
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 50 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : indicateur en plastique ABS, base de pesée en aluminium moulé sous pression
- Température d'utilisation : 15° à 35°C





LBL Modèle à Plateau



LBL Modèle à Colonne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
LBL 14001e	14kg	0.1g	400x300 mm	7kg
LBL 24001e	24kg	0.1g	400x300 mm	7kg
LBL 34001e	34kg	0.1g	400x300 mm	7kg
LBL 14001P	14kg	0.1g	400x300 mm	8.2kg
LBL 24001P	24kg	0.1g	400x300 mm	8.2kg
LBL 34001P	34kg	0.1g	400x300 mm	8.2kg

18

BALANCES COMPACTES

Les balances de compactes sont parfaitement adaptées pour effectuer la mesure de masse de base dans les cours de sciences en général, les laboratoires de chimie et de physique en salles de classe. Les modèles conçus avec un design empilable spécial sont solution astucieuse pour les laboratoires ou les salles de classe ayant un espace limité.

Les balances Adam peuvent effectuer des tâches de contrôle qualité et de mesure pour l'emballage et le remplissage dans les petites installations de fabrication ou des usines de transformation d'aliments.

HIGHLAND®
HCB



pg.20

RECHERCHE RAPIDE DE MODÈLES

	CQT	HCB	CBX	CB	DCT	TBB
Plateau de pesée en acier inoxydable	•	•	•	•		•
Interface RS-232/USB		•				
Clavier scellé	•	•	•	•	•	
Batterie interne rechargeable		•	•			
Piles	•			•	•	
Empilable pour un rangement facile	•	•				
Protection contre les surcharges ShockProtect®	•	•				
Calibrage interne		•				

Aucune balance ne peut battre la valeur de pesage de la Core. Le boîtier de la Core est facile à nettoyer et est conçu pour un rangement facile. Un clavier simple avec deux touches tare la rend facile à utiliser.



Modèle à Grand Plateau
(Livré sans cage de pesée)



Plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



La fonction ShockProtect® à trois points aide à protéger les composants internes lors d'une surcharge



Les modèles de plateaux en 120 mm peuvent être empilés pour un rangement facilité



Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- L'alarme de surcharge sonore prévient si la capacité est dépassée
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CQT 202	200g	0.01g	120mm ø	1kg
CQT 251	250g	0.1g	120mm ø	1kg
CQT 601	600g	0.1g	120mm ø	1kg
CQT 1501	1500g	0.1g	120mm ø	1kg
CQT 2601	2600 g	0.1g	145mm ø	1kg
CQT 2000	2000 g	1g	145mm ø	1kg
CQT 5000	5000 g	1g	145mm ø	1kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tL.T
- Alimentation : Adaptateur 2VDC 500mA, 6x Piles AA
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18 mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C



La fonction d'étalonnage manuelle interne de chaque modèle HCB permet à votre balance de rester précise et signifie qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des masses externes pour l'étalonner. Pesée de précision et tranquillité d'esprit, pour les écoles, les laboratoires et les utilisateurs industriels.



Modèle à Grand Plateau
(Livré sans cage de pesée)



Interfaces USB-B et RS-232
pour la communication avec les
ordinateurs et les imprimantes



ShockProtect® à trois points évite
d'endommager les composants
internes lors d'une surcharge



Les modèles de plateaux en 120 mm
peuvent être empilés pour
un rangement facilité

Caractéristiques


- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- La mémoire accumule le total des résultats
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Le calibrage interne HandiCal™ permet de maintenir des lectures précises au fil du temps*

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage :
HCB : g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt,
mm, ozt, T, tL.H, tL.S, tL.T
HCBM : g, ct, kg
- Interface : RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA,
Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 24 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm
- Calibrage : Externe, Interne*
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation :
HCB : 0° à 40°C
HCBM : 15° à 35°C



*disponible uniquement sur les modèles non homologués



Balance de Précision HCB avec Protection



Balance de Précision HCB 6001

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
HCB 123	120g	0.001g	120mm ø	2kg
HCB 153	150g	0.005g	120mm ø	2kg
HCB 302	300g	0.01g	120mm ø	2kg
HCB 602	600g	0.02g	120mm ø	2kg
HCB 602H	600g	0.01g	120mm ø	2kg
HCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø	2kg
HCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø	2 kg
HCB 2202	2200g	0.01g	120mm ø	2kg
HCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø	2kg
HCB 6001	6000g	0.1g	145mm ø	2kg

**Modèles Homologués pour le Commerce **

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
HCB 602M	600g	d=0.01g e=0.1g	120mm ø	2kg
HCB 1002M	1000g	d=0.01g e=0.1g	120mm ø	2kg

Remarque : La valeur « d » est la plus petite division affichée standard de la balance. Pour les modèles homologués, la valeur « e » est l'échelon de vérification, qui est la plus petite division de la balance pouvant être utilisée pour déterminer le prix au poids dans les transactions commerciales.

Modèles se terminant par :
H : Modèle à haute précision



Valise de transport rigide
Voir pg. 90



ACCESSOIRES CLÉS



Certificat d'étalonnage
Voir pg. 91

Les balances portables CBX offrent une batterie rechargeable standard et peut être rechargé avec un câble USB. Leur construction robustes et leur simplicité d'utilisation permettent d'obtenir résultats de pesage et de comptage fiables.



Écran LCD lumineux rétroéclairé
clairement visible dans n'importe
quelles conditions d'éclairage



Fonctionne avec une entrée USB
à faible tension pour une flexibilité
supérieure pour alimenter l'instrument



Grand plateau de pesée en inox
304 pour un nettoyage
rapide et efficace


Caractéristiques

- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, N, lb, oz
- Alimentation : USB, Adaptateur 5V 1A, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 216 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé / des chiffres de 18mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CBX 1201	1200g	0.1g	148x148mm	1kg
CBX 3001	3000g	0.5g	148x148mm	1kg
CBX 6000	6000g	1g	148x148mm	1kg





ACCESSOIRES CLÉS



Adaptateur
Voir pg. 84

La balance compacte CB a la valeur et les performances le meilleur de sa catégorie. Sa plateforme en acier Acier inoxydable 304, clavier et boîtier étanches les monoblocs sont faciles à nettoyer.



Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Fonctionne avec adaptateur secteur (non incluses) ou piles (inclus)



Caractéristiques

- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, lb, oz
- Alimentation : 2 x AA Batteries, Adaptateur 6VDC 200mA (optionnel)
- Affichage : LCD avec des chiffres de 12 mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CB 501	500g	0.1g	130mm ø	0.5kg
CB 1001	1000g	0.1g	130mm ø	0.5kg
CB 3000	3000g	1g	130mm ø	0.5kg





DCT 302 avec cage de pesée

Avec un design facile à utiliser et peu encombrant, la Dune offre une utilisation simple grâce à trois boutons : on/off, unité et tare. La Dune portable est alimentée par adaptateur secteur ou par piles, offrant des lectures fiables sur le terrain ou en laboratoire.



Large écran très contrasté, facilement lisible à distance



Le design léger facilite le transport et la portabilité



La grande plate-forme se retire facilement pour un nettoyage rapide

Caractéristiques



- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
DCT 302	300g	0.01g	100mm ø	0.7kg
DCT 201	200g	0.1g	145x145mm	0.5kg
DCT 601	600g	0.1g	145x145mm	0.5 g
DCT 2001	2000g	0.1g	145x145mm	0.5kg
DCT 2000	2000g	1g	145x145mm	0.5kg
DCT 5000	5000g	2g	145x145mm	0.5kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, lb*, oz
- Alimentation : 6x Piles AA, Adaptateur 2VDC 500mA (optionnel)
- Affichage : LCD avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

*lb non disponible pour DCT 302/DCT 201





ACCESSOIRES CLÉS



Crochet de Pesée
Voir pg. 91

La balance à triple faisceau TBB brevetée d'Adam Equipment offre une valeur exceptionnelle pour l'enseignement des concepts de mesure de masse. Son boîtier en métal robuste et une plate-forme en acier inoxydable grade 304 rendent la TBB idéale pour les salles de classe.



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Fourni avec des pieds de trépied pour utiliser un crochet de pesée inférieure



Espace de stockage inclus pour ranger le poids lorsqu'il n'est pas utilisé



Caractéristiques

- Le crochet optionnel permet le pesage sous la balance
- L'amortissement magnétique ralentit le mouvement du pointeur pour des lectures plus rapides
- Les encoches, à plusieurs niveaux, les barres graduées assurent un positionnement positif ainsi que la lecture précise des résultats
- La TBB 2610T est équipée d'une plage de tare de 225 g
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
TBB 2610S	2610g	0.1g	152mm ø	3kg
TBB 2610T	2610g	0.1g	152mm ø	3kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g
- Affichage : Barres graduées avec des chiffres de 7mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Aluminium moulé sous pression



26

ANALYSEURS D'HUMIDITÉ

Rapide et efficace, l'analyseur d'humidité PMB d'Adam Equipment offre une alternative à la méthode de test par four. Le PMB non seulement accélère le processus de séchage mais il minimise aussi la possibilité de brûler un échantillon qui peut produire de faux résultats.

Le PMB utilise la technique de base "perte au séchage" qui pèse et chauffe simultanément l'échantillon réduisant ainsi la période d'essai et fournissant une plus grande précision de mesure. Dans de nombreux cas, le PMB peut remplacer les tests par four traditionnel et aussi la méthode de titrage Karl Fischer d'analyse l'humidité.



Chauffage rapide

L'ampoule halogène de 400 watts chauffe rapidement les échantillons



Poignée pour lever le plateau

Le support plateau amovible permet un placement et un retrait faciles des échantillons



Des résultats clairs

Écran LCD rétroéclairé facile à lire avec suivi de capacité intégré pour les surcharges potentielles



ACCESSOIRES CLÉS



**Kit de Calibrage
de Température**
Voir pg. 90



**Coupelles
d'échantillons**
Voir pg. 84

Avec une opération simple et un temps de réponse rapide, le PMB offre une valeur supérieure dans l'analyse de l'humidité. Les interfaces USB et RS232 facilitent la connectivité, alors qu'un second port USB permet de stocker des programmes de test et des données sur des clé USB.



Port USB pour carte mémoire
et Interface USB I / O



4 modes pré-réglés permettent
les séchages pour des tests de
routines de plusieurs produits



La poignée du plateau permet
de placer l'échantillon et
de le retirer facilement


Caractéristiques

- Le boîtier en aluminium résistant aux rayures protège les composants internes
- Temperature range 50°C to 160°C in one-degree increments
- Les trois réglages comprennent le chauffage rapide croissant, la montée de température par incréments et la température constante
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- La mémoire interne stocke 49 différents programmes et jusqu'à 99 résultats de tests et paramètres supplémentaires peuvent être stockés sur une clé USB

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
PMB 53	50g	0.001g / 0.01%	100mm ø	6kg
PMB 163	160g	0.001g / 0.01%	100mm ø	6kg
PMB 202	200g	0.01g / 0.05%	100mm ø	6kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Interface : RS-232, USB
- Alimentation : Cordon secteur
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Boîtier inférieur en aluminium moulé sous pression, boîtier de la chambre en plastique rempli de verre
- Température d'utilisation : 0° à 40°C
- Poids minimum de l'échantillon : 1% de la capacité



28 BALANCES DE COMPTOIR ET AU SOL

Polyvalentes et compactes, les balances de comptoir d'Adam Equipment conviennent à un large éventail d'applications : salles de classe, laboratoires, entrepôts industriels, magasins de détail et même pour le travail sur le terrain à l'extérieur.

Nous offrons une large sélection de balances de table qui couvrent une large gamme de capacités de poids. La vaste gamme Adam comprend des balances en acier inoxydable lavables avec indice de protection IP pour une protection supplémentaire contre les éléments, idéales pour les balances commerciales et de contrôle de poids.



NOUVELLE
BALANCES
ÉTIQUETEUSE À
ÉCRAN TACTILES
BTT

pg.40

RECHERCHE RAPIDE DE MODÈLES

	LBX	CKT	CPWplus	GFK & GBK	AGB & AGF	BKT	BTT
Plateau de pesée en acier inoxydable	•	•	•	•	•	•	•
Interface RS-232		•	•	•	•	•	•
Clavier scellé	•	•	•	•	•	•	
Fonction de contrôle de poids	•	•		•	•	•	•
Imprimante intégrée						•	•
Imprimante en option		•	•	•	•	•	•
Fonction d'accumulation de mémoire		•		•		•	•



ACCESSOIRES CLÉS




Valise de Transport Rigide
Voir pg. 90




Coque de Protection en Utilisation
Voir pg. 85

Grâce à leurs fonctionnements simples et à leurs modes multiples, les balances de comptoir Latitude fournissent une performance excellente pour le pesage simple, rapide et le comptage de pièces.



Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables



La construction solide répond aux exigences industrielles



Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où


Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La fonction Hold fige le poids indiqué

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
LBX 3	3kg	0.5g	245x180mm	2.5kg
LBX 6	6kg	1g	245x180mm	2.5kg
LBX 12	12kg	2g	245x180mm	2.5kg
LBX 30	30kg	5g	245x180mm	2.5kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz
- Alimentation : Adaptateur 5VDC 1A, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 210 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C





ACCESSOIRES CLÉS



**Grands et
Petits Récipients**
Voir pg. 90



**Valise de
Transport Rigide**
Voir pg. 90

Idéale pour le contrôle d'inventaire ou pour les tâches d'emballage, la CKT peut économiser de l'argent en réduisant le gaspillage et les excédents. Les tâches de pesage répétitives sont accomplies rapidement avec un écran rétroéclairé qui change de couleur pour montrer si un échantillon est en dessous, au-dessus ou dans les limites prédéfinies.



L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids



Contrôle du poids avec alarme sonore



Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels


Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Résolution du comptage interne 1:1,600,000 pour des résultats précis
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Crochet de pesée en dessous idéal pour les applications d'essai de matériaux


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage* : g, kg, lb, lb:oz, oz
- Interface : RS-232, USB (optionnel)
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 100 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

**lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales*



**Crochet et USB en option



Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CKT 4	4kg	0.1g	300x210mm	4kg
CKT 8	8kg	0.2g	300x210mm	4kg
CKT 8H	8kg	0.1g	300x210mm	4kg
CKT 16	16kg	0.5g	300x210mm	4kg
CKT 32	32kg	1g	300x210mm	4kg
CKT 48	48kg	2g	300x210mm	4kg
CKT 8UH	8kg	0.05g	300x210mm	4kg
CKT 16UH	16kg	0.1g	300x210mm	4kg
CKT 32UH	32kg	0.2g	300x210mm	4kg
CKT 48UH	48kg	0.5g	300x210mm	4kg

Modèles Homologués pour le Commerce **M**

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CKT 4M	4kg	1g	300x210mm	4kg
CKT 8M	8kg	2g	300x210mm	4kg
CKT 20M	20kg	5g	300x210mm	4kg
CKT 40M	40kg	10g	300x210mm	4kg

SAVIEZ-VOUS?



Les balances de table *Cruiser* CKT sont couramment utilisées pour les applications homologuées – où le poids d'un article détermine le prix. Pour de telles tâches, une balance homologuée pour le commerce est requise. Choisissez parmi nos modèles homologués « M » ci-dessus !

Modèles se terminant par :

H : Modèle à haute précision

UH : Modèle à très haute précision


CPWplus Standard

CPWplus P

CPWplus M

CPWplus L

Durable et polyvalente, la série CPWplus dispose d'un large choix de tailles et de configurations. La CPWplus est en mesure d'accueillir de nombreux emplois dans l'industrie, y compris les tests de béton sur le terrain, des tâches d'entrepôt ou en fonctions d'expédition et de réception.



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale




La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats

Caractéristiques


- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Les modèles L ont des poignées et des roues pour faciliter le transport

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz, oz
- Interface : RS-232
- Alimentation :
 - Modèles Standard et P : Adaptateur 2VDC 500mA (inclus), 6x Piles AA (optionnelles)
 - Modèles L et M : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 210 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Base en acier doux avec affichage en aluminium extrudé
- Température d'utilisation : 0° à 40°




*Modèles L et M uniquement




CPWplus Standard (Petit Plateau)



CPWplus P (Petit Plateau)




CPWplus Plateau Moyen



CPWplus Grand Plateau

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CPWplus 6	6kg	0.002kg	300x300mm	4kg
CPWplus 15	15kg	0.005kg	300x300mm	4kg
CPWplus 35	35kg	0.01kg	300x300mm	4kg
CPWplus 75	75kg	0.02kg	300x300mm	4kg
CPWplus 150	150kg	0.05kg	300x300mm	4kg
CPWplus 200	200kg	0.05kg	300x300mm	4kg
CPWplus 6P	6kg	0.002kg	300x300mm	5kg
CPWplus 15P	15kg	0.005kg	300x300mm	5kg
CPWplus 35P	35kg	0.01kg	300x300mm	5kg
CPWplus 75P	75kg	0.02kg	300x300mm	5kg
CPWplus 150P	150kg	0.05kg	300x300mm	5kg
CPWplus 200P	200kg	0.05kg	300x300mm	5kg
CPWplus 35M	35kg	0.01kg	500x500mm	8.5kg
CPWplus 75M	75kg	0.02kg	500x500mm	8.5kg
CPWplus 150M	150kg	0.05kg	500x500mm	8.5kg
CPWplus 200M	200kg	0.05kg	500x500mm	8.5kg
CPWplus 35L	35 kg	0.01kg	900x600mm	13kg
CPWplus 75L	75 kg	0.02kg	900x600mm	13kg
CPWplus 150L	150 kg	0.05kg	900x600mm	13kg
CPWplus 200L	200 kg	0.05kg	900x600mm	13kg
CPWplus 300L	300 kg	0.1kg	900x600mm	13kg



Modèles se terminant par :

P : Indicateur installé sur colonne


M : Plateau moyen

L : Grand plateau

Tapis en caoutchouc antidérapant

Voir pg. 85

Idéales pour les environnements industriels, les balances de contrôle de poids GBK et GFK sont la réponse aux entreprises qui ont besoin de durabilité et de rapidité. Disponible en configurations S, Plus ou MPlus homologuées pour le commerce – avec un rétroéclairage à changement de couleur sur les modèles S et Plus pour rendre le contrôle de pesée encore plus facile.



L'affichage change de couleur pendant la pesée de contrôle



GBK-Plus



GBK-S



GFK-PlusM



Disposition simple du clavier à 5 touches pour des tâches de pesage rapides et faciles



Clavier numérique complet pour un contrôle de poids plus facile



Homologué commerce pour les applications où le poids détermine le prix

Caractéristiques Communes


- Des résultats incomparables à chaque fois grâce à un affichage clair et lumineux
- Le rétroéclairage change de couleur (rouge, ambre, vert) pendant le contrôle de pesée
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les risques de surcharge
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La mémoire accumule le total des résultats
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Jusqu'à 1:1,100,000 Résolution du comptage interne pour des résultats précis

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage* : g**, kg, lb, lb:oz, oz
- Interface: RS-232
- Alimentation :
Plus/PlusM : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
S : Adaptateur 12VDC 800mA (batterie rechargeable interne disponible seulement en option sur les modèles S)
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

*lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales

**Non disponible sur les modèles 150, 300 et 600



*Plus/PlusM



Balances de Comptoir GBK

Balances au Sol GFK

Balances au Sol GFK 600

MODÈLES STANDARDS

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GBK-S 8	8kg	0.1g	400x300 mm	9.5kg
GBK-S 16	16kg	0.5g	400x300 mm	9.5kg
GBK-S 32	32kg	1g	400x300 mm	9.5kg
GBK-S 60	60kg	2g	400x300 mm	9.5kg
GBK-S 120	120kg	5g	400x300 mm	9.5kg
GFK-S 75	75kg	5g	500x400 mm	13kg
GFK-S 75H	75kg	1g	500x400 mm	13kg
GFK-S 150	150kg	10g	500x400 mm	13kg
GFK-S 150H	150kg	2g	500x400 mm	13kg
GFK-S 300	300kg	20g	500x400 mm	13kg
GFK-S 600	600kg	50g	800x600mm	31kg

MODÈLES PLUS STANDARDS

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GBK-Plus 8	8kg	0.1g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 16	16kg	0.5g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 32	32kg	1g	400x300mm	9.5 g
GBK-Plus 60	60kg	2g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 120	120kg	5g	400x300mm	9.5kg
GFK-Plus 75	75kg	5g	500x400mm	13kg
GFK-Plus 75H	75g	1g	500x400mm	13kg
GFK-Plus 150	150kg	10g	500x400mm	13kg
GFK-Plus 150H	150kg	2g	500x400mm	13kg
GFK-Plus 300	300kg	20g	500x400mm	13kg
GFK-Plus 600	600kg	50g	800x600mm	31kg

MODÈLES PLUS M

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GBK-Plus 6M	6kg	2g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 15M	15kg	5g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 30M	30kg	10g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 60M	60kg	20g	400x300mm	9.5kg
GBK-Plus 150M	150kg	50g	400x300mm	9.5kg
GFK-Plus 60M	60kg	20g	500x400mm	13kg
GFK-Plus 150M	150kg	50g	500x400mm	14kg
GFK-Plus 300M	300kg	100g	500x400mm	14kg

Modèles se terminant par :

H : Modèle à haute précision

Versatiles et faciles à utiliser, les balances AGB et AGF conviennent particulièrement à l'utilisation dans les entrepôts, les zones d'expédition et de réception, les usines et les installations de production.



AGB



AGB sans Colonne



L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de poids



Indicateur robuste et étanche certifié IP68 pouvant être lavé à l'eau



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage et efficace


Caractéristiques


- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage* : g, kg, lb, lb:oz, oz
- Interface : RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en acier inoxydable avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

**lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales*






Balances au Sol AGF 600



Balances de Comptoir AGB



Balances au Sol AGF

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
AGB 8	8kg	0.1g	400x300mm	11kg
AGB 16	16kg	0.2g	400x300mm	11kg
AGB 35	35kg	0.5g	400x300mm	11kg
AGB 70	70kg	1g	400x300mm	11kg
AGF 150	150kg	5g	500x400mm	13.5kg
AGF 300	300kg	10g	500x400mm	15kg
AGF 600	600kg	20g	800x600mm	32kg

Modèles Homologués pour le Commerce **M**

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
AGB 6M	6kg	2g	400x300mm	11kg
AGB 15M	15kg	5g	400x300mm	11kg
AGB 30M	30kg	10g	400x300mm	11kg
AGB 60M	60kg	20g	400x300mm	11kg
AGF 60M	60kg	20g	500x400mm	14.5kg
AGF 150M	150kg	50g	500x400mm	14kg
AGF 300M	300kg	100g	500x400mm	15kg



Boîtier Relais
Voir pg. 91

Un logiciel gratuit est fourni avec le BKT, permettant aux utilisateurs de créer des modèles d'étiquettes entièrement personnalisés sur un PC. Il est facile à utiliser et, en quelques minutes, vous pouvez avoir des étiquettes prêtes à l'emploi comportant le logo de l'entreprise, le poids, la date et bien plus encore.



BKT 600



Balances de Comptoir BKT



BKT sans Colonne



Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace




Imprimante intégrée - Récupérez les valeurs de pesée, QR codes, codes barres et bien plus


Caractéristiques

- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire accumule le total des résultats
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A,10Ah
Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 110 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Taille d'étiquette standard (LxH) : 50x30mm (des étiquettes jusqu'à 60mm de hauteur peuvent être utilisées)
- Température d'utilisation : -10° à 40°C






Balances au Sol BKT 600



Balances de Comptoir BKT



**Balances au Sol BKT
BKT 75, BKT 150, BKT 300**

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
BKT 8	8kg	0.1g	400x300mm	11kg
BKT 16	16kg	0.5g	400x300mm	11kg
BKT 32	32kg	1g	400x300mm	11kg
BKT 60	60kg	2g	400x300mm	11kg
BKT 120	120kg	5g	400x300mm	11kg
BKT 75	75kg	5g	500x400mm	15kg
BKT 150	150kg	10g	500x400mm	15kg
BKT 300	300kg	20g	500x400mm	15kg
BKT 600	600kg	50g	800x600mm	28kg

SAVIEZ-VOUS?



Un logiciel gratuit est fourni pour le BKT, permettant aux utilisateurs de créer des conceptions d'étiquettes sur un PC. Il est facile à utiliser et, en quelques minutes, vous pouvez avoir des étiquettes prêtes à l'emploi comportant le logo de l'entreprise, le poids, la date et bien plus encore.

Doté d'un écran tactile de 200mm, la BTT offre une interface intuitive et intuitive, une imprimante intégrée pratique et une connectivité aisée via RS-232, USB et, en option, Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth. Les étiquettes peuvent être entièrement personnalisées (y compris les données de pesage, les codes QR, les codes-barres et les logos) en différentes longueurs. La BTT peut enregistrer jusqu'à 10 modèles d'étiquettes pour un rappel rapide. Comprend un port pour connecter un lecteur de codes-barres.



Balances de Comptoir BTT



BTT Balances au Sol


Grand écran tactile de 200mm
au fonctionnement intuitif

Enregistre jusqu'à 10 modèles
d'étiquettes personnalisables


Interfaces USB et RS-232 ; Ethernet
et Bluetooth en option


Caractéristiques

- Fonctionnement rapide et intuitif à l'aide d'un écran tactile
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire accumule le total des résultats
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl.T, T
- Interface : RS-232, USB, RJ45 (optionnel), Bluetooth (optionnel), WiFi (optionnel)
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, Batterie rechargeable interne
- Display : Écran tactile de 200mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux)
- Taille d'étiquette standard (WxH) : 50x30mm (des étiquettes jusqu'à 60 mm de hauteur peuvent être utilisées)
- Température d'utilisation : 0° à 40°C





Balances de Comptoir BTT



Balances au Sol BTT BTT 75, BTT 150, BTT 300

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
BTT 8	8kg	0.1g	400x300mm	8.5kg
BTT 16	16kg	0.5g	400x300mm	8.5kg
BTT 32	32kg	1g	400x300mm	8.5kg
BTT 60	60kg	2g	400x300mm	8.5kg
BTT 75	75kg	5g	500x400mm	13.5kg
BTT 150	150kg	10g	500x400mm	13.5kg
BTT 300	300kg	20g	500x400mm	13.5kg

42

BALANCES COMPTEUSES

Avec un choix de tailles, de capacités, de précision de lecture associés à certaines options, les balances compteuses Adam optimisent le comptage, le contrôle de comptage, le dosage, le contrôle de poids et des besoins de totalisation. Elles sont capables de compter rapidement les pièces avec justesse permettant un gain de temps dans la fabrication mais aussi dans des applications visant à réduire les déchets lors du remplissage de paquets.

Simple à utiliser, les balances compteuses Adam Equipment sont disponibles avec un seul écran ou trois écrans pour afficher simultanément le poids unitaire, le nombre de pièces comptées ainsi que le poids total. Adam propose des balances compteuses à double sortie qui maximisent l'efficacité en permettant l'utilisation d'une deuxième plate-forme auxiliaire lors du comptage de grandes quantités de pièces.

Batterie rechargeable

Batterie rechargeable incluse pour fonctionner presque partout

Tare prédéfinie

La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de comptage répétitif

Plateau en acier inoxydable


Grand plateau en acier inoxydable de qualité 304 permettant un nettoyage rapide

GFC **pg.46**





ACCESSOIRES CLÉS


**Plateformes Distantes**

Voir pg. 63-67

**Coque de Protection en Utilisation**

Voir pg. 85

La CDT a la capacité de se connecter à une plateforme à distance plus grande en option pour compter un grand nombre d'articles dans des conteneurs surdimensionnés. Les utilisateurs peuvent basculer entre le pesage sur le plateau intégré ou la plate-forme auxiliaire.



Ecran LCD rétroéclairé affichant clairement la lecture du poids, le poids unitaire et le total



Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis



Comptage précis de grandes quantités grâce à la connexion à une deuxième base annexe



Caractéristiques

- Des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mémoire intégrée pour enregistrer 99 produits et descriptions
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CDT 4	4kg	0.1g	300x210mm	4kg
CDT 8	8kg	0.2g	300x210mm	4kg
CDT 16	16kg	0.5g	300x210mm	4kg
CDT 32	32kg	1g	300x210mm	4kg
CDT 48	48kg	2g	300x210mm	4 g

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Interface : RS-232, USB (optionnel)
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 100 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C





ACCESSOIRES CLÉS



Imprimante ATP2
Voir pg. 89



Grands et Petits Récipients
Voir pg. 90

La CCT fournit des fonctions intelligentes qui sont pratiques pour l'expédition et la réception, l'usage en entrepôt et pour les installations de production. Aidez à réduire le gaspillage en utilisant la CCT pour rapidement vérifier le nombre de pièces dans un carton ou un conteneur.



Écran LCD rétroéclairé affichant clairement la lecture du poids, le poids unitaire et le total



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes




Résolution de comptage interne de 1:1,600,000 pour des résultats précis


Caractéristiques

- Des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- 140x Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb
- Interface : RS-232, USB optionnel
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 100 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C





Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CCT 4	4kg	0.1g	300x210mm	4kg
CCT 8	8kg	0.2g	300x210mm	4kg
CCT 16	16kg	0.5g	300x210mm	4kg
CCT 32	32kg	1g	300x210mm	4kg
CCT 48	48kg	2g	300x210mm	4kg
CCT 8UH	8kg	0.05g	300x210mm	4kg
CCT 16UH	16kg	0.1g	300x210mm	4kg
CCT 32UH	32kg	0.2g	300x210mm	4kg
CCT 48UH	48kg	0.5g	300x210mm	4kg

Modèles Homologués pour le Commerce **M**

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
CCT 4M	4kg	1g	300x210mm	4kg
CCT 8M	8kg	2g	300x210mm	4kg
CCT 20M	20kg	5g	300x210mm	4kg
CCT 40M	40kg	10g	300x210mm	4kg

SAVIEZ-VOUS?



Vous pouvez stocker jusqu'à 140 PLU dans la mémoire de la Cruiser CCT ! Cela rend les tâches de comptage régulières encore plus rapides, vous permettant de rappeler rapidement le poids unitaire d'un article donné – sans avoir besoin d'obtenir au préalable un échantillon de poids/comptage.

Modèles se terminant par :

UH : Modèle à très haute précision

GBC & GFC offre une combinaison de caractéristiques et de durabilité, la rendant bien adapté pour les tâches de compte industrielles. Un clavier numérique simplifie l'entrée du poids unitaire et d'échantillon, tandis que l'écran indique le poids total, le poids unitaire et le nombre de pièces. Grâce à ses plus grandes capacités de pesage et à la taille de son plateau, la GFC peut parfaitement être utilisée pour compter et peser de grands objets ou une plus grande quantité de petits objets.



GFC



GBC



GFC sans Colonne



L'écran LCD rétroéclairé affiche le poids, le poids unitaire et le nombre de pièces en un seul endroit pratique



Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes

Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'alarme de surcharge sonore prévient si la capacité est dépassée
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Des tailles d'échantillons sélectionnables librement

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Interface : RS-232, USB optionnel
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C




*USB optionale




Imprimante ATP2

Voir pg. 89



Balances de Comptoir GBC



Balances au Sol GFC


Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GBC 16	16kg	0.5g	400x300mm	9.5kg
GBC 32	32kg	1g	400x300mm	9.5kg
GBC 60	60kg	2g	400x300mm	9.5kg
GFC 75	75kg	5g	500x400mm	13kg
GFC 150	150kg	10g	500x400mm	13kg
GFC 300	300kg	20g	500x400mm	14kg

SAVIEZ-VOUS?



Le clavier numérique complet des indicateurs des GBC/GFC permet de saisir manuellement les poids d'échantillonnage, s'ils sont déjà connus. Il permet également de saisir des limites de comptage, si vous utilisez la fonction de contrôle de comptage.

Avec une plate-forme en acier inoxydable facile à nettoyer, les balances BCT offrent une excellente valeur pour les tâches de comptage industriel. La BCT contient une imprimante qui permet d'imprimer des codes QR, des code-barres et des étiquettes. Enregistrez jusqu'à 1006 PLUs ou poids de pièces pour accélérer les travaux d'inventaire et de mise en lots.



Balances au Sol BCT



Balances de Comptoir BCT



BCT sans Colonne



Imprimante intégrée - Impression des données chiffrées, QR codes, codes barres et bien plus



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace




Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis


Caractéristiques

- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Extinction automatique Programmable pour économiser l'énergie
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Le filtrage numérique sélectionnable permet de minimiser les effets des vibrations et des perturbations


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, 10Ah Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 110 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm/15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Taille d'étiquette standard (LxH) : 50x30mm (des étiquettes jusqu'à 60mm de hauteur peuvent être utilisées)
- Température d'utilisation : -10° à 40°C





Balances de Comptoir BCT



Balances au Sol BCT

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
BCT 16	16kg	0.5g	400x300mm	11kg
BCT 32	32kg	1g	400x300mm	11kg
BCT 60	60kg	2g	400x300mm	11kg
BCT 75	75kg	5g	500x400mm	11kg
BCT 150	150kg	10g	500x400mm	15kg
BCT 300	300kg	20g	500x400mm	15kg



Étiquettes
Voir pg. 85

...50 BALANCES ÉTANCHES

Adam Equipment propose une large sélection de balances étanches IP67 et IP68 lavables à l'eau pour tous les types de tâches de pesage. Toutes les balances étanches peuvent être soigneusement lavées au jet ou lavées avec un nettoyeur haute pression, car elles incorporent des pièces en acier inoxydable et des joints d'étanchéité.

Idéales pour une utilisation dans de nombreuses industries, les balances étanches Adam sont bien adaptées pour le pesage d'aliments ou de boissons, de poudres, de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, ou pour toute application nécessitant une balance étanche pour les environnements humides ou poussiéreux. Ceci permet d'enlever toutes les particules résiduelles de pesage par la suite minimisant la possibilité d'une contamination croisée. Elle supprime l'accumulation de saleté et permet d'éliminer la croissance de bactéries, de moisissures ou d'autres toxines.

AQUA®
ABW-S




pg.52

RECHERCHE RAPIDE DE MODÈLES

	ABW	ABW-S	Gladiator
Classé IP67	•		
Classé IP68		•	•
Clavier scellé	•	•	•
Plateau de pesée en acier inoxydable	•	•	•
Fonction de contrôle de poids	•	•	•
Interface RS-232			•
Écrans avant et arrière	•	•	
Modèles homologués disponibles pour le commerce			•

**ABW 32 Modèle à Grand Plateau**

Conçues pour des applications nécessitant des lavages fréquents, les balances ABW sont disponibles dans une sélection de capacités et de lisibilités. La balance classée IP67 et le plateau en acier inoxydable résistent aux environnements industriels et alimentaires les plus exigeants.



Affichage de la fonction contrôle de pesée par trois couleurs LED lumineuses



Le boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles



Les écrans LED à l'avant et à l'arrière permettent l'usage simultané


Caractéristiques

- Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière
- Les indicateurs de fonction clairs sont cachés jusqu'ils soient requis pour rester concentré sur l'essentiel
- Les voyants de contrôle LED s'allument pour clairement indiquer les limites de poids inférieures, supérieures et acceptables
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Temps de stabilisation de moins d'une seconde
- Batterie rechargeable pour un fonctionnement n'importe où

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
ABW 4	4kg	0.5g	245x180mm	3kg
ABW 8	8kg	1g	245x180mm	3kg
ABW 16	16kg	2g	245x180mm	3kg
ABW 32	32kg	5g	300x210mm	3kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, g, lb, oz, lb:oz
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 80 heures
- Affichage : 2 affichages LED avec des chiffres de 20mm/15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C




ABW 32S Modèle à Grand Plateau

L'étanchéité certifiée IP68 et la fabrication en acier inoxydable de grade 304 font de la balance ABW-S un outil essentiel pour la pesée en environnement humide. Vous obtiendrez des résultats fiables à chaque utilisation grâce à la précision de pesée à 0.1g.



Affichage de la fonction contrôle de pesée par trois couleurs LED lumineuses



L'indice de protection IP68 et le boîtier en acier 304 inoxydable protègent la balance des éclaboussures



Les écrans LED lumineux à l'avant et à l'arrière permettent une visualisation facile dans la plupart des environnements

Caractéristiques


- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements la stabilité de l'unité lors du pesage
- Les écrans LED à l'avant et à l'arrière permettent l'usage simultané
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La fonction d'extinction automatique préserve l'autonomie de la batterie
- Batterie rechargeable pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : kg, g, lb, oz, lb:oz
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 80 heures
- Affichage : 2 affichages LED avec des chiffres de 20mm/15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier inoxydable (haut); Plastique ABS (en bas)
- Température d'utilisation : 0° à 40°C



Grands et Petits Récipients
Voir pg. 90



Poêle Standard ABW-S



ABW 32S Modèle à Grand Plateau

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
ABW 4S	4kg	0.1g	245x180mm	3kg
ABW 8S	8kg	0.5g	245x180mm	3kg
ABW 16S	16kg	1g	245x180mm	3kg
ABW 32S	32kg	2g	300x210mm	3kg



SAVIEZ-VOUS?

Les indices IP sont un système de classification utilisé pour déterminer le niveau de protection contre l'eau, la poussière ou la saleté. Les indices IP sont définis dans la norme internationale EN 60529. Les balances certifiées IP68, comme l'ABW-S, sont étanches.

Les balances Gladiator accomplissent toutes les tâches de pesées étanches dans les milieux alimentaires, pharmaceutiques et industriels exigeants. Grâce à son indice de protection d'étanchéité IP68, la Gladiator possède une construction facile à nettoyer en acier inoxydable et un indicateur hermétique ainsi protégé dans les environnements poussiéreux ou humides.



Cellule de pesée étanche, encapsulée et revêtue de silicone



L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification des limites de contrôle de poids



Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière

Caractéristiques

- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- Grand plateau de pesée en inox 304
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Le filtrage numérique sélectionnable pour les pesages des animaux/dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage* : g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface : RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier inoxydable
- Température d'utilisation : -10° à 40°C


*N, lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales




Boîtier Relais
Voir pg. 91




GGG Petite Plate-forme



Balances de Comptoir GGB



Balances au Sol GGF



GGL Grande Plate-forme

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GGG 8	8kg	0.2g	250x250mm	7.5kg
GGG 16	16kg	0.5g	250x250mm	7.5kg
GGG 35	35kg	1g	250x250mm	7.5kg
GGB 35	35kg	1g	400x300mm	12kg
GGB 75	75kg	2g	400x300mm	12kg
GGF 75	75kg	2g	500x400mm	12kg
GGF 75H	75kg	1g	500x400mm	12kg
GGF 150	150kg	5g	500x400mm	12kg
GGL 150	150kg	5g	600x450mm	22kg
GGL 300	300kg	10g	600x450mm	22kg

Modèles Homologués pour le Commerce **M**

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GGG 6M	6kg	2g	250x250mm	7.5kg
GGG 15M	15kg	5g	250x250mm	7.5kg
GGG 30M	30kg	10g	250x250mm	7.5kg
GGB 30M	30kg	10g	400x300mm	12kg
GGB 60M	60kg	20g	400x300mm	12kg
GGF 60M	60kg	20g	500x400mm	12kg
GGF 150M	150kg	50g	500x400mm	12kg
GGL 150M	150kg	50g	600x450mm	22kg
GGL 300M	300kg	100g	600x450mm	22kg

56 BALANCES POIDS-PRIX

Les balances poids-prix Adam sont faciles à utiliser permettant d'optimiser les transactions pour les utilisateurs et les clients. Dotés de grands écrans retro-éclairés qui affichent le poids, le prix unitaire et le prix à payer, les balances permettent d'accélérer l'ensemble du processus en indiquant simultanément des informations au client et au vendeur. Les balances se composent de plateaux de pesée en acier inoxydable qui résistent à des nettoyages fréquents nécessaires dans des tâches telles que la pesée de viande.

Idéales pour les marchés de producteurs ou sur les étales de vente de produits en bordure de route, elles fonctionnent soit sur secteur avec un cordon secteur, soit sur batterie interne rechargeable. Elles peuvent donc fonctionner dans les lieux sans source d'électricité. L'interface RS-232 est comprise avec la balance permettant la transmission des informations à une imprimante ou un ordinateur.

Affichage sur colonne

L'écran monté sur colonne permet aux clients de voir les données clés sur les prix et le poids

Construction robuste

Châssis en plastique ABS robuste avec plateau supérieur en acier inoxydable

Recherche de produit

La mémoire de recherche de produit (PLU) peut être utilisée pour stocker des articles populaires pour un rappel instantané

SWIFT®
SWZ

pg.57

**SWZ DP Version avec Colonne**

Idéale pour l'usage commercial, la Swift homologuée offre un pesage et un calcul de prix simples et rapides. La Swift possède une capacité pour multiples devises et fournit les données en plusieurs langues.



La mémoire de recherche de produits (PLU) stocke 160 prix d'articles pour rappel



L'écran arrière monté sur une colonne ou à l'arrière de la balance



Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où


Caractéristiques

- L'interface RS-232 est disponible pour permettre une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- L'interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les écoulements des composants internes de la balance
- Disponible en plusieurs unités monétaires

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
SWZ 3D	1.5kg / 3kg	0.0005kg / 0.001kg	300x210mm	4kg
SWZ 6D	3kg / 6kg	0.001kg / 0.002kg	300x210mm	4kg
SWZ 15D	6kg / 15kg	0.002kg / 0.005kg	300x210mm	4kg
SWZ 30D	15kg / 30kg	0.005kg / 0.010kg	300x210mm	4kg
SWZ 3DP	1.5kg / 3kg	0.0005kg / 0.001kg	300x210mm	4.5kg
SWZ 6DP	3kg / 6kg	0.001kg / 0.002kg	300x210mm	4.5kg
SWZ 15DP	6kg / 15kg	0.002kg / 0.005kg	300x210mm	4.5kg
SWZ 30DP	15kg / 30kg	0.005kg / 0.010kg	300x210mm	4.5kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg
- Interface : RS-232, USB optionnel
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C



*USB optionale

58

BALANCES & PLATES-FORMES A USAGE-INTENSIF

Adam Equipment propose une gamme de plates formes conçues avec des fonctionnalités pour répondre aux besoins de pesage industriel dans les usines, sur les quais d'expéditions et réceptions, dans les entrepôts et quais de chargement. Elles sont idéales pour le pesage de container, caisses d'expédition, de palettes, des bagages lourds et d'autres articles surdimensionnés.

Que ce soit dans l'entrepôt, en production, au service expédition ou sur le quai de réception, le transpalette peseur PTS d'Adam Equipment est conçu pour supporter les rigueurs de tout cadre industriel ou de production.

Les roues en polyuréthane robustes garantissent un fonctionnement souple sans marques, assurant ainsi que les sols restent banalisés.

IHS
CROCHET PESEUR



pg.62

RECHERCHE RAPIDE DE MODÈLES

	AELP	PTSplus	PTT	SHS, LHS & IHS	PT	PTM	GB & GF	Série W
Plateau en acier inoxydable							•	•
Indicateur séparé	•				•	•	•	•
Convient au pesage de palettes	•	•	•		•			
Poignées et/ou roues pour la portabilité	•	•	•			•		
Batterie rechargeable		•	•	•				
Plate-forme en acier doux	•	•	•		•	•	•	
Classé IP68								•
Fonction de suivi zéro		•	•	•				



COMPATIBLE AVEC



Rechercher sur pg. 69
Indicateur AE 403



Rechercher sur pg. 70-71
Indicateurs AE 503 & AE 504



Rechercher sur pg. 72
Indicateur à Écran Tactile AE 505



Rechercher sur pg. 73
Indicateur GC



Rechercher sur pg. 74-75
Indicateurs GK-S/GK-Plus


Les barres peseuses AELP offrent une solution abordable pour peser les articles surdimensionnés ou volumineux. AELP offre les fonctionnalités nécessaires pour les tâches industrielles, agricoles et vétérinaires. Choisissez l'option d'indicateur qui correspond le mieux à vos besoins !



Barres à profil bas pour faciliter le chargement avec un transpalette



Poignées et roulettes intégrées pour une portabilité accrue



Construction robuste pour usage industriel


Caractéristiques

- Câble blindé d'environ 5 mètres
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Peut être utilisé avec tous les indicateurs Adam
- Deux barres par set

Modèle	Capacité	Précision	Taille de la poutre	Poids Net
AELP 1000	1000kg	0.2kg	1330x120mm	32kg
AELP 2000	2000kg	0.5kg	1330x120mm	32kg
AELP 3000	3000kg	1kg	1330x120mm	32kg

Caractéristiques Générales

- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° to 40°C



Toutes les fonctionnalités répertoriées ici dépendent de l'indicateur

La PTSplus offre un moyen facile de gérer, déplacer et peser des charges lourdes. Les lève-palettes renforcés en acier robuste sont dimensionnés généreusement et offrent des capacités de soulèvement durables. Une poignée pivotante de rayon zéro offre une manœuvrabilité exceptionnelle dans les endroits restreints.



ACCESSOIRES CLÉS



Certificat d'étalonnage
Voir pg. 91



Indice de protection IP68
contre l'eau et la poussière



La construction solide répond
aux exigences industrielles



L'écran rétroéclairé change de
couleur pour une notification rapide
des limites de contrôle de poids



Caractéristiques

- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Le indicateur boîtier, le clavier et l'écran sont résistant aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface : RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 110 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille de la poutrede	Poids Net
PTSplus 2000	2000kg	0.5kg	1200x160mm	105kg



Le transpalette PTT à imprimante d'étiquettes intégrée a une construction robuste et innovante qui comprend des fourches à palettes en acier solide et des roues qui pivotent pour faciliter le déplacement.



ACCESSOIRES CLÉS



Étiquettes
Voir pg. 86



La construction solide répond aux exigences industrielles



L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues



Convient pour une utilisation avec la plupart des types et tailles de palettes


Caractéristiques

- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Le filtrage numérique sélectionnable pour les pesages des animaux/dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, oz
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 110 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille de la poutrede	Poids Net
PTT 2000	2000kg	0.5kg	1200x160mm	105kg




Les crochets peseur d'Adam Equipment sont robustes et disposent d'un grand crochet en acier rotatif et d'une manille dotée d'un cran de sécurité, assurant la résistance et la souplesse nécessaires pour peser des charges suspendues. Le fonctionnement de la télécommande standard permet de commander le crochet à distance.



Télécommande Incluse
(2x Piles AAA)



La construction solide répond
aux exigences industrielles




Le crochet rotatif se verrouille en
toute sécurité pendant le pesage




La télécommande permet un
fonctionnement sûr et mains libres



IHS



SHS



LHS


Caractéristiques

- L'écran LED lumineux permet une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro


Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
SHS 50	50kg	0.01kg	1.3kg
SHS 150	150kg	0.02kg	1.3kg
SHS 300	300kg	0.05kg	1.3kg
LHS 500	500kg	0.1kg	6kg
LHS 1500	1500kg	0.2kg	6kg
LHS 2000	2000kg	0.5kg	6kg
IHS 1	1000kg	0.2kg	12kg
IHS 3	3000kg	0.5kg	14kg
IHS 5	5000kg	1kg	19kg
IHS 10	10000kg	2kg	32kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Alimentation : Batterie rechargeable interne ;
SHS : Adaptateur 8.4VDC 800mA, 4 x piles AA
LHS : Adaptateur 6VDC 600mA
IHS : Adaptateur 7.2VDC 2A
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) :
LHS: 80 heures, IHS: 110 heures
- Affichage :
SHS : LED avec des chiffres de 15mm
LHS : LED avec des chiffres de 25mm
IHS : LED avec des chiffres de 30mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier :
SHS : Polycarbonate
LHS / IHS : Aluminum moulé sous pression
- Température d'utilisation :
0° à 40°C



IHS



D'autres modèles

SHS: 146x65x320mm (WxDxH)
LHS: 195x130x450mm (WxDxH)


Adam Equipment, ses directeurs, son personnel, ses propriétaires et ses sociétés et organisations affiliées ne peuvent être tenus pour responsables de tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation des machines au-delà de leurs capacités et des limites de surcharge maximales.




La plate-forme de profil bas PTM est idéale pour le pesage des fauteuils roulants, les fûts et les conteneurs surdimensionnés. Des rampes d'accès des deux côtés offrent des transitions en douceur entre le sol et la plate-forme, tandis que les poignées et les roues permettent de faciliter la mobilité.



Poignées intégrées et roulettes pour le transport



Les rampes permettent un accès facile pour les fûts, les chariots et les fauteuils roulants



Construction de qualité avec une surface en tôle diamantée pour une durabilité et une performance optimales

COMPATIBLE AVEC



Rechercher sur pg. 69

Indicateur AE 403

Rechercher sur pg. 70-71

Indicateurs AE 503 & AE 504

Rechercher sur pg. 72

Indicateur à Écran Tactile AE 505

Rechercher sur pg. 73

Indicateur GC

Rechercher sur pg. 74-75

Indicateurs GK-S/GK-Plus

Caractéristiques


- Les pieds en caoutchouc résistants assurent la stabilité de l'unité
- Câble de cellule de charge d'environ 3 mètres
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Les pieds de nivellement réglables permettent d'optimiser l'installation

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
PTM 500	500kg	0.1kg	760x580mm	34kg


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage* : kg, lb, lb:oz, oz, N
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

*Certaines unités de pesage ne sont pas disponibles sur certaines configurations d'indicateurs



Toutes les fonctionnalités répertoriées ici dépendent de l'indicateur




Compatible avec plusieurs indicateurs d'Adam, la PT est conçue pour peser les palettes, les caisses et les grands conteneurs. PT contient un cadre X innovant sous la plateforme, qui renforce et consolide la balance pour améliorer le support.



Construction renforcée pour une utilisation industrielle exigeante



Crochets à oeillet amovibles pour un transport facilité



Surface en tôle diamantée pour une traction supérieure

COMPATIBLE AVEC




Rechercher sur pg. 69

Indicateur AE 403



Rechercher sur pg. 70-71

Indicateurs AE 503 & AE 504



Rechercher sur pg. 72

Indicateur à Écran Tactile AE 505



Rechercher sur pg. 73

Indicateur GC



Rechercher sur pg. 74-75

Indicateurs GK-S/GK-Plus

Caractéristiques

- Les rampes optionnelles facilitent le chargement et le déchargement
- Peut être utilisé avec tous les indicateurs Adam
- Câble blindé d'environ 5 mètres


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage* : kg, lb, lb:oz, N
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C


**Certaines unités de pesage ne sont pas disponibles sur certaines configurations d'indicateurs*



Toutes les fonctionnalités répertoriées ici dépendent de l'indicateur




Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
PT 110	1000kg	0.2kg	1000x1000mm	73kg
PT 310	3000kg	0.5kg	1000x1000mm	78kg
PT 112	1000kg	0.2kg	1200x1200mm	99kg
PT 312	3000kg	0.5kg	1200x1200mm	103kg
PT 115	1000kg	0.2kg	1500x1500mm	140kg
PT 315	3000kg	0.5kg	1500x1500mm	154kg




Rampe en Acier Doux
Voir pg. 90



Support d'Indicateur
Voir pg. 91




La série W de balances à plate-forme lavable résiste aux environnements industriels exigeants grâce à sa construction robuste en acier inoxydable. La gamme IP68 peut être pairée avec n'importe quel indicateur Adam pour une combinaison imbattable.



Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime



Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière



Peut également être utilisée comme deuxième plate-forme de pesée avec la Balance de Comptoir Compteuse CDT



Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes

Caractéristiques Générales

- Boîtier : Aluminum moulé sous pression
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
WS 8	8kg	0.5g	250x250mm	4kg
WS 16	16kg	1g	250x250mm	4kg
WS 32	32kg	2g	250x250mm	4kg
WB 35	35kg	2g	400x300mm	8kg
WB 75	75kg	5g	400x300mm	8kg
WF 75	75kg	5g	500x400mm	12kg
WF 150	150kg	10g	500x400mm	12kg
WL 150	150kg	10g	600x450mm	18kg
WL 300	300kg	20g	600x450mm	18kg





D'autres modèles

WS : 250x250x95mm (WxDxH)*

WF : 400x500x133mm (WxDxH)*

WL : 450x600x165mm (WxDxH)*


*Hauteur minimale pieds remontés



Avec une plate-forme amovible en acier inoxydable, la balance à plate-forme GB et GF offre une solution durable pour des applications industrielles telles que le pesage, comptage de pièces, pesage de pourcentage et pesées comparatives.



La construction solide répond aux exigences industrielles



Construction en acier inoxydable résistante aux produits chimiques



Peut également être utilisée comme deuxième plate-forme de pesée avec la Balance de Comptoir Compteuse CDT


Caractéristiques

- Peut être utilisé avec tous les indicateurs Adam
- La protection contre les surcharges permet d'éviter
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
GB 8	8kg	0.1g	400x300mm	8kg
GB 16	16kg	0.2g	400x300mm	8kg
GB 32	32kg	1g	400x300mm	8kg
GB 60	60kg	2g	400x300mm	8kg
GB 120	120kg	5g	400x300mm	8kg
GF 75	75kg	5g	500x400mm	14kg
GF 150	150kg	10g	500x400mm	14kg
GF 300	300kg	20g	500x400mm	14kg
GF 600	600kg	50g	800x600mm	30kg

Caractéristiques Générales

- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C



D'autres modèles

GB : 300x400x65mm (WxDxH)*

*Hauteur minimale pieds remontés

68

INDICATEURS DE POIDS

Les indicateurs Adam Equipment flexibles et abordables sont parfaitement adaptés pour une utilisation dans des entrepôts, des lignes de production, le transport maritime et les services d'accueil, lors de l'emballage, de traitement et de contrôle des stocks d'emplois. Du modèle de base aux versions étanches IP67 et IP68, les indicateurs Adam offrent la longévité et la polyvalence nécessaire pour effectuer le pesage et de comptage pour la plupart des tâches.

Les indicateurs Adam Equipment peuvent être configurés avec un certain nombre de plates formes, permettant aux utilisateurs de combiner les caractéristiques, les fonctions, la précision et la capacité de façon à répondre à leurs besoins. Les indicateurs Adam fournissent une large gamme de fonctionnalités, comprenant notamment de larges afficheurs, des claviers numériques et LED de couleur pour simplifier le pesage, le contrôle de pesée et les systèmes de comptage.



NOUVELLE
AE505
INDICATEUR
pg.72



Imprimante Intégrée
Les étiquettes peuvent être entièrement personnalisées



Écran Tactile de 200mm
Une interface intuitive



ACCESSOIRES CLÉS

**Support d'Indicateur**

Voir pg. 91

La conception robuste et l'indice de protection IP68 font de l'AE 403 le bon choix pour une variété d'applications industrielles. L'écran rétroéclairé affiche les résultats avec des chiffres de 40mm, et change de couleur quand le poids est au-dessus, en dessous ou dans les limites prédéfinies.



Indice de protection IP68
contre l'eau et la poussière



Interface RS-232 pour la connexion
aux ordinateurs et aux imprimantes



L'écran rétroéclairé change de
couleur pour une notification rapide
des limites de contrôle de poids

Caractéristiques

- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Division de la balance sélectionnable par l'utilisateur
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
AE 403	Sélectionnable	80,000 divisions	3.5kg



Modèles Homologués pour le Commerce

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
AE 403M	Sélectionnable	6,000 divisions	3.5kg

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage* : g, kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface : RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier inoxydable
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

*lb, oz, lb:oz et N ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales






ACCESSOIRES CLÉS



Étiquettes
Voir pg. 87

L'indicateur d'impression d'étiquettes AE 503 combine des applications de pesage et une imprimante en un seul appareil facile à utiliser, offrant ainsi une solution idéale pour les nécessités de fabrication, d'emballage et de distribution.



Clavier simple à six boutons pour une utilisation simple



L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues



Grands chiffres de 34mm de haut écran vif et rétroéclairé


Caractéristiques

- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Contrôle pondéral de base
- Division de la balance sélectionnable par l'utilisateur
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Construction robuste pour usage industriel

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A,10Ah
Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 110 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C
- Taille d'étiquette standard (LxH) : 50x30mm

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
AE 503	Selectable	80,000 divisions	3.5kg





ACCESSOIRES CLÉS



Support d'Indicateur
Voir pg. 91

L'AE 504 combine une gamme complète d'applications de comptage et pesée avec la capacité d'imprimer des étiquettes et des codes-barres personnalisés pour une solution compacte unique.



Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues



Le clavier numérique de l'AE 504 permet une sélection rapide et facile parmi 1 006 PLUs


Caractéristique


- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Division de la balance sélectionnable par l'utilisateur
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Construction robuste pour usage industriel

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz
- Interface : RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A,10Ah
Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 110 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C
- Taille d'étiquette standard (LxH) : 50x30mm

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
AE 504	Selectable	80,000 divisions	3.5kg





KEY ACCESSORIES


Étiquettes
 Voir pg. 87

L'AE 505 combine la facilité et la navigation intuitive d'un écran tactile de 200 mm avec le confort d'une imprimante intégrée. En plus des étiquettes personnalisées, AE 505 mémorise jusqu'à 10 modèles d'étiquettes.


 Grand écran tactile de 8 pouces
 au fonctionnement intuitif

 Interface RS-232 et USB (Bluetooth,
 RJ45 et WiFi optionnel)

 Enregistre jusqu'à 10 modèles
 d'étiquettes personnalisables



Caractéristiques

- Fonctionnement rapide et intuitif à l'aide d'un écran tactile
- Connectivité aisée via USB, RS-232 ou Ethernet RJ45, Wi-Fi ou Bluetooth optionnels
- Créez des étiquettes personnalisées avec la date, l'heure, le poids, un logo, un code-barres, un code QR, etc.
- Batterie rechargeable incluse pour une utilisation presque partout
- L'accumulation de la mémoire totalise les résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnées librement
- Peut être utilisé avec un lecteur de code-barres

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tl, T, T
- Interface : RS-232, USB, RJ45 (optionnel), Bluetooth (optionnel), WiFi (optionnel)
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, Batterie rechargeable interne
- Display : Écran tactile de 200 mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Taille d'étiquette standard (WxH) : 50x30mm (des étiquettes jusqu'à 60mm de hauteur peuvent être utilisées)
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
AE 505	Selectable	80,000 divisions	2.8kg





ACCESSOIRES CLÉS


Support d'indicateur
 Voir pg. 91

Imprimante ATP2
 Voir pg. 89

Avec un large éventail de fonctionnalités, le GC est idéal pour les tâches de comptage de pièces. Son clavier numérique facilite l'enregistrement des unités de poids et des échantillon, tandis que l'écran indique l'unité de poids, le poids total et le nombre de pièces.


 Interface RS-232 pour la connexion
 aux ordinateurs et aux imprimantes

 Poids unitaire, poids total et pièce comptés
 clairement visible en un seul endroit

 Les touches colorées facilitent la
 reconnaissance rapide des fonctions
 les plus fréquemment utilisées


Caractéristiques

- Les impressions comprennent la date et l'heure
- Le boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Les impressions comprennent la date et l'heure
- Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Filtrage numérique sélectionnable

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb
- Interface : RS-232, Optional USB
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
GC	Selectable	60,000 divisions	2.1kg





GK-Plus



GK-S



GK-PlusM

Pour un contrôle du poids plus facile, choisissez les indicateurs GK. Riches en fonctionnalités et faciles à utiliser, ces indicateurs standard et Homologués pour le commerce sont dotés de voyants de contrôle de poids rouge/orange/vert avec alarme sonore, ainsi que d'un clavier numérique complet pour saisir les limites de contrôle de poids.



Disposition simple du clavier à 5 touches pour des tâches de pesage rapides et faciles



Clavier numérique complet pour un contrôle de poids plus facile



Homologué commerce pour les applications où le poids détermine le prix

Caractéristiques Communes

- Indicateur de capacité intégré à l'écran
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Le filtrage numérique sélectionnable
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Capacité et précision Programmable
- Jusqu'à 1:1,000,000 Résolution du comptage interne pour des résultats précis (GK-S et GK-Plus)

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage* : kg, lb, lb:oz, oz
- Interface : RS-232, USB optionnel
- Alimentation :
 - Plus/PlusM : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
 - GK-S : Adaptateur 12VDC 800mA (batterie rechargeable interne disponible seulement en option sur les modèles GK-S)
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 120 heures
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C


*lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales




*GK-Plus/PlusM



Support d'indicateur
Voir pg. 91



Indicateur GK-S



Indicateur GK-Plus & GK-PlusM

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
GK-S	Sélectionnable	80,000 divisions	1.1kg

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
GK-Plus	Sélectionnable	80,000 divisions	1.1kg

Modèles Homologués pour le Commerce

Modèle	Capacité	Précision	Poids Net
GK-PlusM	Sélectionnable	6,000 divisions	1.7kg



SAVIEZ-VOUS?

Nos garanties de pointe, introduites en 2023, offrent une plus grande tranquillité d'esprit lors de l'achat de produits Adam. Nos indicateurs GK MPlus et nos tout nouveaux indicateurs GK Plus et GK Lite sont tous accompagnés d'une garantie de 5 ans.

76

BALANCES SANTÉ & FITNESS

Les balances de santé et de fitness Adam combinent une construction durable associée à un fonctionnement simple. Elles sont conçues pour une utilisation hors métrologie légale dans les maisons de retraite, des centres de réadaptation, des laboratoires médicaux, des écoles, des installations de conditionnement physique et des gymnases.

Facile à utiliser, les balances de santé et de conditionnement physique d'Adam sont appropriées pour une variété de tâches, y compris le pesage, le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC), l'évaluation de la hauteur soit par un système ultrasons ou mécanique, le pesage de poche de sang, le pesage de portion alimentaire pour le contrôle du poids, le pesage d'ingrédients toniques à base de plantes, les teintures, les composés en vrac et des suppléments nutritionnels.

Fonction IMC

Suivez votre poids et votre masse corporelle grâce à la fonction IMC (indice de masse corporelle)




Toise

Facilite la mesure des enfants et des adultes lors de la pesée



Construction métallique

Base et colonne en métal robuste




MTB sans Berceau

Polyvalente et portable, la MTB offre une excellente valeur pour les pédiatres et les fournisseurs de soins de santé. Un berceau ergonomique habilement verrouille pour se maintenir solidement en place. Le berceau s'enlève facilement pour révéler un tapis en caoutchouc anti-dérapant dessous.



Retirez la berceau afin d'accéder à la plate-forme située en dessous



Le design léger facilite le transport et la portabilité



Nacelle ergonomique pour le confort et le maintien



Caractéristiques

- L'opération simple permet un démarrage et une utilisation rapide avec peu ou aucune formation
- Écran à contraste élevé, facilement lisible de loin
- Fonctionne avec adaptateur secteur
- (inclus) ou piles (non incluses)

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz
- Alimentation : Adaptateur 6VDC 500mA, 4 x piles AA
- Affichage : LCD avec des chiffres de 29mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Poids Net
MTB 20	20kg	0.005kg	560x285mm	3.5kg



Avec un design moderne et une construction solide, les balances numériques MDW offrent une précision abordable pour les installations de soins, de santé et de remise en forme. MDW fournit la taille et le poids précis et dispose d'une base en métal robuste et d'une plate-forme de pesage anti-dérapant.



KEY ACCESSORIES



Certificat d'étalonnage
Voir pg. 91



Imprimante Thermique ATP2
Voir pg. 89



Les valeurs de pesée sont affichées avec clarté sur l'écran LED



La plate-forme anti-dérapante garantit la sécurité lorsque l'on monte ou descend de la balance



La toise aide à calculer l'IMC (indice de masse corporelle)


Caractéristiques

- Construction métallique de la base et de la colonne
- Les roulettes intégrées de la MDW 300L permettent un transport facile
- Calcule l'indice de masse corporelle (IMC)

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Affichage : LED avec des chiffres de 22mm
- Calibrage : Externe
- Température d'utilisation : 5° à 40°C
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 500mA, Batterie rechargeable interne
- Autonomie de la batterie (jusqu'à) : 50 heures
- Interface: RS-232





MDW avec toise entièrement déployée

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau	Hauteur de la Toise Max	Poids Net
MDW 300L	300kg	0.05kg	375x275mm	2120mm	14kg

SAVIEZ-VOUS?




Vous pouvez utiliser la toise du MDW pour calculer l'IMC. Entrez simplement votre taille sur la balance et l'IMC s'affichera instantanément. Cela fait du MDW une option abordable pour toute salle de sport ou club de santé ayant besoin d'une balance fiable et professionnelle.

... 80 POIDS ET ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent fournir une protection supplémentaire pour votre balance, et peut également augmenter les performances et accroître l'efficacité. Certaines industries exigent l'adhésion à un ensemble particulier de pratiques ou de normes. Les imprimantes, les plateaux de pesée et d'autres outils utiles sont disponibles pour assurer des lectures précises et de meilleures pratiques.

Les lignes directrices BPL sont conformes avec l'utilisation des imprimantes Adam ou le logiciel d'acquisition de données Adam DU™. Pour simplifier l'acquisition de données, logiciel ADAMDU permet aux utilisateurs de capturer des données à partir de toutes balances Adam Equipment ayant une interface RS-232 ou USB.

Adam propose plusieurs kits accessoire qui peuvent simplifier certaines applications. Associés à nos balances de précision ou d'analyse, le kit de densité d'Adam permet de déterminer facilement et avec précision la densité. Un kit de calibrage de température pour l'analyseur d'humidité PMB permet de maintenir les paramètres appropriés de la sonde de température.





Coffret de Masses F1



Coffret de Masses E1



Coffret de Masses E2



Masse M1 en Fonte




Coffret de Masses M1


Les poids OIML d'Adam sont disponibles en ensembles ou séparément. Les poids individuels sont emballés dans une boîte en plastique, tandis que les poids ensembles sont placés dans une boîte en aluminium doublée, avec forceps et gant blanc en coton.



Choisissez des ensembles complets de poids ou des poids individuels



Assurez-vous que votre balance donne des résultats précis



Tous les poids répondent aux exigences de mesure selon les standards OIML

Documentation

Déclaration de calibrage par poids (Classe F1 & M1) : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1mg - 200g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1mg - 500g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 100g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 200g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 500g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 2kg : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 100g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 200g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 500g : En interne
 Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 2kg : En interne



Coffret de Masses

Numéro d'article	Classe	Poids
700100419	OIML E1	1mg-50g
700100420	OIML E1	1mg-100g
700100421	OIML E1	1mg-200g
700100026	OIML E2	1mg-200g
700100207	OIML E2	1g-200g
700100028	OIML F1	1mg-200g
700100011	OIML F1	1mg-500g
700100027	OIML F1	1g-100g
700100049	OIML F1	1g-200g
700100042	OIML F1	1g-500g
700100070	OIML F1	1g-2kg
700100035	OIML M1	1g-100g
700100037	OIML M1	1g-200g
700100228	OIML M1	1g-500g
700100071	OIML M1	1g-2kg

Classe M1

Numéro d'article	Classe	Poids
700100065	OIML M1	1g
700100066	OIML M1	2g
700100067	OIML M1	5g
700100068	OIML M1	10g
700100069	OIML M1	20g
700100058	OIML M1	50g
700100059	OIML M1	100g
700100072	OIML M1	200g
700100060	OIML M1	500g
700100029	OIML M1	1kg
700100030	OIML M1	2kg

Acier Chromé

Numéro d'article	Classe	Poids
700100024	OIML M1	5kg
700100031	OIML M1	10kg
700100032	OIML M1	20kg

Classe E1

Numéro d'article	Classe	Poids
700100398	OIML E1	5g
700100399	OIML E1	10g
700100400	OIML E1	20g
700100401	OIML E1	50g

Classe E2

Numéro d'article	Classe	Poids
700100232	OIML E2	50g
700100022	OIML E2	100g
700100023	OIML E2	200g

Classe F1

Numéro d'article	Classe	Poids
700100019	OIML F1	1g
700100018	OIML F1	2g
700100017	OIML F1	5g
700100016	OIML F1	10g
700100015	OIML F1	20g
700100014	OIML F1	50g
700100007	OIML F1	100g
700100012	OIML F1	200g
700100008	OIML F1	500g
700100009	OIML F1	1kg
700100010	OIML F1	2kg
700100013	OIML F1	5kg

Masses en Fonte de Classe M1

Numéro d'article	Classe	Poids
700100183	OIML M1	5kg
700100182	OIML M1	10kg
700100181	OIML M1	20kg



Ce sont les erreurs maximales tolérées pour les masses OIML fournies par Adam. Lors de l'étalonnage des étalons de masse et des poids, l'incertitude de mesure pour le facteur de couverture $k = 2$ ne doit pas être supérieure au tiers de la valeur d'erreur maximale tolérée spécifiée pour un étalon de masse de poids particulier d'une classe ou d'une valeur nominale donnée.

Poids	Classe E1	Classe E2	Classe F1	Classe F2	Classe M1
	mg	mg	mg	mg	mg
5000 kg			250,000	80,000	250,000
2000 kg			10,000	30,000	100,000
1000 kg		1,600	5,000	16,000	50,000
500 kg		800	2,500	8,000	25,000
200 kg		300	1,000	3,000	10,000
100 kg		160	500	1,600	5,000
50 kg	25	80	250	800	2,500
20 kg	10	30	100	300	1,000
10 kg	5	16	50	160	500
5 kg	2.5	8	25	80	250
2 kg	1	3	10	30	100
1 kg	0.5	1.6	5	16	50
500 g	0.25	0.8	2.5	8	25
200 g	0.1	0.3	1	3	10
100 g	0.05	0.16	0.5	1.6	5
50 g	0.03	0.1	0.3	1	3
20 g	0.025	0.08	0.25	0.8	2.5
10 g	0.02	0.06	0.2	0.6	2
5 g	0.016	0.05	0.16	0.5	1.6
2 g	0.012	0.04	0.12	0.4	1.2
1 g	0.01	0.03	0.1	0.3	1
500mg	0.008	0.025	0.08	0.25	0.8
200mg	0.006	0.02	0.06	0.2	0.6
100mg	0.005	0.016	0.05	0.16	0.5
50mg	0.004	0.012	0.04	0.12	0.4
20mg	0.003	0.01	0.03	0.1	0.3
10mg	0.003	0.008	0.025	0.08	0.25
5mg	0.003	0.006	0.02	0.06	0.2
2mg	0.003	0.006	0.02	0.06	0.2
1mg	0.003	0.006	0.02	0.06	0.2

Numéro d'article	Description	Equinox EAB/EPB/ETB	Solis SAB/SPB/STB	Luna LAB/LPB/LTB/LBB	Luna LBL	Core® CQT	Highland® HCB	CBX	CB	Dune® DCT	TBB	PMB
104008036	Table Anti-Vibration	•	•	•	•		•					•
1060014262	Kit de Densité (Equinox/Solis)	•	•									
1060015357	Kit de Densité (Luna)			•								
3012014259	Coque transparente (ETB/STB/LTB/LBB)	•	•	•								
3012014260	Coque transparente (EAB/EPB/SAB/SPB/LAB/LPB)	•	•	•								
308232030	Coque transparente (HCB)						•					
308232033	Coque transparente (CQT)					•						
700230015	Coque transparente (CB)								•			
301208188	Coque transparente (PMB)											•
308002042	Valise de transport avec verrou (HCB/CQT)					•	•					
700100211	Valise de transport avec verrou (TBB)										•	
3014016900	Pack batterie				•							
700100410	Ioniseur ABI-1	•	•	•			•					
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•	•	•	•		•					•
3074010266	Câble RS-232 9F-9F						•					•
3014011014	Câble RS-232 9M-9F	•	•	•	•							
3074010267	Câble USB	•			•		•					•
3014016217	Câble USB A-A			•								
700400120	Adaptateur 6VDC 200mA								•			
3070013622	Filtres en fibre de verre (200)											•
1070010636	Kit de calibrage de température											•
307140001	Coupelles jetables (paquet de 250)											•
600002028	Logiciel de Collecte de Données AdamDU	•	•	•	•		•					•
3021210953	Crochet de pesage sous la balance (LAB/LPB)		•	•								
302126013	Crochet de pesage sous la balance (NBL/LTB/LBB)				•							
3021210953	Crochet de pesée sous la balance (TBB)										•	
700100225	Jeu de poids (TBB)										•	
700100213	Branches de trépied pour TBB										•	
700100046	Câble et Cadenas	•	•	•	•	•	•				•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
700100035	Masse de Calibrage OIML E1 5g					•		•	•	•		
700100071	Jeu de poids d'étalonnage OIML M1 1g - 2kg					•						
700100012	Masse de Calibrage OIML F1 200g					•						
700100072	Masse de Calibrage OIML M1 200g					•						
700100060	Masse de Calibrage OIML M1 500g					•			•			
700100029	Masse de Calibrage OIML M1 1kg					•			•			
700100030	Masse de Calibrage OIML M1 2kg					•			•			
700100398	Masse de Calibrage OIML E1 5g	•	•	•								
700100399	Masse de Calibrage OIML E1 10g	•	•	•								
700100400	Masse de Calibrage OIML E1 20g		•									
700100401	Masse de Calibrage OIML E1 50g	•	•	•								•
700100022	Masse de Calibrage OIML E2 100g	•	•	•								•
700100023	Masse de Calibrage OIML E2 200g	•	•	•								

Numéro d'article	Description	Latitude LBX	Cruiser® CKT	CPWplus	GBK-S & GFK-S	GBK-Plus & GFK-Plus	AGB & AGF	BKT	BTT
3022014061	Coque transparente (Latitude)	•							
3022013911	Coque transparente (Cruiser)		•						
3052010526	Coque transparente (GBK/GFK)				•	•			
3002014371	Valise de transport avec verrou (Latitude)	•							
302013912	Valise de transport avec verrou (Cruiser)		•						
700100099	Valise de transport avec verrou (CPWplus Petit Plateau)			•					
303149759	Récipient à légumes (installé à la balance)	•	•						
303149760	Récipient à confiseries (installé à la balance)	•	•						
1120015779	Imprimante Thermique ATP2		•	•	•	•	•	•	•
3126011263	Étiquettes - ATP2		•	•	•	•	•	•	•
3126011281	Étiquettes - ATP2 (x10)		•	•	•	•	•	•	•
1100011297	Boîtier relais						•		
3074010266	Câble RS-232 9F-9F			•	•	•		•	•
700400103	Câble RS-232 4F-9F						•		
3014011014	Câble RS-232 9M-9F- 1.8m		•		•	•			
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB			•	•	•	•	•	•
3074010267	Câble USB		•		•	•			
2020013915	Option USB (B)		•						
202000001	Crochet de pesée sous la balance (Assemblage usine seulement)		•						
700200059	Tapis en caoutchouc anti-dérapant			•					
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU		•	•	•	•	•	•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•	•	•	•	•	•
700660288	Certificat de Calibrage Usine pour GFK 600, AGF 600 & BKT 600				•	•	•	•	
400005615	Étiquettes 800 par rouleau							•	•

Accessoires de Balances Compteuses

Numéro d'article	Description	Cruiser® CCT/CDT	GBC & GFC	BCT
3022013911	Coque transparente (Cruiser)	•		
3052010526	Coque transparente (GBC/GFC)		•	
302013912	Valise de transport avec verrou (Cruiser)	•		
303149759	Récipient à légumes (installé à la balance)	•		
303149760	Récipient à confiseries (installé à la balance)	•		
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•	•	•
3126011263	Étiquettes - ATP2	•	•	•
3126011281	Étiquettes - ATP2 (x10)	•	•	•
3074010266	Câble RS-232 9F-9F	•	•	
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB		•	•
3074010267	Câble USB	•	•	
2020013915	Option USB (B)	•	•	
600002028	AdamDU Data Collection Programme	•	•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•
400005615	Étiquettes 800 par rouleau			•

Numéro d'article	Description	Aqua® ABW	Aqua® ABW-S	Gladiator® GGS/GGB/GGF/GGL	Swift® SWZ
3022014061	Coque transparente (ABW-S)	•			
3022013911	Coque transparente (SWZ)				•
3002014371	Valise de transport avec verrou (ABW)	•			
302013912	Valise de transport (SWZ))				•
303149759	Récipient à légumes (installé à la balance)	•	•		•
303149760	Récipient à confiseries (installé à la balance)	•	•		•
1120015779	Imprimante Thermique ATP2			•	•
3126011263	Étiquettes - ATP2			•	•
3126011281	Étiquettes - ATP2 (x10)			•	•
1100011297	Boîtier relais			•	
3074010266	Câble RS-232 9F-9F			•	
3014011014	Câble RS-232 9M-9F- 1.8m				•
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB			•	
2020013915	Option USB (B)				•
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU			•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•	•


Accessoires de Balances à Usage-Intensif

Numéro d'article	Description	SHS/LHS/IHS	PT	PTM	AELP	PTSplus	PTT
2050013351	Colonne pour Indicateur		•	•	•		
700100199	Rampe en acier doux – PT 10R 1000mm de large		•				
700100200	Rampe en acier doux – PT 12R 1200mm de large		•				
700100201	Rampe en acier doux – PT 15R 1500mm de large		•				
700660288	Certificat de Calibrage Usine	•		•			
700660289	Certificat de Calibrage Usine		•		•	•	•
1120015779	Imprimante Thermique ATP2		•	•	•	•	
3126011263	Étiquettes - ATP2		•	•	•	•	
3126011281	Étiquettes - ATP2 (x10)		•	•	•	•	
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB		•	•	•	•	•
1100011297	Boîtier relais (pour AE 403)		•	•	•		
400005615	Étiquettes 800 par rouleau						•
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU		•	•	•	•	•

Numéro d'article	Description	AE 403	AE 503/504	GC	GK-S	GK-Plus & GK-PlusM
3102014653	Coque transparente (AE 403)	•				
3052010526	Coque transparente (GK-S/GK-Plus/GK-Mplus)			•	•	•
2050013351	Colonne pour Indicateur	•	•	•	•	•
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•		•	•	•
3126011263	Étiquettes - ATP2	•		•	•	•
3126011281	Étiquettes - ATP2 (x10)	•		•	•	•
3014011014	Câble RS-232 9M-9F- 1.8m			•	•	•
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB	•	•	•	•	•
3134012936	Connecteur RS232 à 9 broches D 1.5m ((Assemblage usine seulement))	•			•	
1100011297	Boîtier relais	•			•	•
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU	•	•	•	•	•
400005615	Étiquettes 800 par rouleau		•			
3051410045	Crochet mural			•	•	•

Accessoires de Balances Santé & Fitness / Masses de Calibrage

Numéro d'article	Description	MTB	MDW	Masses de Calibrage
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	
1120015779	Imprimante Thermique ATP2		•	
3126011263	Étiquettes - ATP2		•	
3126011281	Étiquettes - ATP2 (x10)		•	
3014011014	Câble RS-232 9M-9F- 1.8m		•	
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB		•	
700200106	Pince pour poids de calibrage - Petite			•
700200105	Pince pour poids de calibrage - Grande			•



L'AVT d'Adam permet aux balances de fonctionner avec précision malgré les courants d'air et les vibrations. La balance se place au milieu de la surface en granite de l'AVT, ce qui stabilise la base et permet une précision supérieure. Tous les outils nécessaires sont fournis pour faciliter le montage.

- La surface de travail interne mesure 400 x 450mm
- Grande dalle de granite résistante aux rayures est située sur un support en caoutchouc qui absorbe les chocs
- Les pieds de nivellement accommodent les surfaces inégales

Adam Connect **NOUVEAU!**



Adam Connect est une solution simple à brancher pour une connectivité sans fil avec les PC et les imprimantes. Il suffit de brancher l'émetteur et le récepteur pour transmettre sans fil les données de poids et plus sur une distance allant jusqu'à 150 mètres. Pour les PC, utiliser le programme de collecte de données AdamDU.

Adam Connect fonctionne avec toutes les balances de ce catalogue qui portent le symbole vert **Adam Connect Compatible**.



- Solution prête à l'emploi pour la communication de données sans fil
- Comprend un émetteur (se connecte au RS-232 de la balance) et un récepteur (se connecte à l'ATP2 d'Adam)
- Sauvegardez vos données, imprimez-les ou envoyez-les n'importe où dans le monde!

- Émetteur Bluetooth 8000011571
- Récepteur Bluetooth 8000011587
- Connexion à votre appareil 8000011572



Retrouvez tous les accessoires Adam ici



L'ATP2 est une imprimante thermique à rouleau d'usage général, idéale pour la plupart des balances. Conçue pour être efficace et compacte, l'imprimante occupe un espace minimal sur un comptoir ou une table.

- Câble RS-232 (9F et 9M, 25 broches) inclus
- Largeur de papier de 58 mm
- Dimensions : 114x184x90 mm

- Étiquettes - ATP2 3126011263
- Étiquettes - ATP2 (x10) 3126011281

Logiciel de Collecte des Données **AdamDU**

600002028



Le logiciel Adam DU (Utilitaire des données) vous laisse facilement saisir les données des balances Adam Equipment pour une analyse immédiate ou pour une exportation à d'autres applications.

- Création de graphes, l'analyse statistique, et l'export de données en XML, CSV, HTML et en Text, ou directement sur les applications Windows®
- Capable de reconnaître et gérer jusqu'à 8 balances simultanément

Ioniseur **ABI-1**


700100410



L'ioniseur Adam neutralise la charge électrostatique qui s'accumule dans les matériaux non conducteurs tels que le plastique, le verre, la céramique, le papier et les textiles.


- Temps de décharge : 9s/5cm, 13s/10cm, 100s/40cm (avec ventilateur allumé)
- Distance standard entre l'échantillon et la source d'ions ~ 5-40cm
- La concentration d'ozone est de 0 à 0,05 ppm à 2 cm de la source d'ions.
- Volume d'air maximum 0,06 cm³/min

Kits de Densité



Ces kits vous permettent de déterminer la densité avec votre balance d'analyse ou de précision Equinox, Solis et Luna.

- Kit de Densité (*Equinox/Solis*) 1060014262
- Kit de Densité (*Luna*).....1060015357



Les rampes en acier doux sont un excellent accessoire pour les balances à plate-forme Adam, garantissant résistance et durabilité. Connexion sécurisée aux plates-formes PT pour un fonctionnement plus facile et plus sûr

- PT 10R 1000mm de large 700100199
- PT 12R 1200mm de large..... 700100200
- PT 15R 1500mm de large 700100201

Valise de Transport



Cette valise de transport permet de placer la balance à l'intérieur pour la protéger pendant le transport. L'étui rigide est durable et est livré avec un verrou afin que vous puissiez sécuriser la balance dans l'étui si nécessaire.

- *Highland* HCB / *Core* CQT 308002042
- *Latitude* LBX / *Aqua* ABW 3002014371
- *Cruiser* CKT / CCT / CDT 302013912
- TBB..... 700100211
- CPWplus Standard..... 700100099

Kit de Calibrage de Température

1070010636



Ce kit d'étalonnage de température pour l'analyseur d'humidité PMB peut être utilisé pour aider à calibrer le capteur de température. Le kit est livré avec un étui et un dispositif permettant de maintenir le capteur dans la position optimale.

Récipient à Légumes et Confiseries



Récipient à confiserie en inox est amovible et facilement lavable. Cet article durable est idéal pour la production alimentaire.

- Récipient à légumes (grande) 303149759
- Récipient à confiseries (petite)..... 303149760



Retrouvez tous les accessoires Adam ici



La boîte à relais permet aux limites de poids de déclencher un relais de tension, ce qui permet à la balance de commander des éléments tels que des moteurs, l'alimentation de la trémie ou des lumières.

- Compatible avec AGB, AGF, *Gladiator* et l'indicateur AE 403

Support d'Indicateur

2050013351



Le support de l'indicateur maintient l'indicateur de la balance lorsqu'il est séparé du corps de la balance. Construit en aluminium, le support est léger mais robuste pour fournir un support fiable pour votre indicateur.

Crochet de Pesage sous la Balance



Les crochets de pesage sous la balance vous permettent d'effectuer des pesages sous certaines balances Adam. Parfait pour les applications d'essais de matériaux.

- Crochet de pesage - *Solis*, *Luna* & *TBB*..... 3021210953
- Crochet de pesage - *Luna* LBL 302126013
- Crochet de pesage - *Cruiser* CKT (Assemblage usine seulement) 202000001

Certificat de Calibrage



Un certificat de calibrage fournit des informations sur les performances et la précision de la machine et est exigé par les systèmes de qualité ISO. Attention : les certificats de calibrage doivent toujours être commandés avec la balance.

- Certificate de Calibrage 700660290
- Certificate de Calibrage - PT, AELP, PTSplus, PTT 700660289
- Certificate de Calibrage - SHS/LHS/IHS/PTM/GFK 600/AGF 600/BKT 600 700660288



Modèle	Dimensions d'Expédition (WxDxH)	Poids Brut
EAB 124e, 124i, 224e, 224i, 314e	530x530x390mm	8kg
EAB 125i, 225i, 314i	530x530x390mm	8.5kg
EAB 414i, 514i	530x530x390mm	9kg
EPB 363e, 723e	420x530x390mm	6kg
EPB 363i, 723i	420x530x390mm	6.5kg
EPB 1203i, 2103i	420x530x390mm	7.5kg
ETB 3202e, 6202e, 8202e	300x530x390mm	5.5kg
ETB 3202i	300x530x390mm	6kg
ETB 6202i	300x530x390mm	6kg
SAB 125i, 225i, 124e, 124i, 224e, 314e	390x530x530mm	8kg
SAB 224i, 314i, 414i, 514i	390x530x530 mm	8.5kg
SPB 1203i, 2103i	390x530x420mm	7.5kg
STB 3202e	390x530x300mm	5.5kg
STB 8202e	390x530x300mm	7kg
STB 6202i	390x530x300mm	8kg
LAB 84e, 84i, 124e, 214e, 214i, 254e	390x530x530mm	8kg
LAB 124i, 254i	390x530x530mm	8.5kg
LPB 223e, 423e	390x530x420mm	6kg
LPB 223i, 423i	390x530x420mm	6.5kg
LPB 823e	390x530x420mm	7 kg
LPB 623e, 623i, 823i	390x530x420mm	7.5 kg
LTB 2602e, 3602e, 4602e, 6002e	390x530x300mm	5 kg
LTB 2602i	390x530x300mm	6 kg
LTB 3602i, 4602i, 6002i	390x530x300mm	6.5 kg
LBB 6001e, 8001e	390x530x300 mm	5 kg
LBB 12001e, 15001e	390x530x300 mm	5.5 kg
LBLe	520x465x158 mm	9.5 kg
LBLp	645x466x160 mm	11 kg
Core CQT	152x356x279 mm	1.7 kg
Highland HCB	279x381x152 mm	3 kg
CBX	190x310x95 mm	1.1 kg
CB	203x229x76 mm	0.6 kg
DCT 302	203x305x102 mm	0.9 kg
DCT 201, 302, 601, 2000, 2001, 5000	203x305x102 mm	0.7 kg
TBB	178x584x229 mm	4 kg
PMB	381x457x305 mm	8 kg
Latitude LBX	295x350x175 mm	3.5 kg
Cruiser CKT	190x370x420 mm	5.5 kg
CPWplus	102x483x381 mm	5.5 kg
CPWplus P	356x508x406 mm	6.5 kg
CPWplus M	127x584x559 mm	9.5 kg
CPWplus L	102x1092x660 mm	15 kg
GBK-S / GBK-Plus	780x400x160 mm	12 kg
GFK-S / GFK-Plus	460x895x210 mm	16 kg
GFK-Plus 150M, 300M	460x895x210 mm	17 kg
GFK-S / GFK-Plus 600	660x1168x203 mm	35 kg
AGB	780x400x160 mm	12 kg
AGF 150, 150M	476x870x205 mm	15.5 kg
AGF 60M	476x870x205 mm	16.5 kg
AGF 300, 300M	476x870x205 mm	18 kg
AGF 600	210x1286x661 mm	36 kg
BKT 8, 120	425x805x170 mm	12 kg
BKT 16, 32, 60	425x805x170 mm	13 kg
BKT 75, 150, 300	476x870x205 mm	18 kg

Modèle	Dimensions d'Expédition (WxDxH)	Poids Brut
BKT 600	661x1286x210 mm	31 kg
BTT Balances de Comptoir	425x805x170 mm	14 kg
BTT Balances au Sol	476x870x205 mm	18 kg
Cruiser CDT	420x370x190 mm	5.5 kg
Cruiser CCT	420x370x190 mm	5.5 kg
GBC	780x400x160 mm	12 kg
GFC 75, 150	460x895x210 mm	16 kg
GFC 300	460x895x210 mm	17 kg
BCT 16, 32, 60, 75	425x805x170 mm	12 kg
BCT 150, 300	476x870x205 mm	18 kg
ABW 4, 8, 16	295x350x175 mm	3.5 kg
ABW 32	295x350x175 mm	4 kg
ABW 4S, 8S, 16S	295x350x175 mm	4 kg
ABW 32S	295x350x175 mm	4.5 kg
GGs	310x620x180 mm	9 kg
GGB	350x750x100 mm	13 kg
GGF	510x880x210 mm	17 kg
GGL	510x880x210 mm	24 kg
SWZD	420x370x190 mm	5.5 kg
SWZDP	520x380x190 mm	6 kg
AELP	127x1499x127 mm	35 kg
PTSplus	762x1702x686 mm	145 kg
PTT	762x1702x686 mm	145 kg
SHS	210x320x130 mm	1.6 kg
LHS	356x457x178 mm	6.5 kg
IHS 1	406x483x279 mm	13 kg
IHS 3	406x483x279 mm	15 kg
IHS 5	406x483x279 mm	20 kg
IHS 10	406x483x279 mm	34 kg
PT 110	1041x1041x254 mm	75 kg
PT 112	1219x1219x254 mm	101 kg
PT 115	1549x1549x254 mm	143 kg
PT 310	1041x1041x254 mm	79 kg
PT 312	1219x1219x254 mm	105 kg
PT 315	1549x1549x254 mm	157 kg
PTM	914x1143x127 mm	38 kg
GB	400x775x160 mm	9 kg
GF	483x889x178 mm	15 kg
GF 600	660x1168x178 mm	33 kg
WS	300x610x190 mm	6.5 kg
WB	360x740x200 mm	9.5 kg
WF	500x880x200 mm	14 kg
WL	500x880x260 mm	20 kg
AE 403 & AE 403M	229x279x152 mm	4 kg
AE 503	280x360x220 mm	4 kg
AE 504	280x360x220 mm	4 kg
AE 505	280x360x220 mm	4 kg
GC	229x279x229 mm	3 kg
GK-S	229x279x229 mm	1.9 kg
GK-Plus	229x279x229 mm	1.9 kg
GK-PlusM	229x279x229 mm	2.5 kg
MTB	381x610x178 mm	4.5 kg
MDW 300L	533x1321x152	16 kg
AVT	876x673x274	68 kg

Remarque : les poids d'expédition sont arrondis au kg le plus proche si le produit pèse plus de 10 kg. En dessous de 10 kg, nous avons arrondi aux 500 g les plus proches. En dessous de 2 kg, le poids d'expédition est arrondi aux 100 g supérieurs. Certains produits sont expédiés sur une palette. Les poids et dimensions d'expédition des commandes palettisées peuvent varier en fonction de la palette utilisée. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Guide de Sélection des Produits	6-8	Balances Étanches.....	50
Balances Analytiques et de Précision	9	Balances Étanches Aqua® ABW	51
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision Equinox	10-11	Balances Étanches en Acier Inoxydable Aqua® ABW-S	52-53
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision Solis	12-13	Balances Étanches Gladiator®	54-55
Balances Analytiques et Précision Luna	14-15	Balances Poids-Prix	56
Balances de Précision Haute Capacité Luna LBL	16-17	Balances Poids-Prix Swift SWZ	57
Balances Compactes.....	18	Balances & Plates-Formes à Usage-Intensif	58
Balances de Précision Core® CQT	19	Barres Peseuses AELP	59
Balances de Précision Highland® HCB	20-21	Transpalettes Peseurs PTSplus	60
Balances Compactes CBX	22	Transpalettes Peseurs PTT	61
Balances Compactes CB	23	Crochets Peseurs SHS, LHS & IHS	62
Balances Compactes Dune® DCT	24	Balances Plate-Formes PTM pour Fûts et Chariots.....	63
Balances à Triple Faisceau TBB	25	Balances Plate-Formes PT	64-65
Analyseurs d'Humidité.....	26	Plates-Formes en Acier Inoxydable de Série W	66
Analyseurs d'Humidité PMB	27	Plates-Formes GB/GF	67
Balances de Comptoir et au Sol	28	Indicateurs de Poids.....	68
Balances de Comptoir Compactes Latitude LBX	29	Indicateurs Étanches AE 403 & AE 403M	69
Balances de Contrôle de poids de Comptoir Cruiser® CKT ..	30-31	Indicateurs Étiqueteurs AE 503	70
Balances de Comptoir et au Sol CPWplus	32-33	Indicateurs Étiqueteurs AE 504	71
Balances de Comptoir/au Sol GBK/GFK	34-35	NOUVEAU! Indicateurs Étiqueteurs à écran tactiles AE 505 ...	72
Balances de Comptoir/au Sol AGB/AGF	36-37	Indicateurs Étiqueteurs Compteuses GC	73
Balances Étiqueteuses BKT	38-39	Indicateurs de Pesée GK-S, GK-Plus & GK-PlusM	74-75
NOUVEAU! Balances Étiqueteuses à Écran Tactiles BTT ...	40-41	Balances Santé & Fitness.....	76
Balances Compteuses	42	Pèse-Bébé MTB	77
Balances de Comptoir Compteuses Cruiser® CDT	43	Pèses-Personnes MDW	78-79
Balances de Comptoir Compteuses Cruiser® CCT	44-45	Poids et Accessoires	80
Balances Compteuses de Comptoir et au Sol GBC/GFC	46-47	Masses de Calibrage OIML	81-83
Balances Étiqueteuses Avancées BCT	44-45	Accessoires.....	84-91
		Dimensions d'Expédition du Produit.....	92

AEADAM[®]

BALANCES & BASCULES

Royaume-Uni

Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes MK10 0BD, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0)1908 274545
Email: sales@adamequipment.co.uk

Amérique du Nord

1 Fox Hollow Road
Oxford, CT, 06478, USA
Téléphone : +1 (203) 790-4774
Email: sales@adamequipment.com

Allemagne

Instenkamp 4
24242 Felde, Allemagne
Téléphone : +49- (0) 4340-40300-0
Email: vertrieb@aeadam.de

Afrique du Sud

7 Megawatt Road, Spartan EXT 22, Kempton Park
Johannesburg, République d'Afrique du Sud
Téléphone : +27 (0)11 9749745
Email: sales@adamequipment.co.za

Australie

70 Miguel Road, Bibra Lake 6163
Perth, WA, Australia
Téléphone : +61 (0) 8 6461 6236
Email: sales@adamequipment.com.au

Chine

E Building, Private Industrial Park, Zhuanyang
Avenue, Wuhan Economic & Technological
Development Zone, 430056 Wuhan, P.R.Chine
Téléphone : + 86 (27) 59420391
Email: sales@adamequipment.com.cn



adamequipment.fr

Nimbus, Core, Dune, Highland, Cruiser, Aqua, Gladiator, ShockProtect, HandiCal, Adam Equipment et le logo Adam Equipment sont des marques déposées d'Adam Equipment et par conséquent, l'utilisation de ces marques de quelque manière que ce soit n'est autorisée qu'avec la permission écrite expresse d'Adam Equipment.

Adam Equipment suit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et le prix sans préavis.
Les termes et conditions de vente générales d'Adam Equipment s'appliquent. Sous réserve de fautes et de modifications.

Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.