



2 0 2 3

Catalogue de Produits

Votre Bureau Adam Equipment



AE Adam GmbH.
Instenkamp 4,
24242 Felde, Allemagne

+49 (0) 4340 40300 0

Pour les questions, les devis et les commandes:
vertrieb@aeadam.de



Pourquoi ADAM ?



Depuis plus de 50 ans, des professionnels du monde entier comptent sur le large choix des balances Adam Equipment spécialement conçues pour les marchés de la santé, du médical et laboratoire, de l'éducation, des industriels, de la bijouterie, de l'alimentaire et du vétérinaire.

Etant l'un des designers et fabricants leaders sur le marché mondial des balances de pesée, Adam assure ce haut niveau de responsabilités en fournissant les balances adaptées à chaque marché et en s'assurant que chaque utilisateur ait confiance en la précision de la machine qu'ils ont choisie.

C'est pourquoi dès 2023, nous prouvons la confiance que nous avons en la qualité et la fiabilité de nos produits en augmentant la période de garantie sur presque chaque nouvelle balance.

Grâce à ces nouvelles garanties étendues jusqu'à cinq ans, choisir un produit de la marque Adam est une décision encore plus facile et pérenne. Pour plus de détails, consultez la page 4 ou contactez votre Adam distributeur.

**Trouvez-le
en ligne !**



En scannant ce code QR, vous serez dirigé vers le site mobile, où vous pourrez trouver plus d'informations sur tous les produits figurant dans ce catalogue.

**Restez connecté grâce aux
médias sociaux**



Facebook:
facebook.com/adamequipment



LinkedIn:
linkedin.com/company/adam-equipment



YouTube:
youtube.com/user/adamequipment



Twitter:
twitter.com/adamequipment

**visitez notre site web
adamequipment.fr**



Sommaire

Nouveau programme de garantie étendue	4-5
Balances.....	6
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision <i>Equinox</i>	6-7
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision <i>Solis</i>	8-9
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision <i>Luna</i>	10-11
Balances de Précision Haute Capacité <i>Nimbus®</i>	12-13
Accessoires pour Balances	14-15
Balances Portables.....	16
Balances de Précision <i>Highland® HCB</i>	16-17
Balances de Précision <i>Core® CQT</i>	18
Balances Compactes <i>Dune® DCT</i>	19
Balances Compactes <i>CBX</i>	20
Balances Compactes <i>CB</i>	21
Balances à Triple Faisceau <i>TBB</i>	22
Accessoires pour Balances Portables.....	23-24
Analyseurs d'Humidité.....	25
Analyseurs d'Humidité <i>PMB</i>	25
Accessoires pour Analyseurs d'Humidité	26
Balances de Comptoir et au Sol	27
Balances de Comptoir Compactes <i>Latitude LBX</i>	27
Balances de Contrôle de poids de Comptoir <i>Cruiser® CKT</i> ..	28-29
Balances de Comptoir et au Sol <i>CPWplus</i>	30-31
Balances de Contrôle de Poids de Comptoir/au Sol <i>GBK/GFK</i> ..	32-33
Balances de Contrôle de Poids de Comptoir/au Sol <i>AGB/AGF</i> ..	34-35
Balances Étiqueteuses <i>BKT</i>	36-37
Accessoires pour Balances de Comptoir et au Sol	38-39
Balances Compteuses	40
Balances de Comptoir Compteuses <i>Cruiser® CCT/CDT</i>	40-41
Balances Compteuses de Comptoir et au Sol <i>GBC/GFC</i> ..	42-43
Balances Étiqueteuses Avancées <i>BCT</i>	44-45

Accessoires pour Balances de Comptage	46-47
Balances Étanches	48
Balances Étanches <i>Aqua® ABW/ABW-S</i>	48-49
Balances Étanches <i>Gladiator®</i>	50-51
Accessoires pour Balances Etanches	52
Balances Poids-Prix	53
Balances Poids-Prix <i>Swift SWZ</i>	53
Balances Compteuses de Pièces <i>CCEU</i>	54
Accessoires pour Balances Poids Prix.....	55
Balances & Plates-Formes à Usage-Intensif.....	56
Crochets Peseurs <i>SHS, LHS & IHS</i>	56-57
Balances Plates-Formes <i>PT</i>	58-59
Balances Plate-Formes <i>PTM</i> pour Fûts et Chariots	60
Barres Peseuses <i>AELP</i>	61
Transpalettes Peseurs <i>PTSplus & PTT</i>	62
Plates-Formes en Acier Inoxydable de <i>Série W</i>	63
Plates-Formes <i>GB/GF</i>	64
Accessoires pour Balances & Plates-Formes à Usage-Intensif	65
Indicateurs	66
Indicateurs Étanches <i>AE 403 & AE 403M</i>	66
Indicateurs Étiqueteurs <i>AE 503 & AE 504</i>	67
Indicateurs <i>GK</i>	68
Indicateurs Compteurs <i>GC</i>	69
Accessoires pour Indicateurs.....	70
Balances Santé & Fitness.....	71
Pèses-Bébé et Tout-Petits <i>MTB</i>	71
Pèses-Personnes <i>MDW</i>	72
Masses	73
Masses de Calibrage <i>OIML</i>	73-74

Pictogrammes



Affichage Rétroéclairé



Fonction de Tare



Plusieurs Unités de Pesée



Pesage sous la Balance



Dispositif de Sécurité



Impression Intégrée



Port RS-232



Port USB



Calibrage Interne



Calibrage Externe



Batterie Rechargeable



Alimenté par Batterie



Date



Heure



Impressions BPL/ISO



Étanchéité IP



Expédition de Fret



Marquage Homologué de Type CE

Un certificat est requis pour la vente de marchandises au poids et dans d'autres applications de pesage spécifiées en Europe. Le marquage homologué de Type CE peut être accordé pour la plupart des types d'instruments de pesage non automatiques (NAWI), une fois que la procédure de test correcte a été effectuée par un organisme agréé. Un rapport d'essai et un certificat sont délivrés au fabricant ou à l'importateur du produit soumis à l'homologation de type.



NSF

NSF International est une société d'essais et d'inspection de produits et organisme de certification créé pour normaliser les exigences en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. NSF développe des normes pour les industries, y compris aliments et boissons, appareils électroménagers et l'eau, ainsi qu'effectue des tests analytiques pour les suppléments et les produits pharmaceutiques.

Nouveau programme de garantie étendue

DÉSORMAIS
JUSQU'À

5 ans

garantie

Même si vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, les nouvelles garanties prolongées d'Adam Equipment vous donnent un souci en moins.



Nous avons confiance en la qualité et la fabrication de nos produits. Pour le prouver, nous prolongeons la garantie jusqu'à **cinq ans** sur presque toutes nos balances - niveaux par ailleurs exceptionnels dans l'industrie du pesage professionnel.

Dès le 1er janvier 2023, nos clients pourront acheter une balance Adam Equipment en sachant qu'elle sera garantie plus longtemps.

Les nouvelles périodes de garantie Adam ne coûtent pas plus cher, ce qui signifie que les clients obtiennent davantage de valeur et de tranquillité d'esprit pour l'argent investi. Grâce à l'incomparable politique de garantie offerte par Adam et son service après-vente, nous sommes certains que vous aurez autant confiance en nos produits que nous.

Guettez notre symbole de nouvelle garantie lorsque vous feuilletez le catalogue ou reportez-vous au tableau sur la page opposée pour savoir où et de quelle façon nos garanties ont augmenté.

Scannez le QR code pour en savoir plus ou allez sur
www.adamequipment.fr/garanties



Garantie du
Constructeur Adam

Garanties par gamme de produit

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour découvrir la durée de garantie de chacun de nos produits ou l'extension ajoutée aux produits sélectionnés.

Gamme de Modèles	Garantie Précédente	Nouvelle Garantie
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision <i>Equinox</i> EAB/EPB/ETB	3 ans	
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision <i>Solis</i> SAB/SPB/STB		
Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision <i>Luna</i> LAB/LPB/LTB/LBB		
Analyseurs d'Humidité <i>PMB</i>		
Balances de Précision Haute Capacité <i>Nimbus®</i> NBL		
Table Anti-Vibration	2 ans	
Balances de Contrôle de Poids de Comptoir/au Sol <i>AGB/AGF</i>		
Balances de Contrôle de poids de Comptoir <i>Cruiser®</i> CKT		
Balances de Comptoir Compteuses <i>Cruiser®</i> CCT/CDT		
Balances à Triple Faisceau <i>TBB</i>		
Balances Compteuses de Comptoir et au Sol <i>GBC/GFC</i>		
Balances de Contrôle de Poids de Comptoir/au Sol <i>GBK/GFK</i>		
Balances Étanches <i>Gladiator®</i> GGS/GGB/GGF/GGL		
Plates-Formes <i>GB/GF</i>		
Indicateurs Compteurs <i>GCs</i>		
Indicateurs <i>GK</i>		
Plates-Formes en Acier Inoxydable de <i>Série W</i>		
Balances Étanches <i>Aqua®</i> ABW/ABW-S	2 ans	
Balances Étiqueteuses Avancées <i>BCT</i>		
Balances Étiqueteuses <i>BKT</i>		
Balances de Précision <i>Core®</i> CQT		
Balances de Comptoir et au Sol <i>CPWplus</i>		
Balances de Précision <i>Highland®</i> HCB		
Balances de Comptoir Compactes <i>Latitude</i> LBX		
Pèses-Personnes <i>MDW</i>		
Pèses-Bébé et Tout-Petits <i>MTB</i>		
Balances Poids-Prix <i>Swift</i> SWZ		
Crochets Peseurs <i>SHS, LHS & IHS</i>		
Barres Peseuses <i>AELP</i>		
Plate-Formes <i>PTM</i> pour Fûts et Chariots		
Plates-Formes <i>PT</i>		
Indicateurs Étiqueteurs <i>AE 503 & AE 504</i>		
Indicateurs Étanches <i>AE 403 & AE 403M</i>		
Gamme de Modèles	Garantie	
Balances Compactes <i>Dune®</i>		
Balances Compactes <i>CBX</i>		
Balances Compactes <i>CB</i>		
Transpalettes Peseurs <i>PTSplus & PTT</i>		
Balances Compteuses de Pièces <i>CCEU</i>		

Balances Analytiques, Semi-Micro et Précision **Equinox EAB/EPB/ETB**

Les balances Equinox fournissent une précision remarquable aux laboratoires qui effectuent des tests extrêmement détaillés. L'Equinox est idéale pour les installations de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Un écran tactile en couleur fournit une opération intuitive, avec des menus basés sur des icônes et des fonctions et des applications facilement accessibles.



Les balances analytiques



Les balances de précision

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation
- Détermination de densité
- Maintien du pic
- Formulation
- Statistiques
- Textile



Grand écran réactif tactile
5" 800x480 pixels



Port USB pour carte
mémoire



Mémoire intégrée pour enregistrer
des produits et des réglages

Caractéristiques

- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Fente de sécurité pour câble et cadenas empêcher le vol de balance
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La mémoire accumule le total des résultats

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, mg*, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 24VDC 1A (adaptateur 9VDC 1A pour modèles 363i / e and 3202i / e)
- Affichage : Écran tactile avec chiffres de 13mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 10° à 30°C

**mg non disponible pour modèles ETB*




Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
EAB 125i	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø
EAB 225i	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø
EAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø
EAB 224i	220g	0.0001g	80mm ø
EAB 314i	310g	0.0001g	80mm ø
EAB 414i	410g	0.0001g	80mm ø
EAB 514i	510g	0.0001g	80mm ø
EAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø
EAB 224e	220g	0.0001g	80mm ø
EAB 314e	310g	0.0001g	80mm ø
EPB 363i	360g	0.001g	110mm ø
EPB 723i	720g	0.001g	110mm ø
EPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø
EPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø
EPB 363e	360g	0.001g	110mm ø
EPB 723e	720g	0.001g	110mm ø
ETB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm
ETB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm
ETB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm
ETB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm
ETB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm

Modèles se terminant par :

i : Calibrage Interne

e : Calibrage Externe



N.B : Cage de pesée non incluse pour les modèles ETB (pesée sur le dessus)



Avec Kit de Densité

EAB Balances Analytiques

- Poids Brut : 9.4kg
- Dimensions d'Expédition : 530x530x390mm



EPB Balances de Précision

- Poids Brut : 8.8kg (EPBi) ; 8.5kg (EPBe)
- Dimensions d'Expédition : 420x530x390mm

ETB Balances de Précision

- Poids Brut : 8.5kg
- Dimensions d'Expédition : 300x530x390mm

Avec un écran graphique haute résolution et des fonctions intuitives, les balances analytiques Solis fournissent une excellente solution pour les laboratoires du monde entier. La Solis est idéale pour les laboratoires de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Les utilisateurs peuvent aisément accéder aux données exhaustives sur le grand écran graphique.



Les balances analytiques



Les balances de précision

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation
- Détermination de densité
- Maintien du pic
- Formulation



L'écran haute-résolution est large pour une visibilité claire



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes



Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations

Caractéristiques

- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Fente de sécurité pour câble et cadenas empêcher le vol de balance
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Contrôle du poids avec alarme sonore

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, mg*, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation : Adaptateur 24VDC 1A (adaptateur 9VDC 1A pour modèles 363i / e and 3202i / e)
- Affichage : Affichage graphique avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 10° à 30°C

*mg non disponible sur modèles STB




Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
SAB 125i	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø
SAB 225i	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø
SAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø
SAB 224i	220g	0.0001g	80mm ø
SAB 314i	310g	0.0001g	80mm ø
SAB 414i	410g	0.0001g	80mm ø
SAB 514i	510g	0.0001g	80mm ø
SAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø
SAB 224e	220g	0.0001g	80mm ø
SAB 314e	310g	0.0001g	80mm ø
SPB 363i	360g	0.001g	110mm ø
SPB 723i	720g	0.001g	110mm ø
SPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø
SPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø
SPB 363e	360g	0.001g	110mm ø
SPB 723e	720g	0.001g	110mm ø
STB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm
STB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm
STB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm
STB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm
STB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm

Modèles se terminant par :

i : Calibrage Interne

e : Calibrage Externe


N.B : Cage de pesée non incluse pour les modèles STB (pesée sur le dessus)



SPM
avec Kit
de Densité


SAB Balances Analytiques

- Poids Brut : 9.2kg (SABi) ; 8.9kg (SABe)
- Dimensions d'Expédition : 390x530x530mm



SPB Balances de Précision

- Poids Brut : 8.3kg
- Dimensions d'Expédition : 390x530x420mm



STB Balances de Précision

- Poids Brut : 8kg
- Dimensions d'Expédition : 390x530x300mm

Balances Analytiques et Précision **Luna LAB/LPB/LTB/LBB**

Les balances Luna sont conçues avec un éventail de fonctions et de caractéristiques pour accommoder la plupart des applications de laboratoire. La gamme Luna offre une performance améliorée pour des lectures plus rapides et plus précises. Avec un rétroéclairage élégant et moderne, l'écran impressionnant de la Luna lui donne une aura de sophistication raffinée.




Les balances analytiques



Les balances de précision

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Contrôle du poids
- Pesage net total



Écran LCD lumineux clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Interface RS-232/USB pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes avec les ordinateurs et les imprimantes



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace

Caractéristiques

- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversement
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnel pour empêcher le vol de balance

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : mg*, g, ct, GN, dr, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 18VDC 830mA
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe, Interne automatique
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 15° à 35°C

**mg non disponible pour modèles LTB ni LBB*



5 ans
garantie


Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
LAB 84i	80g	0.0001g	80mm ø
LAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø
LAB 214i	210g	0.0001g	80mm ø
LAB 254i	250g	0.0001g	80mm ø
LAB 84e	80g	0.0001g	80mm ø
LAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø
LAB 214e	210g	0.0001g	80mm ø
LAB 254e	250g	0.0001g	80mm ø
LPB 223i	220g	0.001g	120mm ø
LPB 423i	420g	0.001g	120mm ø
LPB 623i	620g	0.001g	120mm ø
LPB 823i	820g	0.001g	120mm ø
LPB 223e	220g	0.001g	120mm ø
LPB 423e	420g	0.001g	120mm ø
LPB 623e	620g	0.001g	120mm ø
LPB 823e	820g	0.001g	120mm ø
LTB 2602i	2600g	0.01g	185x185mm
LTB 3602i	3600g	0.01g	185x185mm
LTB 4602i	4600g	0.01g	185x185mm
LTB 6002i	6000g	0.01g	185x185mm
LTB 2602e	2600g	0.01g	185x185mm
LTB 3602e	3600g	0.01g	185x185mm
LTB 4602e	4600g	0.01g	185x185mm
LTB 6002e	6000g	0.01g	185x185mm
LBB 6001e	6000g	0.1g	185x185mm
LBB 8001e	8000g	0.1g	185x185mm
LBB 12001e	12000g	0.1g	185x185mm
LBB 15001e	15000g	0.1g	185x185mm

Modèles se terminant par :

i : Calibrage Interne


e : Calibrage Externe

N.B : Cage de pesée non incluse pour les modèles LTB (pesée sur le dessus)




LAB Balances Analytiques

- Poids Brut : 8.3kg (LABi); 8kg (LABe)
- Dimensions d'Expédition : 390x530x530mm



LPB Balances de Précision

- Poids Brut : 6.9kg (LPBi); 6.4kg (LPBe)
- Dimensions d'Expédition : 390x530x420mm



LTB/LBB Balances de Précision

- Poids Brut: 6.4kg (LTBi); 5.5kg (LTBe); 5.4kg (LBB)
- Dimensions d'Expédition: 390x530x300mm


Balances de Précision Haute Capacité **Nimbus® NBL**

Conçues pour être durables, les balances de précision de la série Nimbus sont construites en métal solide pour résister aux produits chimiques et à l'utilisation quotidienne rigoureuse. Les boutons de navigation sont larges et codés par couleurs, pour que les utilisateurs puissent utiliser les balances avec un minimum d'instruction.



Les balances
de Nimbus®

Disponible avec un support
pour colonne ou une fixation
au corps de la balance



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité



Grand plateau de pesée en inox 304
pour un nettoyage rapide et efficace



Le clavier étanche protège contre la
saleté et les renversements accidentels



Les interfaces USB et RS-232 permettent
une communication rapide avec les
ordinateurs et les imprimantes

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Boîtier métallique robuste protège les composants internes dans des environnements difficiles
- Lockdown device to secure balance
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, ct, GN, N, lb, oz, lb:oz, ozt, dwt, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 18VDC 830mA
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Inférieur en aluminium extrudé, boîtier supérieur et base de pesée en aluminium moulé sous pression
- Température d'utilisation : 15° à 35°C

5 ans
garantie




Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
NBL 12001e	12000g	0.1g	300x400mm
NBL 16001e	16000g	0.1g	300x400mm
NBL 22001e	22000g	0.1g	300x400mm
NBL 12001P	12000g	0.1g	300x400mm
NBL 16001P	16000g	0.1g	300x400mm
NBL 22001P	12000g	0.1g	300x400mm

Modèles se terminant par :


e : Indicateur fixé au corps de la balance

P : Indicateur installé sur colonne



NBL Modèle à Plateau

- Poids Brut : 8.6kg
- Dimensions d'Expédition : 457x508x203mm



NBL Modèle à Colonne

- Poids Brut : 10kg
- Dimensions d'Expédition : 457x508x203mm

Numéro d'article	Description	Equinox EAB/EPB/ETB	Solis SAB/SPB/STB	Luna LAB/LPB/LTB/LBB	Nimbus® NBL
104008036	Table Anti-Vibration	•	•	•	•
1060014262	Kit de Densité (Equinox/Solis)	•	•		
1060015357	Kit de Densité (Luna)			•	
3012014259	Coque transparente (ETB/STB/LTB/LBB)	•	•	•	
3012014260	Coque transparente (EAB/EPB/SAB/SPB/LAB/LPB)	•	•	•	
3012013012	Coque transparente (NBL)				•
3014011014	Câble RS-232 9M-9F	•	•	•	•
3074010267	Câble USB				•
3014016217	Câble USB A-A			•	
700100410	Ioniseur ABI-1	•	•	•	
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•	•	•	•
700100046	Câble et Cadenas	•	•	•	
3014013041	Câble de verrouillage de sécurité				•
600002028	Logiciel de Collecte de Données AdamDU	•	•	•	•
3021210953	Crochet de pesage sous la balance (LAB/LPB)			•	
302126013	Crochet de pesage sous la balance (NBL/LTB/LBB)			•	•
2010012712	Pack batterie				•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•	•
700100398	Masse de Calibrage OIML E1 5g	•	•	•	
700100399	Masse de Calibrage OIML E1 10g	•	•	•	
700100400	Masse de Calibrage OIML E1 20g		•		
700100401	Masse de Calibrage OIML E1 50g	•	•	•	
700100022	Masse de Calibrage OIML E2 100g	•	•	•	
700100023	Masse de Calibrage OIML E2 200g	•	•	•	



104008036
Table Anti-Vibration



1060014262
Kit de Densité (Equinox/Solis)



1060015357
Kit de Densité (Luna)



3012014259
Coque transparente
(ETB/STB/LTB/LBB)



3012014260
Coque transparente
(EAB/EPB/SAB/SPB/LAB/LPB)



3012013012
Coque transparente (NBL)



3014011014
Câble RS-232 9M-9F



3074010267
Câble USB



3014016217
Câble USB A-A



700100410
Ioniseur ABI-1



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



700100046
Câble et Cadenas



3014013041
Câble de verrouillage
de sécurité



600002028
Logiciel de Collecte de
Données AdamDU



3021210953
Crochet de pesage sous
la balance (LAB/LPB)



302126013
Crochet de pesage sous
la balance (NBL/LTB/LBB)



2010012712
Pack batterie



700660290
Certificat de Calibrage Usine



700100398
Masse de Calibrage
OIML E1 5g



700100399
Masse de Calibrage
OIML E1 10g



700100400
Masse de Calibrage
OIML E1 20g



700100401
Masse de Calibrage
OIML E1 50g



700100022
Masse de Calibrage
OIML E2 100g




700100023
Masse de Calibrage
OIML E2 200g

Les balances portables précises Highland sont adaptées aux travaux de laboratoire, à l'utilisation sur le terrain et à de nombreuses applications industrielles. La Highland dispose du calibrage interne HandiCal® avec une masse intégrée et ShockProtect® pour protection contre la surcharge accidentelle et de chargement brusque.

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids



Les balances
Highland®



Les balances
de Homologués
Highland®



Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes



ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge



Les modèles de plateaux en 120mm peuvent être empilés pour un rangement facilité

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitrière
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm
- Calibrage : Externe, Manuel interne
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C




3 ans
garantie

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
HCB 123	120g	0.001g	120mm ø
HCB 153	150g	0.005g	120mm ø
HCB 302	300g	0.01g	120mm ø
HCB 602	600g	0.02g	120mm ø
HCB 602H	600g	0.01g	120mm ø
HCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø
HCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø
HCB 2202	2200g	0.01g	120mm ø
HCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø
HCB 6001	6000g	0.1g	145mm ø
HCB 602M	600g	d=0.01g e=0.1g	120mm ø
HCB 1002M	1000g	d=0.01g e=0.1g	120mm ø

Modèles se terminant par :


H : Modèle à haute précision

M : Modèle homologué



Balance de Précision HCB avec Protection

- Poids Brut : 3.2kg
- Dimensions d'Expédition : 279x381x152mm



Balance de Précision HCB avec Grand Plateau (HCB 6001 uniquement)

- Poids Brut : 3.2kg
- Dimensions d'Expédition : 279x381x152mm

Balances Compactes Portables **Core® CQT**

Aucune balance ne peut battre la valeur de pesage de la Core. Le boîtier de la Core est facile à nettoyer et est conçu pour un rangement facile. Un clavier simple avec deux touches tare la rend facile à utiliser.



Les balances
de Core®



Applications

- Pesage



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



La fonction ShockProtect® à trois points aide à protéger les composants internes lors d'une surcharge



Les balances s'empilent efficacement et en toute sécurité pour gagner de la place

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
- Alimentation : Adaptateur 2VDC 500mA, 6x Piles AA
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CQT 202	200g	0.01g	120mm ø
CQT 251	250g	0.1g	120mm ø
CQT 601	600g	0.1g	120mm ø
CQT 1501	1500g	0.1g	120mm ø
CQT 2601	2600g	0.1g	145mm ø
CQT 2000	2000g	1g	145mm ø
CQT 5000	5000g	1g	145mm ø

Caractéristiques


- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Les deux touches de tare fonctionnent avec la main gauche ou la main droite
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- L'alarme de surcharge sonore prévient si la capacité est dépassée
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro



3 ans
garantie

Autres spécifications


- Poids Brut : 1.8kg
- Dimensions d'Expédition : 152x356x279mm





Les balances
de Dune®

DCT 302



Avec un design facile à utiliser et peu encombrant, la Dune offre une utilisation simple grâce à trois boutons : on/off, unité et tare. La Dune portable est alimentée par adaptateur secteur ou par piles, offrant des lectures fiables sur le terrain ou en laboratoire.

Applications

- Pesage



Large écran très contrasté, facilement lisible à distance



Le design léger facilite le transport et la portabilité



La grande plate-forme se retire facilement pour un nettoyage rapide

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
DCT 302	300g	0.01g	100mm ø
DCT 201	200g	0.1g	145x145mm
DCT 601	600g	0.1g	145x145mm
DCT 2001	2000g	0.1g	145x145mm
DCT 2000	2000g	1g	145x145mm
DCT 5000	5000g	2g	145x145mm

2 ans
garantie



Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, lb*, oz
- Alimentation : 6x Piles AA, Adaptateur 2VDC 500mA (optionnel)
- Affichage : LCD avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C


*lb non disponible pour DCT 302/DCT 201

Caractéristiques

- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Autres spécifications

- Poids Brut : 1.4kg
- Dimensions d'Expédition : 203x305x102mm



Balances Compactes CBX

Les balances portables CBX offrent une batterie rechargeable standard et peuvent être rechargées avec un câble USB. Leur construction robuste et leur fonctionnement facile permettent d'obtenir des résultats de pesage et de comptage fiables pour les laboratoires, les bureaux, la production et bien d'autres choses encore.




Les balances de CBX



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces



Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage: g, N, lb, oz
- Alimentation: USB, Adaptateur 5V 1A, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CBX 1201	1200g	0.1g	145x145mm
CBX 3001	3000g	0.5g	145x145mm
CBX 6000	6000g	1g	145x145mm




2 ans
garantie

Caractéristiques

- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies

Autres spécifications

- Poids Brut : 0.7kg
- Dimensions d'Expédition : 190x310x95mm



Balances Compactes CB



Les balances de CB



La balance compacte CB dispose de la valeur et de la performance les meilleures dans sa classe. Sa plate-forme en acier inoxydable 304, le clavier étanche et le logement monobloc sont faciles à nettoyer, tandis que la batterie intégrée lui permet d'être utilisé n'importe où.

Applications

- Pesage



Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Fonctionne avec adaptateur secteur (non incluses) ou piles (inclus)

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CB 501	500g	0.1g	130mm ø
CB 1001	1000g	0.1g	130mm ø
CB 3000	3000g	1g	130mm ø

2 ans
garantie



Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : g, lb, oz
- Alimentation : 2 x AA Batteries, Adaptateur 6VDC 200mA (optionnel)
- Affichage : LCD avec des chiffres de 12mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Caractéristiques

- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Autres spécifications

- Poids Brut : 0.91kg
- Dimensions d'Expédition : 203x229x76mm



Balances à Triple Faisceau **TBB**

Son boîtier en métal robuste et une plate-forme en acier inoxydable grade 304 rendent la TBB idéale pour les salles de classe. Plus grande que la plupart des balances à triple fléau réglées, la TBB a des jambes de trépied innovantes et intègre un crochet sous la balance pour la détermination de masse volumique et de densité.



Les balances
de TBB

Jeu de poids



Applications

- Pesage



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Branches de trépied pour pesage sous la balance



Espace de stockage inclus pour ranger le poids lorsqu'il n'est pas utilisé

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g
- Affichage : Barres graduées avec des chiffres de 7mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Aluminium moulé sous pression

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
TBB 2610S	2610g	0.1g	152mm ø
TBB 2610T	2610g	0.1g	152mm ø




5 ans
garantie

Caractéristiques

- Le crochet optionnel permet le pesage sous la balance
- L'amortissement magnétique ralentit le mouvement du pointeur pour des lectures plus rapides
- Les encoches, à plusieurs niveaux, les barres graduées assurent un positionnement positif ainsi que la lecture précise des résultats
- La TBB 2610T est équipée d'une plage de tare de 225g
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol

Autres spécifications

- Poids Brut : 3.6kg
- Dimensions d'Expédition : 178x584x229mm



Accessoires pour Balances Portables

Numéro d'article	Description	Highland® HCB	Core® CQT	Dune® DCT	CBX	CB	TBB
308232030	Coque transparente (HCB)	•					
308232034	Coque transparente (paquet de 5) (HCB)	•					
308232035	Coque transparente (paquet de 10) (HCB)	•					
308232033	Coque transparente (CQT)		•				
308232036	Coque transparente (paquet de 5) (CQT)		•				
308232037	Coque transparente (paquet de 10) (CQT)		•				
700230015	Coque transparente (CB)					•	
3074010266	Câble RS-232 9F-9F	•					
3074010267	Câble USB	•					
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•					
700100046	Câble et Cadenas	•	•				•
600002028	Logiciel de Collecte de Données AdamDU	•					
3021210953	Crochet de pesée sous la balance (TBB)						•
308002042	Valise de transport avec verrou (HCB/CQT)	•	•				
700100211	Valise de transport avec verrou (TBB)						•
700400120	Adaptateur 6VDC 200mA					•	
700100213	Branches de trépied pour TBB						•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•	•	•	•
700100225	Jeu de poids (TBB)						•
700100035	Jeu de poids d'étalonnage OIML M1 1g - 100g		•				
700100071	Jeu de poids d'étalonnage OIML M1 1g - 2kg		•				
700100012	Masse de Calibrage OIML F1 200g		•				
700100072	Masse de Calibrage OIML M1 200g		•				
700100060	Masse de Calibrage OIML M1 500g		•			•	
700100029	Masse de Calibrage OIML M1 1kg		•			•	
700100030	Masse de Calibrage OIML M1 2kg		•			•	

Accessoires pour Balances Portables



308232030
Coque transparente (HCB)



308232033
Coque transparente (CQT)



700230015
Coque transparente (CB)



3074010266
Câble RS-232 9F-9F



3074010267
Câble USB



1120015779
Imprimante Thermique
ATP2



700100046
Câble et Cadenas



600002028
Logiciel de Collecte de
Données AdamDU



3021210953
Crochet de pesée sous la
balance (TBB)



308002042
Valise de transport avec
verrou (HCB/CQT)



700100211
Valise de transport avec
verrou (TBB)



700400120
Adaptateur 6VDC 200mA



700100213
Branches de trépied pour
TBB



700660290
Certificat de Calibrage
Usine



700100225
Jeu de poids (TBB)



700100035
Jeu de poids d'étalonnage
OIML M1 1g - 100g



700100071
Jeu de poids d'étalonnage
OIML M1 1g - 2kg



700100012
Masse de Calibrage
OIML F1 200g



700100072
Masse de Calibrage
OIML M1 200g



700100060
Masse de Calibrage
OIML M1 500g



700100029
Masse de Calibrage
OIML M1 1kg



700100030
Masse de Calibrage
OIML M1 2kg

Analyseurs d'Humidité **PMB**



Analyseurs
d'Humidité
PMB



Avec une opération simple et un temps de réponse rapide, le PMB offre une valeur supérieure dans l'analyse de l'humidité. Les interfaces USB et RS232 facilitent la connectivité, alors qu'un second port USB permet de stocker des programmes de test et des données sur des clé USB.

Kit de Calibrage de
Température Optionnel



Applications

- Pesage
- Détermination du taux d'humidité



Port USB pour carte mémoire
et Interface USB I / O



4 modes pré-réglés permettent
les séchages pour des tests de
routines de plusieurs produits



La poignée du plateau permet de placer
l'échantillon et de le retirer facilement

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
PMB 53	50g	0.001g / 0.01%	100mm ø
PMB 163	160g	0.001g / 0.01%	100mm ø
PMB 202	200g	0.01g / 0.05%	100mm ø


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation : Cordon secteur
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Aluminium moulé sous pression
- Température d'utilisation : 0° à 40°C



Caractéristiques

- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Le boîtier en aluminium résistant aux rayures protège les composants internes
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Plage de température de 50 ° C à 160 ° C avec un incrément d'un degré
- Les trois réglages comprennent le chauffage rapide croissant, la montée de température par incréments et la température constante
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Permet le démarrage automatique du test à la fermeture du couvercle
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol



Autres spécifications

- Poids Brut : 8.2kg
- Dimensions d'Expédition : 381x457x305mm

Accessoires pour Analyseurs d'Humidité



301208188
Coque transparente (PMB)



3070013622
Filtres en fibre de
verre (200)



307140001
Coupelles jetables
(paquet de 250)



1070010636
Kit de calibrage de
température



3074010266
Câble RS-232 9F-9F



3074010267
Câble USB



700100046
Câble et Cadenas



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



600002028
Logiciel de Collecte de
Données AdamDU



700660290
Certificat de Calibrage
Usine



104008036
Table Anti-Vibration



700100014
Masse de Calibrage
OIML F1 50g



700100007
Masse de Calibrage
OIML F1 100g



700100012
Masse de Calibrage
OIML F1 200g



Les balances de Latitude



Grâce à leurs fonctionnements simples et à leurs modes multiples, les balances de comptoir Latitude fournissent une performance excellente pour le pesage simple, rapide et le comptage de pièces.

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Fige les résultats sur l'écran



Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables.



La construction solide répond aux exigences industrielles



Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où


Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
LBX 3	3kg	0.5g	180x245mm
LBX 6	6kg	1g	180x245mm
LBX 12	12kg	2g	180x245mm
LBX 30	30kg	5g	180x245mm

3 ans
garantie



Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz*
- Alimentation : Adaptateur 5VDC 1A, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C



Autres spécifications

- Poids Brut : 4kg
- Dimensions d'Expédition : 295x350x175mm

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies

Idéale pour le contrôle d'inventaire ou pour les tâches d'emballage, la CKT peut économiser de l'argent en réduisant le gaspillage et les excédents. Les tâches de pesage répétitives sont accomplies rapidement avec un écran rétroéclairé qui change de couleur pour montrer si un échantillon est en dessous, au-dessus ou dans les limites prédéfinies.



Les balances de Cruiser®



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Accumulation de poids
- Pesage en pourcentage
- Pesage total net



L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de contrôle de poids



Contrôle du poids avec alarme sonore



Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels

Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Résolution du comptage interne 1:600,000 pour des résultats précis
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Crochet de pesée en dessous idéal pour les applications d'essai de matériaux

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz*
 - Interface: RS-232, USB optionnel
 - Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
 - Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
 - Calibrage : Externe
 - Boîtier : Plastique ABS
 - Température d'utilisation : -10° à 40°C
- *lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales*



5 ans
garantie

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CKT 4	4kg	0.1g	210x300mm
CKT 8	8kg	0.2g	210x300mm
CKT 16	16kg	0.5g	210x300mm
CKT 32	32kg	1g	210x300mm
CKT 48	48kg	2g	210x300mm
CKT 8H	8kg	0.1g	210x300mm
CKT 8UH	8kg	0.05g	210x300mm
CKT 16UH	16kg	0.1g	210x300mm
CKT 32UH	32kg	0.2g	210x300mm
CKT 48UH	48kg	0.5g	210x300mm
CKT 4M	4kg	1g	210x300mm
CKT 8M	8kg	2g	210x300mm
CKT 20M	20kg	5g	210x300mm
CKT 40M	40kg	10g	210x300mm

Modèles se terminant par :
H : Modèle à haute précision
UH : Modèle à très haute précision
M : Modèle homologué



Autres spécifications


- Poids Brut : 4.5kg
- Dimensions d'Expédition: 190x370x420mm

Balances de Comptoir et au Sol **CPWplus**

Durable et polyvalente, la série CPWplus dispose d'un large choix de tailles et de configurations. La CPWplus est en mesure d'accueillir de nombreux emplois dans l'industrie, y compris les tests de béton sur le terrain, des tâches d'entrepôt ou en fonctions d'expédition et de réception.



Les balances de CPWplus



Applications

- Pesage
- Fige les résultats sur l'écran



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale



Les modèles L ont des poignées et des roues pour faciliter le transport

Features

- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

General Specifications

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz, oz
- Interface: RS-232
- Alimentation (Modèles Standard et P): Adaptateur 2VDC 500mA (inclus), 6x Piles AA (optionnelles)
- Alimentation (Modèles L, M et W): Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Base en acier doux avec affichage en aluminium extrudé
- Température d'utilisation : 0° à 40°C




3 ans
garantie

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CPWplus 6	6kg	0.002kg	300x300mm
CPWplus 15	15kg	0.005kg	300x300mm
CPWplus 35	35kg	0.01kg	300x300mm
CPWplus 75	75kg	0.02kg	300x300mm
CPWplus 150	150kg	0.05kg	300x300mm
CPWplus 200	200kg	0.05kg	300x300mm
CPWplus 6P	6kg	0.002kg	300x300mm
CPWplus 15P	15kg	0.005kg	300x300mm
CPWplus 35P	35kg	0.01kg	300x300mm
CPWplus 75P	75kg	0.02kg	300x300mm
CPWplus 150P	150kg	0.05kg	300x300mm
CPWplus 200P	200kg	0.05kg	300x300mm
CPWplus 35M	35kg	0.01kg	500x500mm
CPWplus 75M	75kg	0.02kg	500x500mm
CPWplus 150M	150kg	0.05kg	500x500mm
CPWplus 200M	200kg	0.05kg	500x500mm
CPWplus 35L	35kg	0.01kg	600x900mm
CPWplus 75L	75kg	0.02kg	600x900mm
CPWplus 150L	150kg	0.05kg	600x900mm
CPWplus 200L	200kg	0.05kg	600x900mm
CPWplus 300L	300kg	0.1kg	600x900mm


Modèles se terminant par :

P : Indicateur installé
sur colonne




CPWplus Standard (Petit Plateau)

- Poids Brut : 5kg
- Dimensions d'Expédition : 102x483x381mm



CPWplus Plateau Moyen

- Poids Brut : 10.4kg
- Dimensions d'Expédition: 127x584x559mm



CPWplus Grand Plateau

- Poids Brut : 16.3kg
- Dimensions d'Expédition : 102x1092x660mm

La GBK & GFK est conçue pour répondre aux demandes des applications industrielles rigoureuses. Avec sa plate-forme en acier inoxydable compacte, la GBK & GFK tient facilement sur une table ou un chariot, et est idéale pour le comptage de pièces, le dosage ou le pesage routinier.



Balances de Comptoir
GBK




Balances au Sol
GFK

Applications

- Pesage
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Comptage de pièces
- Pesage d'animaux / dynamique



Feu de signalisation LED et alarme sonore pour une pesée plus rapide



Clavier numérique complet pour une définition facile et rapide des limites de pesée



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les risques de surcharge
- Les voyants de contrôle LED s'allument pour clairement indiquer les limites de poids inférieures, supérieures et acceptables
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire accumule le total des résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz*
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé
- avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C
- *lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales

5 ans
garantie




Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
GBK 8	8kg	0.1g	300x400mm
GBK 16	16kg	0.5g	300x400mm
GBK 32	32kg	1g	300x400mm
GBK 60	60kg	2g	300x400mm
GBK 120	120kg	5g	300x400mm
GBK 6Mplus	6kg	2g	300x400mm
GBK 15Mplus	15kg	5g	300x400mm
GBK 30Mplus	30kg	10g	300x400mm
GBK 60Mplus	60kg	20g	300x400mm
GBK 150Mplus	150kg	50g	300x400mm
GFK 75	75kg	5g	400x500mm
GFK 75H	75kg	1g	400x500mm
GFK 150	150kg	10g	400x500mm
GFK 150H	150kg	2g	400x500mm
GFK 300	300kg	20g	400x500mm
GFK 600	600kg	50g	600x800mm
GFK 60Mplus	60kg	20g	400x500mm
GFK 150Mplus	150kg	50g	400x500mm
GFK 300Mplus	300kg	100g	400x500mm

Modèles se terminant par :


H : Modèle à haute précision

Mplus : Modèle homologué



Balances de Comptoir GBK


- Poids Brut : 9kg
- Dimensions d'Expédition : 780x400x160mm



Balances au Sol GFK

GFK 600

- Poids Brut : 34.9kg
- Dimensions d'Expédition : 660x1168x203mm



Balances au Sol GFK

GFK 75/75H, GFK 150/150H, GFK 300,
GFK 60Mplus, GFK 150Mplus, GFK 300Mplus

- Poids Brut : 18.1kg
- Dimensions d'Expédition : 460x895x210mm

Versatiles et faciles à utiliser, les balances AGB et AGF conviennent particulièrement à l'utilisation dans les entrepôts, les zones d'expédition et de réception, les usines et les installations de production.



Balances
AGB & AGF



Applications


- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Vérification du comptage
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien du pic



L'écran rétroéclairé change de couleur pour une notification rapide des limites de poids



Indicateur robuste et étanche certifié
IP68 pouvant être lavé à l'eau



Grand plateau de pesée en inox
304 pour un nettoyage et efficace

Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, N, lb, lb:oz, oz
 - Interface: RS-232
 - Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
 - Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
 - Calibrage : Externe
 - Boîtier : Indicateur en acier inoxydable avec base en acier doux
 - Température d'utilisation : -10° à 40°C
- *lb, oz et lb:oz ne sont pas légaux pour les unités de pesage commerciales*


5 ans
garantie



Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
AGB 8	8kg	0.1g	300x400mm
AGB 16	16kg	0.2g	300x400mm
AGB 35	35kg	0.5g	300x400mm
AGB 70	70kg	1g	300x400mm
AGF 150	150kg	5g	400x500mm
AGF 300	300kg	10g	400x500mm
AGF 600	600kg	20g	600x800mm
AGB 6M	6kg	2g	300x400mm
AGB 15M	15kg	5g	300x400mm
AGB 30M	30kg	10g	300x400mm
AGB 60M	60kg	20g	300x400mm
AGF 60M	60kg	20g	400x500mm
AGF 150M	150kg	50g	400x500mm
AGF 300M	300kg	100g	400x500mm

Modèles se terminant par :


M : Modèle homologué



Balances de Comptoir AGB

AGB 8, AGB 16, AGB 35, AGB 70, AGB 6M, AGB 15M, AGB 30M, AGB 60M


- Poids Brut : 14kg
- Dimensions d'Expédition : 780x400x160mm



Balances au Sol AGF

AGF 600

- Poids Brut : 35kg
- Dimensions d'Expédition : 210x1286x661mm



Balances au Sol AGF

AGF 150, AGF 300, AGF 60M, AGF 150M, AGF 300M

- Poids Brut : 18kg
- Dimensions d'Expédition : 476x870x205mm

Balances Étiqueteuses BKT

Les balances étiqueteuses offrent la durabilité nécessaire pour les tâches de fabrication, d'emballage, de distribution, d'expédition et de réception. La balance possède une imprimante qui peut imprimer le poids, les étiquettes, les codes QR et les barres-codes dans de nombreux langages.



Balances
Étiqueteuses BKT

Applications

- Pesage
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation
- Comptage de pièces
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien du pic
- Impression d'étiquettes / codes-barres



Écran LCD lumineux rétroéclairé
clairement visible dans n'importe
quelles conditions d'éclairage



Grand plateau de pesée en
inox 304 pour un nettoyage
rapide et efficace



Imprimante intégrée - Récupérez
les valeurs de pesée, QR codes,
codes barres et bien plus

Caractéristiques

- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire accumule le total des résultats
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne
- Interface: RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, 10Ah Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C



3 ans
garantie


Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
BKT 8	8kg	0.1g	300x400mm
BKT 16	16kg	0.5g	300x400mm
BKT 32	32kg	1g	300x400mm
BKT 60	60kg	2g	300x400mm
BKT 120	120kg	5g	300x400mm
BKT 75	75kg	5g	400x500mm
BKT 150	150kg	10g	400x500mm
BKT 300	300kg	20g	400x500mm
BKT 600	600kg	50g	600x800mm



Balances de Comptoir BKT

BKT 8, BKT 16, BKT 32, BKT 60, BKT 120


- Poids Brut : 14kg
- Dimensions d'Expédition : 425x805x170mm



Balances au Sol BKT

BKT 75, BKT 150, BKT 300

- Poids Brut : 18kg
- Dimensions d'Expédition : 476x870x205mm



Balances au Sol BKT

BKT 600

- Poids Brut : 35kg
- Dimensions d'Expédition : 661x1286x210mm

Accessoires pour Balances de Comptoir et au Sol

Numéro d'article	Description	Latitude LBX	Cruiser® CKT	CPWplus	GBK & GFK	AGB & AGF	BKT
3022014061	Coque transparente (Latitude)	•					
2020014062	Coque transparente (paquet de 5) (Latitude)	•					
2020014063	Coque transparente (paquet de 10) (Latitude)	•					
3022013911	Coque transparente (Cruiser)		•				
2020013913	Coque transparente (paquet de 5) (Cruiser)		•				
2020013914	Coque transparente (paquet de 10) (Cruiser)		•				
3052010526	Coque transparente (GBK/GFK)				•		
3002014371	Valise de transport avec verrou (Latitude)	•					
302013912	Valise de transport avec verrou (Cruiser)		•				
700100099	Valise de transport avec verrou (CPWplus Petit Plateau)			•			
303149759	Récipient à légumes (installé à la balance)	•	•				
303149760	Récipient à confiseries (installé à la balance)	•	•				
1120015779	Imprimante Thermique ATP2		•	•	•	•	•
1100011297	Boîtier relais					•	•
3074010266	Câble RS-232 9F-9F			•	•		•
700400103	Câble RS-232 4F-9F					•	
3014011014	Câble RS-232 9M-9F		•				
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB			•	•	•	
3074010267	Câble USB		•		•		
2020013915	Option USB (B)		•				
202000001	Crochet de pesée sous la balance (Assemblage usine seulement)		•				
700200059	Tapis en caoutchouc anti-dérapant pour CPWplus L			•			
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU		•		•	•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•	•	•	•
700660288	Certificat de Calibrage Usine pour GFK 600 & AGF 600				•	•	
400005615	Étiquettes 800 par rouleau						•



3022014061
Coque transparente (Latitude)



3022013911
Coque transparente (Cruiser)



3052010526
Coque transparente (GBK/GFK)



3002014371
Valise de transport avec verrou
(Latitude)



302013912
Valise de transport avec verrou
(Cruiser)



700100099
Valise de transport avec verrou
(CPWplus Petit Plateau)



303149759
Récipient à légumes



303149760
Récipient à confiseries



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



1100011297
Boîtier relais



3074010266
Câble RS-232 9F-9F



700400103
Câble RS-232 4F-9F



3014011014
Câble RS-232 9M-9F



3074010507
Adaptateur RS-232 à USB



3074010267
Câble USB



2020013915
Option USB (B)



202000001
Crochet de pesée
sous la balance



700200059
Tapis en caoutchouc
anti-dérapant



600002028
Logiciel de Collecte de
Données AdamDU



700660290
Certificat de Calibrage Usine



700660288
Certificat de Calibrage Usine
(GFK 600 & AGF 600)



400005615
Étiquettes 800 par rouleau

Les CCT et CDT offrent des fonctions intelligentes de comptage partiel pour les expéditions et les livraisons, l'utilisation en entrepôt et les sites de production. Son logiciel intuitif suit le comptage et optimise l'unité de pesée pour vérifier rapidement le nombre d'éléments dans le récipient ou conteneur. En outre, la CDT a la possibilité de se connecter à une deuxième base annexe plus grande pour compter un plus grand nombre d'objets.



Balances de Comptoir CCT



Balances de Comptoir CDT

La CDT permet la connexion à une deuxième base annexe

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Vérification du comptage
- Pesage net total
- Fonctionnement à double balance (CDT)



Ecran LCD rétroéclairé affichant clairement la lecture du poids, le poids unitaire et le total



Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis



Comptage précis de grandes quantités grâce à la connexion à une deuxième base annexe (CDT)

Caractéristiques

- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- L'interface USB optionnelle simplifie la communication des données*
- Le boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- L'optimisation du comptage des pièces

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb
- Interface: RS-232, USB optionnel
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C



*CCT seulement

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CCT 4	4kg	0.1g	210x300mm
CCT 8	8kg	0.2g	210x300mm
CCT 16	16kg	0.5g	210x300mm
CCT 32	32kg	1g	210x300mm
CCT 48	48kg	2g	210x300mm
CCT 8UH	8kg	0.05g	210x300mm
CCT 16UH	16kg	0.1g	210x300mm
CCT 32UH	32kg	0.2g	210x300mm
CCT 48UH	48kg	0.5g	210x300mm
CCT 4M	4kg	1g	210x300mm
CCT 8M	8kg	2g	210x300mm
CCT 20M	20kg	5g	210x300mm
CCT 40M	40kg	10g	210x300mm
CDT 4	4kg	0.1g	210x300mm
CDT 8	8kg	0.2g	210x300mm
CDT 16	16kg	0.5g	210x300mm
CDT 32	32kg	1g	210x300mm
CDT 48	48kg	2g	210x300mm

Modèles se terminant par :


UH : Modèle à très haute précision

M : Modèle homologué

Bases Annexes Compatibles (CDT)

Modèle	plateforme compatible
CDT 4	GB 8, 16, 32
CDT 8	GB 16, 32, 60, GF 75
CDT 16	GB 60, GF 75, 150, 300
CDT 32	GB 60, GF 75, 150, 300, 600
CDT 48	GB 60, GF 75, 150, 300, 600

Veuillez vous rendre à la **page 63-64** pour obtenir plus de détails sur les bases annexes.



Autres spécifications

- Poids Brut : 4.5kg
- Dimensions d'Expédition : 420x370x190mm

GBC & GFC offre une combinaison de caractéristiques et de durabilité, la rendant bien adapté pour les tâches de compte industrielles. Un clavier numérique simplifie l'entrée du poids unitaire et d'échantillon, tandis que l'écran indique le poids total, le poids unitaire et le nombre de pièces. Grâce à ses plus grandes capacités de pesage et à la taille de son plateau, la GFC peut parfaitement être utilisée pour compter et peser de grands objets ou une plus grande quantité de petits objets.



Balances de Comptoir GBC



Balances de Comptoir GFC

Applications

- Comptage de pièces
- Pesage
- Vérification du compte



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes



Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis



L'écran LCD rétroéclairé affiche le poids, le poids unitaire et le nombre de pièces en un seul endroit pratique

Caractéristiques


- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'alarme de surcharge sonore prévient si la capacité est dépassée
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- L'utilisateur peut programmer l'alarme pour qu'elle se déclenche lorsque le total prédéfini est atteint

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Interface: RS-232, USB optionnel
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C




Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
GBC 16	16kg	0.5g	300x400mm
GBC 32	32kg	1g	300x400mm
GBC 60	60kg	2g	300x400mm
GFC 75	75kg	5g	400x500mm
GFC 150	150kg	10g	400x500mm
GFC 300	300kg	20g	400x500mm



Balances de Comptoir GBC

- Poids Brut : 9kg
- Dimensions d'Expédition : 780x400x160mm



Balances au Sol GFC

- Poids Brut : 18kg
- Dimensions d'Expédition : 460x895x210mm

Balances Étiqueteuses Avancées BCT

Avec une plate-forme en acier inoxydable facile à nettoyer, les balances BCT offrent une excellente valeur pour les tâches de comptage industriel. La BCT contient une imprimante qui permet d'imprimer des codes QR, des code-barres et des étiquettes. Enregistrez jusqu'à 1006 PLUs ou poids de pièces pour accélérer les travaux d'inventaire et de mise en lots.



Balances d'étiquetage BCT



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Vérification du comptage
- Averaging
- Impression d'étiquettes / codes-barres



Imprimante intégrée - Impression des données chiffrées, QR codes, codes barres et bien plus



Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace



Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis

Caractéristiques

- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Extinction automatique programmable pour économiser l'énergie
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Le filtrage numérique sélectionnable permet de minimiser les effets des vibrations et des perturbations


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz
- Interface: RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, 10Ah Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 22mm/15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Indicateur en plastique ABS avec base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C



3 ans
garantie


Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
BCT 16	16kg	0.5g	300x400mm
BCT 32	30kg	1g	300x400mm
BCT 60	60kg	2g	300x400mm
BCT 75	75kg	5g	400x500mm
BCT 150	150kg	10g	400x500mm
BCT 300	300kg	20g	400x500mm



Balances de Comptoir BCT

BCT 16, BCT 32, BCT 60

- Poids Brut : 14kg
- Dimensions d'Expédition : 425x805x170mm



Balances au Sol BCT

BCT 75, BCT 150, BCT 300

- Poids Brut : 18kg
- Dimensions d'Expédition : 476x870x205mm

Accessoires pour Balances de Comptage

Numéro d'article	Description	Cruiser® CCT/CDT	GBC & GFC	BCT
3022013911	Coque transparente (Cruiser)	•		
2020013913	Coque transparente (paquet de 5) (Cruiser)	•		
2020013914	Coque transparente (paquet de 10) (Cruiser)	•		
3052010526	Coque transparente (GBC/GFC)		•	
302013912	Valise de transport avec verrou (Cruiser)	•		
303149759	Récipient à légumes (installé à la balance)	•		
303149760	Récipient à confiseries (installé à la balance)	•		
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•	•	•
3074010266	Câble RS-232 9F-9F	•	•	
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB	•	•	•
3074010267	Câble USB	•	•	
2020013915	Option USB (B)	•		
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU	•	•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•
400005615	Étiquettes 800 par rouleau			•



3022013911
Coque transparente (Cruiser)



3052010526
Coque transparente
(GBC/GFC)



302013912
Valise de transport avec
verrou (Cruiser)



303149759
Récipient à légumes



303149760
Récipient à confiseries



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



3074010266
Câble RS-232 9F-9F



3074010507
Adaptateur RS-232 à USB



3074010267
Câble USB



2020013915
Option USB (B)



600002028
Logiciel de Collecte des
Données AdamDU



700660290
Certificat de Calibrage Usine



400005615
Étiquettes 800 par rouleau

Conçues pour des applications nécessitant des lavages fréquents, les balances ABW sont disponibles dans une sélection de capacités et de précision. La balance classée IP67 et le plateau en acier inoxydable résistent aux environnements industriels et alimentaires les plus exigeants.



Balances Étanches Aqua®



ABW 32
Modèle à
Grand Plateau

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids



Affichage de la fonction contrôle de pesée par trois couleurs LED lumineuses



Le boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles



Les écrans LED à l'avant et à l'arrière permettent l'usage simultané

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, g, lb, oz, lb:oz
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LED avec des chiffres de 20mm/15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
ABW 4	4kg	0.5g	180x245mm
ABW 8	8kg	1g	180x245mm
ABW 16	16kg	2g	180x245mm
ABW 32	32kg	5g	210x300mm




3 ans
garantie

Caractéristiques

- Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière
- Les indicateurs de fonction clairs sont cachés jusqu'ils soient requis pour rester concentré sur l'essentiel
- Les voyants de contrôle LED s'allument pour clairement indiquer les limites de poids inférieures, supérieures et acceptables
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Temps de stabilisation de moins d'une seconde

Autres spécifications

- Poids Brut : 4kg
- Dimensions d'Expédition : 295x350x175mm





Balances
Étanches
Aqua®

ABW 32S
Modèle à
Grand Plateau



L'étanchéité certifiée IP68 et la fabrication en acier inoxydable de grade 304 font de la balance ABW-S un outil essentiel pour la pesée en environnement humide. Vous obtiendrez des résultats fiables à chaque utilisation grâce à la précision de pesée à 0,1g.

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids



Affichage de la fonction contrôle de pesée par trois couleurs LED lumineuses



L'indice de protection IP68 et le boîtier en acier 304 inoxydable protègent la balance des éclaboussures



Les écrans LED lumineux à l'avant et à l'arrière permettent une visualisation facile dans la plupart des environnements

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
ABW 4S	4kg	0.1g	180x245mm
ABW 8S	8kg	0.5g	180x245mm
ABW 16S	16kg	1g	180x245mm
ABW 32S	32kg	2g	210x300mm



Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : kg, g, lb, oz, lb:oz
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LED avec des chiffres de 20mm/15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier inoxydable
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Caractéristiques

- Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- la stabilité de l'unité lors du pesage
- Les écrans LED à l'avant et à l'arrière permettent l'usage simultané
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La fonction d'extinction automatique préserve l'autonomie de la batterie
- Batterie rechargeable pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Autres spécifications

- Poids Brut : 4kg
- Dimensions d'Expédition : 295x350x175mm





Balances
Étanches
Gladiator®

Les balances Gladiator accomplissent toutes les tâches de pesées étanches dans les milieux alimentaires, pharmaceutiques et industriels exigeants. Grâce à son indice de protection d'étanchéité IP68, la Gladiator possède une construction facile à nettoyer en acier inoxydable et un indicateur hermétique ainsi protégé dans les environnements poussiéreux ou humides. Vérifier la pesée est un jeu d'enfant grâce au clavier tactile et l'écran rétroéclairé qui change de couleur pour indiquer si le poids est en-dessous, au-dessus ou dans les limites définies.



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux /dynamique
- Contrôle du poids
- Vérification du comptage
- Fige les résultats sur l'écran



Cellule de pesée étanche,
encapsulée et revêtue de silicone



L'écran rétroéclairé change de
couleur pour une notification



Indice de protection IP68
contre l'eau et la poussière

Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Le filtrage numérique sélectionnable pour les pesages des animaux/dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz, N, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier inoxydable
- Température d'utilisation : -10° à 40°C





Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
GGG 8	8kg	0.2g	250x250mm
GGG 16	16kg	0.5g	250x250mm
GGG 35	35kg	1g	250x250mm
GGB 35	35kg	1g	300x400mm
GGB 75	75kg	2g	300x400mm
GGF 75	75kg	2g	400x500mm
GGF 75H	75kg	1g	400x500mm
GGF 150	150kg	5g	400x500mm
GGL 150	150kg	5g	450x600mm
GGL 300	300kg	10g	450x600mm
GGG 6M	6kg	2g	250x250mm
GGG 15M	15kg	5g	250x250mm
GGG 30M	30kg	10g	250x250mm
GGB 30M	30kg	10g	300x400mm
GGB 60M	60kg	20g	300x400mm
GGF 60M	60kg	20g	400x500mm
GGF 150M	150kg	50g	450x600mm
GGL 300M	300kg	100g	450x600mm

Modèles se terminant par :

M : Modèle homologué


GGG Petite Plate-forme

- Poids Brut : 8.8kg
- Dimensions d'Expédition : 310x620x180mm




Balances de Comptoir GGB

- Poids Brut : 12.5kg
- Dimensions d'Expédition : 350x750x100mm



Balances au Sol GGF

- Poids Brut : 14.7kg
- Dimensions d'Expédition : 510x880x210mm



GGL Grande Plate-forme

- Poids Brut : 21.1kg
- Dimensions d'Expédition : 510x880x250mm

Accessoires pour Balances Etanches

Numéro d'article	Description	Aqua® ABW	Aqua® ABW-S	Gladiator® GGS/GGB/GGF/GGL
3022014061	Coque transparente (Aqua)	•		
3002014371	Valise de transport avec verrou (Aqua)	•		
303149759	Récipient à légumes (installé à la balance)	•	•	
303149760	Récipient à confiseries (installé à la balance)	•	•	
1120015779	Imprimante Thermique ATP2			•
700400103	Câble RS-232 4F-9F			•
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB			•
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU			•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•	•
1100011297	Boîtier relais			•



3022014061
Coque transparente (ABW)



3002014371
Valise de transport avec verrou (ABW)



303149759
Récipient à légumes



303149760
Récipient à confiseries



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



700400103
Câble RS-232 4pin-9F



3074010507
Adaptateur RS-232 à USB



600002028
Logiciel de Collecte des Données AdamDU



700660290
Certificat de Calibrage Usine



1100011297
Boîtier relais



Balances
Poids-Prix
Swift

Applications

- Pesage
- Calcul des prix



Avec
colonne



La mémoire de recherche de produits (PLU)
stocke 160 prix d'articles pour rappel



L'écran arrière monté sur une colonne
ou à l'arrière de la balance

Idéale pour l'usage commercial, la Swift homologuée offre un pesage et un calcul de prix simples et rapides. La Swift possède une capacité pour multiples devises et fournit les données en plusieurs langues.



Batterie rechargeable incluse pour un
fonctionnement pratiquement n'importe où

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
SWZ 3D	1.5kg / 3kg	0.0005kg / 0.001kg	210x300mm
SWZ 6D	3kg / 6kg	0.001kg / 0.002kg	210x300mm
SWZ 15D	6kg / 15kg	0.002kg / 0.005kg	210x300mm
SWZ 30D	15kg / 30kg	0.005kg / 0.010kg	210x300mm
SWZ 3DP	1.5kg / 3kg	0.0005kg / 0.001kg	210x300mm
SWZ 6DP	3kg / 6kg	0.001kg / 0.002kg	210x300mm
SWZ 15DP	6kg / 15kg	0.002kg / 0.005kg	210x300mm
SWZ 30DP	15kg / 30kg	0.005kg / 0.010kg	210x300mm

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage : kg
- Interface: RS-232, USB optionnel
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Caractéristiques

- Homologuée de Type CE
- L'interface RS-232 est disponible pour permettre une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- L'interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les écoulements des composants internes de la balance
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Disponible en plusieurs devises

Autres spécifications

- Poids Brut : 4.5kg, 5.8kg (avec colonne)
- Dimensions d'Expédition : 420x370x190mm, 520x380x190mm (avec colonne)



Balances Compteuses de Pièces CCEU

Cette balance fournit un comptage précis de neuf pièces de monnaie différentes et de deux jetons différents, ce qui est pratique lors du comptage de grandes quantités.



Balances
de comptoir
CCEU



Applications

- Pesage
- Comptage des pièces de monnaie



Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées



Compte les euros ou les pièces en livres sterling, mais peut également être configuré pour d'autres devises



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, PCS
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon secteur, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C


Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
CCEU 20	20kg	1g	225x275mm



2 ans
garantie

Caractéristiques

- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro



Autres spécifications

- Poids Brut : 5kg
- Dimensions d'Expédition : 457x889x203mm

Accessoires pour Balances Poids Prix

Numéro d'article	Description	Swift SWZ	CCEU
3022013911	Coque transparente (Swift)	•	
302205006	Coque transparente (CCEU)		•
302013912	Valise de transport (Swift)	•	
302000001	Valise de transport (CCEU)		•
303149759	Réceptacle à légumes (installé à la balance)	•	
303149760	Réceptacle à confiseries (installé à la balance)	•	
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•	•
3014011014	Câble RS-232 9M-9F	•	
3074010266	Câble RS-232 9F-9F		•
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB	•	•
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU	•	•
700660290	Certificat de Calibrage Usine	•	•
2020013915	Option USB (B)	•	



3022014061
Coque transparente (Swift)



302205006
Coque transparente (CCEU)



302013912
Valise de transport (Swift)



302000001
Valise de transport (CCEU)



303149759
Réceptacle à légumes



303149760
Réceptacle à confiseries



1120015779
ATP2 Thermal Printer



3074010266/ 3014011014
Câble RS-232



3074010507
Adaptateur RS-232 à USB



600002028
Logiciel de Collecte des Données AdamDU



700660290
Certificat de Calibrage Usine



2020013915
Option USB (B)

Crochets Peseurs SHS, LHS & IHS

Les crochets peseur d'Adam Equipment sont robustes et disposent d'un grand crochet en acier rotatif et d'une manille dotée d'un cran de sécurité, assurant la résistance et la souplesse nécessaires pour peser des charges suspendues. Le fonctionnement de la télécommande standard permet de commander le crochet à distance, tandis que les lectures sont affichées sur un écran facile à lire. La construction robuste résiste à une utilisation exigeante dans de nombreux environnements.

Applications

- Pesage
- Fige les résultats sur l'écran



Crochets Peseurs SHS



Crochets Peseurs LHS



Crochets Peseurs IHS



La construction solide répond aux exigences industrielles



Le crochet rotatif permet un accès facile pendant le chargement, puis se verrouille en toute sécurité pendant le pesage.



La télécommande permet un fonctionnement sûr et mains libres

Caractéristiques

- L'écran LED lumineux permet une excellente lisibilité dans la plupart des environnements
- Le boîtier métallique solide de l'IHS résiste aux renversements et protège les composants internes
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Alimentation (SHS) : Adaptateur 8.4VDC 800mA, 4 x piles AA, Batterie rechargeable interne
- Alimentation (LHS) : Adaptateur 6VDC 600mA, Batterie rechargeable interne
- Alimentation (IHS) : Adaptateur 7.2VDC 2A, Batterie rechargeable interne
- Affichage (SHS) : LED avec des chiffres de 15mm
- Affichage (LHS) : LED avec des chiffres de 25mm
- Affichage (IHS) : LED avec des chiffres de 30mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier (SHS) : Polycarbonate
- Boîtier (LHS & IHS) : Aluminum moulé sous pression
- Température d'utilisation : 0° à 40°C




3 ans
garantie

Modèle	Capacité	Précision
SHS 50	50kg	0.01kg
SHS 150	150kg	0.02kg
SHS 300	300kg	0.05kg
LHS 500	500kg	0.1kg
LHS 1500	1500kg	0.2kg
LHS 2000	2000kg	0.5kg
IHS 1	1000kg	0.2kg
IHS 3	3000kg	0.5kg
IHS 5	5000kg	1kg
IHS 10	10000kg	2kg

Adam Equipment, ses directeurs, son personnel, ses propriétaires et ses sociétés et organisations affiliées ne peuvent être tenus pour responsables de tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation des machines au-delà de leurs capacités et des limites de surcharge maximales.



Télécommande Incluse
(2x Piles AAA)



Crochets Peseurs SHS

- Poids Brut : 2kg
- Dimensions d'Expédition : 210x320x130mm

Crochets Peseurs LHS

- Poids Brut : 6kg
- Dimensions d'Expédition : 356x457x178mm

Crochets Peseurs IHS


- Poids Brut : 14kg (IHS 1) ; 16kg (IHS 3) ; 20kg (IHS 5) ; 32kg (IHS 10)
- Dimensions d'Expédition : 406x483x279mm

Balances Plates-formes **PT**

Compatible avec plusieurs indicateurs d'Adam, la PT est conçue pour peser les palettes, les caisses et les grands conteneurs. PT contient un cadre X innovant sous la plateforme, qui renforce et consolide la balance pour améliorer le support.



Plates-
Formes PT



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Contrôle du poids
- Pesage dynamique / des animaux

Compatible avec :

Indicateur AE 403



Indicateurs GK & GC




Indicateurs AE 503 & AE 504



Construction renforcée pour une utilisation industrielle exigeante



Crochets à oeillet amovibles pour un transport facilité



Surface en tôle diamantée pour une traction supérieure

Caractéristiques

- Les rampes optionnelles facilitent le chargement et le déchargement
- Peut être utilisé avec tous les indicateurs Adam
- Câble blindé d'environ 5 mètres

Caractéristiques Générales


- Unités de pesage* : kg, lb, lb:oz, N
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C / 14° à 104°F

**Certaines unités de pesage ne sont pas disponibles sur certaines configurations d'indicateurs*



3 ans
garantie

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
PT 110	1000kg	0.2kg	1000x1000mm
PT 310	3000kg	0.5kg	1000x1000mm
PT 112	1000kg	0.2kg	1200x1200mm
PT 312	3000kg	0.5kg	1200x1200mm
PT 115	1000kg	0.2kg	1500x1500mm
PT 315	3000kg	0.5kg	1500x1500mm
PT 110 [GK]	1000kg	0.2kg	1000x1000mm
PT 310 [GK]	3000kg	0.5kg	1000x1000mm
PT 112 [GK]	1000kg	0.2kg	1200x1200mm
PT 312 [GK]	3000kg	0.5kg	1200x1200mm
PT 115 [GK]	1000kg	0.2kg	1500x1500mm
PT 315 [GK]	3000kg	0.5kg	1500x1500mm



1000x1000mm : PT 110, 110[GK], 310, 310[GK]

1200x1200mm : PT 112, 112[GK], 312, 312[GK]

1500x1500mm : PT 115, 115[GK], 315, 315[GK]

Autres spécifications

Sous-modèle	Poids Brut	Dimensions d'Expédition
1m² Platform	65kg	254x1041x1041mm
1.2m² Platform	85kg	254x1219x1219mm
1.5m² Platform	110kg	254x1549x1549mm

Sous-modèle	Poids Brut	Dimensions d'Expédition
1m² Platform [GK]	67kg	457x1041x1041mm
1.2m² Platform [GK]	87kg	457x1219x1219mm
1.5m² Platform [GK]	112kg	457x1549x1549mm

Balances Plates-formes **PTM**

La plateforme de profil bas PTM est idéale pour le pesage des fauteuils roulants, les fûts et les conteneurs surdimensionnés. Des rampes d'accès des deux côtés offrent des transitions en douceur entre le sol et la plateforme, tandis que les poignées et les roues permettent de faciliter la mobilité.



Plates-
Formes PTM



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage dynamique / des animaux

Compatible avec :

Indicateur AE 403

Indicateur GK & GC


Indicateurs AE 503 & AE 504



Poignées intégrées et
roulettes pour le transport



Les rampes permettent un accès
facile pour les fûts, les chariots
et les fauteuils roulants



Construction de qualité avec une surface
en tôle diamantée pour une durabilité
et une performance optimales

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz, oz, N*
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C


**Certaines unités de pesage ne sont pas disponibles
sur certaines configurations d'indicateurs*

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
PTM 500	500kg	0.1kg	580x760mm



Caractéristiques

- Les pieds de nivellement réglables permettent d'optimiser l'installation
- Les pieds en caoutchouc résistants assurent la stabilité de l'unité
- Câble de cellule de charge d'environ 3 mètres
- La construction solide répond aux exigences industrielles



Autres spécifications

- Poids Brut : 68kg
- Dimensions d'Expédition : 914x1143x127mm

Barres peseuses **AELP**



Barres
Peseuses
AELP



Les barres peseuses AELP offrent une solution abordable pour peser les articles surdimensionnés ou volumineux.

AELP offre les fonctionnalités nécessaires pour les tâches industrielles, agricoles et vétérinaires.

Compatible avec :

Indicateur AE 403

Indicateur GK & GC

Indicateurs AE 503 & AE 504



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Vérification du comptage
- Pesage dynamique / des animaux



Poignées et roulettes intégrées pour plus de portabilité




Les barres à profil bas permettent un pesage facile des palettes à l'aide de transpalettes



Peut être facilement stockée entre chaque utilisation

Modèle	Capacité	Précision	Taille de la poutre de
AELP 1000	1000kg	0.2kg	120x1330mm
AELP 2000	2000kg	0.5kg	120x1330mm
AELP 3000	3000kg	1kg	120x1330mm



Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz, oz, N
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° to 40°C

**Certaines unités de pesage ne sont pas disponibles sur certaines configurations d'indicateurs*

Caractéristiques

- Câble blindé d'environ 5 mètres
- Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
- Peut être utilisé avec tous les indicateurs Adam
- Deux barres par set

Autres spécifications

- Poids Brut : 36.5kg
- Dimensions d'Expédition : 127x1499x127mm

Transpalettes Peseurs **PTsplus** & **PTT**

Que ce soit dans l'entrepôt, en production, au service expédition ou sur le quai de réception, le transpalette peseur PTS et PTT d'Adam Equipment est conçu pour supporter les rigueurs de tout cadre industriel ou de production.

Applications

PTS/PTT

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage dynamique / des animaux

PTT

- Accumulation
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien du pic
- Impression d'étiquettes / codes-barres



Transpalettes
Peseurs
PTT



Transpalettes
Peseurs
PTS



Choisissez l'indicateur
AE403 ou AE503



La construction solide répond
aux exigences industrielles



L'écran rétroéclairé change de couleur
pour faciliter le contrôle de pesée (AE403)

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe
Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres
de 34mm (PTT); 40mm (PTS)
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Base en acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille des Barres
PTsplus 2000	2000kg	0.5kg	160x1200mm
PTT 2000	2000kg	0.5kg	160x1200mm




Autres spécifications

- Poids Brut: 145.2kg
- Dimensions d'Expédition: 762x1702x686mm


Caractéristiques

- L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues (PTT uniquement)
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les risques de surcharge
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Contrôle du poids avec alarme sonore





Plates-
Formes W



La série W de balances à plate-forme lavable résiste aux environnements industriels exigeants grâce à sa construction robuste en acier inoxydable. La gamme IP68 peut être pairée avec n'importe quel indicateur Adam Equipment pour une combinaison imbattable.

Compatible avec :
Indicateur AE 403



Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime



Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière



Peut également être utilisée comme deuxième plate-forme de pesée avec la Balance de Comptoir Compteuse CDT

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
WS 8	8kg	0.5g	250x250mm
WS 16	16kg	1g	250x250mm
WS 32	32kg	2g	250x250mm
WB 35	35kg	2g	300x400mm
WB 75	75kg	5g	300x400mm
WF 75	75kg	5g	400x500mm
WF 150	150kg	10g	400x500mm
WL 150	150kg	10g	450x600mm
WL 300	300kg	20g	450x600mm

Caractéristiques Générales


- Boîtier : Aluminum moulé sous pression
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Caractéristiques

- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Indice de protection IP68 contre l'eau et la poussière
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes




**Hauteur minimale avec les pieds non réglés*




WB 35 & WB 75 Modèle

- Poids Brut : 10kg
- Dimensions d'Expédition : 360x740x200mm




WS 8, 16 & 32 Modèle

- Poids Brut : 6kg
- Dimensions d'Expédition : 300x610x190mm



WF 75 & WF 150 Modèle

- Poids Brut : 13kg
- Dimensions d'Expédition : 500x880x200mm




WL 150 & WL 300 Modèle

- Poids Brut : 20.5kg
- Dimensions d'Expédition : 500x880x260mm

Plateformes **GB & GF**

Avec une plateforme amovible en acier inoxydable, la balance à plateforme GB et GF offre une solution durable pour des applications industrielles telles que le pesage, comptage de pièces, pesage de pourcentage et pesées comparatives.



Plates-
Formes GB




Plates-
Formes GF



La construction solide répond aux exigences industrielles



Construction en acier inoxydable résistante aux produits chimiques



Peut également être utilisée comme deuxième plate-forme de pesée avec la Balance de Comptoir Compteuse CDT


Caractéristiques

- Peut être utilisé avec tous les indicateurs Adam
- La protection contre les surcharges permet d'éviter
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace

Caractéristiques Générales


- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier doux
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
GB 8	8kg	0.1g	300x400mm
GB 16	16kg	0.2g	300x400mm
GB 32	32kg	1g	300x400mm
GB 60	60kg	2g	300x400mm
GB 120	120kg	5g	300x400mm
GF 75	75kg	5g	400x500mm
GF 150	150kg	10g	400x500mm
GF 300	300kg	20g	400x500mm
GF 600	600kg	50g	600x800mm



Plateformes GF

- Poids Brut : 13kg/31kg (GF 600)
- Dimensions d'Expédition : 483x889x178mm/660x1168x178mm (GF 600)



Plateformes GB

- Poids Brut : 9kg
- Dimensions d'Expédition : 400x775x160mm



Accessoires pour Balances & Plates-Formes à Usage-Intensif

Numéro d'article	Description	SHS/LHS/IHS	PT	PTM	AELP	PTsplus	PTT
700660288	Certificat de Calibrage Usine	•		•			
700660289	Certificat de Calibrage Usine		•		•	•	•
2050013351	Colonne pour Indicateur		•	•	•		
700100199	Rampe en acier doux – PT 10R 1000mm de large		•				
700100200	Rampe en acier doux – PT 12R 1200mm de large		•				
700100201	Rampe en acier doux – PT 15R 1500mm de large		•				
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•	•	•	•	•	
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB		•	•	•	•	•
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU		•	•	•	•	•
1100011297	Boîtier relais (pour AE 403)		•	•	•		
400005615	Étiquettes 800 par rouleau						•



700660288 / 700660289
Certificat de Calibrage Usine



2050013351
Colonne pour Indicateur



700100-199/-200/-201
Rampe en acier doux



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



3074010507
Adaptateur RS-232 à USB



600002028
Logiciel de Collecte des Données AdamDU



1100011297
Boîtier relais (pour AE 403)



400005615
Étiquettes 800 par rouleau

La conception robuste et l'indice de protection IP68 font de l'AE 403 le bon choix pour une variété d'applications industrielles. L'écran rétroéclairé affiche les résultats avec des chiffres de 40 mm, et change de couleur quand le poids est au-dessus, en dessous ou dans les limites prédéfinies.



Indicateurs
AE403



Applications

- Pesage
- Contrôle du poids
- Comptage de pièces
- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage en pourcentage
- Accumulation



Indice de protection IP68
contre l'eau et la poussière



Interface RS-232 pour la connexion
aux ordinateurs et aux imprimantes



L'écran rétroéclairé change de
couleur pour une notification rapide
des limites de contrôle de poids

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, lb:oz, oz, N, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur fixe, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Acier inoxydable
- Température d'utilisation : 0° à 40°C


Modèle	Capacité	Précision
AE 403	Sélectionnable	80,000 divisions
AE403M	Sélectionnable	6,000 divisions

3 ans
garantie



Caractéristiques

- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les risques de surcharge
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement
- Division de la balance sélectionnable par l'utilisateur
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où



Autres spécifications

- Poids Brut : 2.7kg
- Dimensions d'Expédition : 229x279x152mm

Indicateurs Étiqueteurs **AE 503 & AE 504**



Indicateurs
AE 503



Indicateurs
AE 504



Obtenez instantanément l'impression des données de pesée et bien plus ! Créez des codes-barres, des QR codes et encore plus puis ajoutez-les aux étiquettes autocollantes de 50mm de large.

Applications

AE 503 / AE 504

- Pesage
- Comptage de pièces
- Vérification du comptage
- Moyennage
- Impression d'étiquettes / codes-barres
- Contrôle du poids
- Accumulation

AE503

- Pesage d'animaux / dynamique
- Pesage en pourcentage
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien du pic



Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage




L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues



Le clavier numérique de l'AE 504 permet une sélection rapide et facile parmi 1 006 PLUs

Modèle	Capacité	Précision
AE 503	Sélectionnable	80,000 divisions
AE 504	Sélectionnable	80,000 divisions



Autres spécifications

- Poids Brut : 4kg
- Dimensions d'Expédition : 280x360x220mm

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb, oz, ct, dr, mm, T, tonne (AE 503); g, kg, lb, oz (AE 504)
- Interface: RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 3A, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 34mm (AE 503); des chiffres de 22mm (AE 504)
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 0° à 40°C

Caractéristiques

- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Division de la balance sélectionnable par l'utilisateur

Le GK dispose d'un clavier numérique complet, permettant aux utilisateurs de tarer des valeurs prédéfinies pour le pesage répétitif de récipients identiques. Les LED multicolores accélèrent le triage, indiquant si le poids est au-dessus, sous ou dans une gamme spécifiée.

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Vérification du comptage
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage dynamique / des animaux



GK



GK-Mplus



Indicateurs
GK



Indicateurs
GK-Mplus



Interface RS-232 pour la connexion
aux ordinateurs et aux imprimantes



Écran LCD lumineux rétroéclairé
clairement visible dans n'importe
quelles conditions d'éclairage



Les touches colorées facilitent la
reconnaissance rapide des fonctions
les plus fréquemment utilisées


Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz, oz, N
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm (GK); chiffres de 40mm (GK-Mplus)
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision
GK	Sélectionnable	60,000 divisions
GK-Mplus	Sélectionnable	6,000 divisions

Caractéristiques

- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les risques de surcharge
- Le boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Le boîtier, le clavier et l'écran sont résistants aux éclaboussures et facilement nettoyables
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions comprennent la date et l'heure
- Capacité et précision programmables pour une variété d'applications
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Le filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournit des résultats stables pour les sujets en mouvement



Autres spécifications

- Poids Brut : 2.7kg
- Dimensions d'Expédition : 229x279x229mm



Indicateurs
GC



Avec un large éventail de fonctionnalités, le GC est idéal pour les tâches de comptage de pièces. Son clavier numérique facilite l'enregistrement des unités de poids et des échantillon, tandis que l'écran indique l'unité de poids, le poids total et le nombre de pièces.

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Vérification du compte



Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes



Poids unitaire, poids total et pièce comptés clairement visible en un seul endroit



Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées

Modèle	Capacité	Précision
GC	Sélectionnable	60,000 divisions




Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : g, kg, lb
- Interface: RS-232
- Alimentation : Cordon d'alimentation secteur, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : -10° à 40°C

Caractéristiques

- Le boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Support mural pour placer l'indicateur sur une surface verticale
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- L'alarme de surcharge sonore prévient si la capacité est dépassée
- Résolution de comptage interne de 1:600,000 pour des résultats précis
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids des pièces lorsqu'elles sont ajoutées
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Les impressions comprennent la date et l'heure
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les risques de surcharge
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- L'utilisateur peut programmer l'alarme pour qu'elle se déclenche lorsque le total prédéfini est atteint



Autres spécifications

- Poids Brut : 2.3kg
- Dimensions d'Expédition : 229x279x229mm

Accessoires pour Indicateurs

Numéro d'article	Description	AE 403	AE 503/504	GK/GK-Mplus	GC
3102014653	Coque transparente (AE 403)	•			
3052010526	Coque transparente (GK/GK-Mplus)			•	•
2050013351	Colonne pour Indicateur	•	•	•	•
1120015779	Imprimante Thermique ATP2	•		•	
3074010266	Câble RS-232			•	•
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB	•	•	•	•
700400103	Câble RS-232 4Pin-9F	•			
600002028	Logiciel de Collecte des Données AdamDU	•	•	•	•
1100011297	Boîtier relais (pour AE 403)	•		•	
400005615	Étiquettes 800 par rouleau		•		



3102014653
Coque transparente (AE 403)



3052010526
Coque transparente
(GK/GK-Mplus)



2050013351
Colonne pour Indicateur



1120015779
Imprimante Thermique ATP2



3074010266
Câble RS-232



3074010507
Adaptateur RS-232 à USB



700400103
Câble RS-232 4Pin-9F



600002028
Logiciel de Collecte des
Données AdamDU



1100011297
Boîtier relais (pour AE 403)



400005615
Étiquettes 800 par rouleau



Les balances de MTB

Légère et portable, la MTB offre la versatilité pour les pédiatres et les autres fournisseurs de soins de santé. Le berceau ergonomique habilement conçu fournit un soutien confortable pour les bébés, et s'enlève facilement pour révéler un mat anti-dérapante en caoutchouc en dessous pour peser des enfants en bas âge.



Applications

- Pesage



Pour peser idéalement les jeunes enfants, retirez la nacelle afin d'accéder à la plateforme située en dessous.




Le design léger facilite le transport et la portabilité



Nacelle ergonomique pour le confort et le maintien de bébé

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
MTB 20	20kg	0.005kg	285x560mm

3 ans
garantie



Autres spécifications

- Poids Brut : 4.1kg
- Dimensions d'Expédition : 381x610x178mm

Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb, lb:oz
- Alimentation : Adaptateur 6VDC 500mA, 4 x piles AA
- Affichage : LCD avec des chiffres de 29mm
- Calibrage : Externe
- Boîtier : Plastique ABS
- Température d'utilisation : 10° à 40°C

Caractéristiques

- Grand écran très contrasté, facilement lisible à distance
- L'opération simple permet un démarrage l'utilisation rapide avec peu ou aucune formation
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie

Accessoires

Numéro d'article	Description
700660290	Certificat de Calibrage Usine

Avec un design moderne et une construction solide, les balances numériques MDW offrent une précision abordable pour les installations de soins, de santé et de remise en forme. MDW fournit la taille et le poids précis et dispose d'une base en métal robuste et d'une plate-forme de pesage anti-dérapant.



Les balances de MDW



Les valeurs de pesée sont affichées avec clarté sur l'écran LED



La plate-forme anti-dérapante garantit la sécurité lorsque l'on monte ou descend de la balance



La toise aide à calculer l'IMC

Applications

- Pesage
- Fige les résultats sur l'écran
- Mesure de la taille



Caractéristiques Générales

- Unités de pesage : kg, lb
- Interface: RS-232
- Alimentation : Adaptateur 12VDC 500mA, Batterie rechargeable interne
- Affichage : LED avec des chiffres de 22mm
- Calibrage : Externe
- Température d'utilisation : 5° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du Plateau
MDW 300L	300kg	0.05kg	275x375mm

3 ans
garantie




Caractéristiques

- Construction métallique de la base et de la colonne
- Les roulettes intégrées de la MDW 300L permettent un transport facile.
- Calcule l'indice de masse corporelle (IMC)

Accessoires

Numéro d'article	Description
3014011014	Câble RS-232
3074010507	Adaptateur RS-232 à USB
1120015779	Imprimante Thermique ATP2
700660290	Certificat de Calibrage Usine



Autres spécifications

- Poids Brut : 16.8kg
- Dimensions d'Expédition : 533x1321x152mm
- Hauteur maximale de la toise : 212cm



Masses
OIML



Les poids OIML d'Adam sont disponibles en ensembles ou séparément. Les poids individuels sont emballés dans une boîte en plastique, tandis que les poids ensembles sont placés dans une boîte en aluminium doublée, avec forceps et gant blanc en coton.



Étui Individuel en Plastique

1 an
garantie



Choisissez des ensembles complets de poids ou des poids individuels



Assurez-vous que votre balance donne des résultats précis



Tous les poids répondent aux exigences de mesure selon les standards OIML

Coffret de Masses

Numéro d'article	Classe	Poids
700100419	OIML E1	1mg-50g
700100420	OIML E1	1mg-100g
700100421	OIML E1	1mg-200g
700100026	OIML E2	1mg-200g
700100207	OIML E2	1g-200g
700100028	OIML F1	1mg-200g
700100011	OIML F1	1mg-500g
700100027	OIML F1	1g-100g
700100049	OIML F1	1g-200g
700100042	OIML F1	1g-500g
700100070	OIML F1	1g-2kg
700100035	OIML M1	1g-100g
700100037	OIML M1	1g-200g
700100228	OIML M1	1g-500g
700100071	OIML M1	1g-2kg

Caractéristiques

- Le poids E2 offre la plus grande précision et est idéal pour l'analyse
- Les poids F1 sont orientés vers les balances de précision
- Les poids M1 sont plus abordables et conviennent aux produits moins coûteux tels que les balances compactes et les balances de comptoir.

Accessoires

Numéro d'article	Description
700200106	Pince pour poids de calibrage - Petite
700200105	Pince pour poids de calibrage - Grande

Classe E1



Numéro d'article	Classe	Poids
700100398	OIML E1	5g
700100399	OIML E1	10g
700100400	OIML E1	20g
700100401	OIML E1	50g

Classe M1



Numéro d'article	Classe	Poids
700100065	OIML M1	1g
700100066	OIML M1	2g
700100067	OIML M1	5g
700100068	OIML M1	10g
700100069	OIML M1	20g
700100058	OIML M1	50g
700100059	OIML M1	100g
700100072	OIML M1	200g
700100060	OIML M1	500g
700100029	OIML M1	1kg
700100030	OIML M1	2kg
700100024	OIML M1	5kg
700100031	OIML M1	10kg
700100032	OIML M1	20kg

Classe E2



Numéro d'article	Classe	Poids
700100232	OIML E2	50g
700100022	OIML E2	100g
700100023	OIML E2	200g

Classe F1



Numéro d'article	Classe	Poids
700100019	OIML F1	1g
700100018	OIML F1	2g
700100017	OIML F1	5g
700100016	OIML F1	10g
700100015	OIML F1	20g
700100014	OIML F1	50g
700100007	OIML F1	100g
700100012	OIML F1	200g
700100008	OIML F1	500g
700100009	OIML F1	1kg
700100010	OIML F1	2kg
700100013	OIML F1	5kg

Masses en Fonte de Classe M1



Numéro d'article	Classe	Poids
700100024	OIML M1	5kg
700100031	OIML M1	10kg
700100032	OIML M1	20kg

Documentation

Déclaration de calibrage par poids (Classe F1 & M1) : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1mg - 200g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1mg - 500g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 100g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 200g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 500g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids F1 1g - 2kg : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 100g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 200g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 500g : En interne

Déclaration de Calibrage pour set de poids M1 1g - 2kg : En interne

Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.



Allemagne

Instenkamp 4
24242 Felde, Allemagne
Téléphone : +49- (0) 4340-40300-0
Fax: +49- (0) 4340-40300-20
Email : vertrieb@aeadam.de

Amérique du Nord

1 Fox Hollow Road
Oxford, CT, 06478, USA
Téléphone : +1 (203) 790-4774
Fax: +1 (203) 792-3406
Email : sales@adamequipment.com

Australie

70 Miguel Road, Bibra Lake 6163
Perth, WA, Australie
Téléphone : +61 (0) 8 6461 6236
Email : sales@adamequipment.com.au

Royaume-Uni

Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD, UK
Téléphone : +44 (0)1908 274545
Email : sales@adamequipment.co.uk

Afrique du Sud

7 Megawatt Road, Spartan EXT 22 Kempton Park
Johannesburg, République d'Afrique du Sud
Téléphone : +27 (0)11 9749745
Email : sales@adamequipment.co.za

Chine

218 Hengfeng Road
Xiandai Jiaotong Mansion, Room 1613
Jing An District, Shanghai, PR Chine, 200070
Téléphone : +86 (21) 5180 1901
Fax: +86 (21) 5180 1907
Email : sales@adamequipment.com.cn

www.adamequipment.fr

Nimbus, Core, Dune, Highland, Cruiser, Aqua, Gladiator, ShockProtect, HandiCal, Adam Equipment et le logo Adam Equipment sont des marques déposées d'Adam Equipment et par conséquent, l'utilisation de ces marques de quelque manière que ce soit n'est autorisée qu'avec la permission écrite expresse d'Adam Equipment.

Adam Equipment suit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et le prix sans préavis. Les termes et conditions de vente générales d'Adam Equipment s'appliquent. Sous réserve de fautes et de modifications.

Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.